

CATALOGUE PRODUITS

Implants Bone Level

BL



● IMPLANT

Implant Infinity

Longueur (mm)	Ø3,5	Ø4	Ø5
8	I308	I408	I508
10,5	I310	I410	I510
11,5	I311	I411	I511
13	I313	I413	I513
15,5	I315	I415	I515



Pose à 45 N.cm
Livré avec 1 vis de couverture



Implant M

Longueur (mm)	Ø3,2	Ø3,9	Ø4,7
8	M308	M408	M508
10	M310	M410	M510
11,5	M311	M411	M511
13	M313	M413	M513
15	M315	M415	M515



Pose à 45 N.cm
Livré avec 1 vis de couverture



Implant Connect

Longueur (mm)	Ø3,5	Ø4	Ø5
8	X308	X408	X508
10,5	X310	X410	X510
11,5	X311	X411	X511
13	X313	X413	X513
15,5	X315	X415	X515



Pose à 45 N.cm
Livré avec 1 vis de couverture



Pour vous permettre une meilleure reconnaissance des pièces à utiliser, un code couleur est intégré dans tous nos systèmes.

La référence de ce code est le **diamètre de la plateforme implantaire**.



Implant Baby 8

Longueur (mm)	Ø4	Ø5
6	XS406	XS506

Conseil d'utilisation : Utilisation de la trousse chirurgicale pour implants Baby Réf. A-TF001.



Pose à 45 N.cm

Livré avec 1 vis de couverture



Implant Baby M

Longueur (mm)	Ø3,9	Ø4,7
6	MS406	MS506

Conseil d'utilisation : Utilisation de la trousse chirurgicale pour implants Baby Réf. A-TF002.



Pose à 45 N.cm

Livré avec 1 vis de couverture



● VIS DE CICATRISATION

Vis de cicatrisation standard

Ø implant	Øem (mm)	Hg (mm)	Référence
Ø3,5	4,55	3	HO-VT330
		5	HO-VT350
		7	HO-VT370
Ø4	5,3	3	HO-VT430
		5	HO-VT450
		7	HO-VT470
Ø5	6,3	3	HO-VT530
		5	HO-VT550
		7	HO-VT570



Vissage manuel
Hg
Øem

Ø implant	Øem (mm)	Hg (mm)	Référence
Ø3,2	4,55	3,5	M-VT330
		5	M-VT350
		7	M-VT370
Ø3,9	5,3	3,5	M-VT430
		5	M-VT450
		7	M-VT470
Ø4,7	6,3	3,5	M-VT530
		5	M-VT550
		7	M-VT570



Vissage manuel
Hg
Øem

Vis de cicatrisation platform switching (SW)

Ø implant	Øem (mm)	Hg (mm)	Référence
Ø3,5 Ø4	4,55	3	HO-VTS330
		5	HO-VTS350
Ø4	5,3	3	HO-VTS430
		5	HO-VTS450

Conseil d'utilisation : À utiliser exclusivement avec la gamme de piliers définitifs titane Platform Switching (SW), page 4.



Vissage manuel
Hg
Øem
Ø3,25

Vis de cicatrisation large

Ø implant	Øem (mm)	Hg (mm)	Référence
Ø3,2	6	3,5	M-VTL330
		5	M-VTL350
Ø3,9	6,3	3,5	M-VTL430
		5	M-VTL450
Ø4,7	7,3	3,5	M-VTL530
		5	M-VTL550



Conseil d'utilisation : La vis de cicatrisation large est utile dans le cas d'une préparation gingivale pour recevoir une couronne de taille importante (ex. en position postérieure) et pour faciliter la pose du transfert d'empreinte.


Vissage manuel
Hg
Øem

● TRANSFERT DE PRISE D'EMPREINTE


Scanbody - Transfert numérique

Les composants prothétiques 3D, nécessaires pour vos travaux personnalisés compatibles Exocad, 3shape et Dentalwings, sont directement téléchargeables sur notre site internet tbr.dental/fr/contact.

Ø implant	Øem (mm)	H (mm)	Référence
Ø3,5 Ø4 Ø5	3,5	7	O-SCN007
		12	O-SCN000



Ø implant	Øem (mm)	H (mm)	Référence
Ø3,2 Ø3,9 Ø4,7	3,5	7	M-SCN307 M-SCN407 M-SCN507
Ø3,2 Ø3,9 Ø4,7		12	M-SCN300 M-SCN400 M-SCN500



Scanbody - Transfert numérique pour pilier Multi-Unit - compatible 8 et M


Ø implant	Hc (mm)	Référence
Ø3,5/3,2	1,2	HO-GCF300
Ø4/3,9		HO-GCF400*
Ø5/4,7		HO-GCF500

Les composants prothétiques 3D, nécessaires pour vos travaux personnalisés compatibles Exocad, 3shape et Dentalwings, sont directement téléchargeables sur notre site internet tbr.dental/fr/contact.



Livré avec 1 vis
Réf. MO-VPC040

Spécial
CAD/CAM



Transfert d'empreinte - Technique Directe «Pick-up»

Ø implant	Øem (mm)	Hr (mm)	Hc (mm)	Profil	Référence
Ø3,5	Ø4,25			Standard	O-TD300
Ø3,5/4				SW	O-TDS300
Ø4	Ø5	2	2	Standard	O-TD400
				SW	O-TDS400
Ø5	Ø6			Standard	O-TD500



Ø implant	Øem (mm)	Hr (mm)	Hc (mm)	Référence
Ø3,2	Ø3,2	0	4	M-TDN300
	Ø4,25	1,5	2,5	M-TD300
		3		M-TD350
Ø3,9	Ø5	0	4	M-TDN400
		1,5	2,5	M-TD400
		2,5		M-TD450
Ø4,7	Ø6	0	4	M-TDN500
		1,5	2,5	M-TD500
		2,5		M-TD550

Conseil d'utilisation : Réfs. M-TD350/450/550 pour des piliers avec épaulement de 3 et 5 mm ; Réfs. M-TDN300/400/500 pour des piliers avec épaulement de 0,7 mm.




Transfert d'empreinte - Technique Indirecte «Pop-in»

Ø implant	Øem (mm)	Hr (mm)	Hc (mm)	Profil	Référence
Ø3,5	Ø4,25			Standard	O-TI300
Ø3,5/4				SW	O-TIS300
Ø4	Ø5	2	2	Standard	O-TI400
				SW	O-TIS400
Ø5	Ø6			Standard	O-TI500



Ø implant	Hr (mm)	Référence
Ø3,2	0	M-TIN300
	1,5	M-TI300
	2,5	M-TI350
Ø3,9	0	M-TIN400
	1,5	M-TI400
	2,5	M-TI450
Ø4,7	0	M-TIN500
	1,5	M-TI500
	2,5	M-TI550


Conseil d'utilisation : Réfs. M-TI350/450/550 pour des piliers avec épaulement de 3 et 5 mm. Réfs. M-TIN300/400/500 pour des piliers avec épaulement de 0,7 mm.



Transfert d'empreinte - Technique Directe «Swissclip»


Ø implant	Hr (mm)	Hc (mm)	Profil	Référence
Ø3,5			Standard	O-TDC300
Ø3,5/4			SW	O-TDCS300
Ø4	2	2	Standard	O-TDC400
			SW	O-TDCS400
Ø5			Standard	O-TDC500

Conseil d'utilisation : Utilisation optimale des transferts Swissclip lorsque l'axe implantaire est droit.



Ø implant	Hr (mm)	Référence
Ø3,2		M-TDC300
Ø3,9	1,5	M-TDC400
Ø4,7		M-TDC500

Conseil d'utilisation : Utilisation optimale des transferts Swissclip lorsque l'axe implantaire est droit.



Transfert d'empreinte - Technique Directe pour pilier Multi-Unit - compatible 8 et M

Ø implant	Øem (mm)	Hc (mm)	Référence
Ø3,5/3,2	Ø4,25		HO-TDP300
Ø4/3,9	Ø5	3	TDP400*
Ø5/4,7	Ø6		TDP500



Transfert d'empreinte - Technique Indirecte pour pilier Multi-Unit - compatible 8 et M

Ø implant	Øem (mm)	Hc (mm)	Référence
Ø3,5/3,2	Ø4,25		HO-TIP300
Ø4/3,9	Ø5	3	TIP400*
Ø5/4,7	Ø6		TIP500



Transfert pour pilier Locator® - compatible 8 et M

Ø implant	Référence
Ø3,5/3,2 Ø4/3,9 Ø5/4,7	LOC_08505



Conditionné par 4

HOMOLOGUE

Homologue d'implant

Conseil d'utilisation : Les homologues d'implants s'utilisent aussi bien en méthode conventionnelle qu'en méthode numérique.

Ø implant	Référence
Ø3,5	O-RU300
Ø4	O-RU400
Ø5	O-RU500



Ø implant	Référence
Ø3,2	M-RU300
Ø3,9	M-RU400
Ø4,7	M-RU500



Homologue pour pilier Multi-Unit - compatible 8 et M

Ø implant	Hc (mm)	Référence
Ø3,5/3,2	1	HPU300
Ø4/3,9		HPU400*
Ø5/4,7		HPU500

Conseil d'utilisation : Les homologues d'implants pour pilier Multi-Unit s'utilisent aussi bien en méthode conventionnelle qu'en méthode numérique.



Homologue pour pilier Locator® - compatible 8 et M

Ø implant	Référence
Ø3,5/3,2 Ø4/3,9	LOC_08530
Ø5/4,7	LOC_08516



Conditionné par 4


*La prise d'empreinte des piliers Multi-Unit Angulés, quel que soit le diamètre, doit être effectuée avec : par méthode conventionnelle - le transfert Réf. TDP400 en technique directe ou Réf. TIP400 en technique indirecte ; par méthode numérique - le transfert numérique Scanbody Réf. HO-GCF400. Pour tous les diamètres des piliers Multi-Unit angulés, utiliser l'homologue pour pilier Multi-Unit Réf. HPU400.

PROTHÈSE FIXE

Base de connexion indexée

Conseil d'utilisation : Les bases de connexion indexées ne doivent pas être sablées. Convient pour les restaurations prothétiques unitaires. Les composants prothétiques 3D, nécessaires pour vos travaux personnalisés compatibles Exocad, 3shape et Dentalwings, sont directement téléchargeables sur notre site internet tbr.dental/fr/contact.

Ø implant	Øem (mm)	Hg (mm)	Hc (mm)	Référence
Ø3,5	Ø4,25	0,5	3	O-BAS300
			5	O-BAL300
Ø4			3	O-BAS400
			5	O-BAL400
Ø5	Ø5		3	O-BAS500
			5	O-BAL500
Ø3,5 Ø4	Ø5	1,5	3	O-BAS410
			5	O-BAL410



Ø implant	Øem (mm)	Hg (mm)	Hc (mm)	Référence
Ø3,2	Ø4,25	0,7	3	M-BAS307
			5	M-BAL307
		1,5	3	M-BAS310
			5	M-BAL310
Ø3,9	Ø5	0,7	3	M-BAS407
			5	M-BAL407
		1,5	3	M-BAS410
			5	M-BAL410
Ø5	Ø6	0,7	3	M-BAS507
			5	M-BAL507
		1,5	3	M-BAS510
			5	M-BAL510




Base de connexion non indexée

Conseil d'utilisation : Les bases de connexion non indexées ne doivent pas être sablées. Convient pour les restaurations prothétiques plurales. Les composants prothétiques 3D, nécessaires pour vos travaux personnalisés compatibles Exocad, 3shape et Dentalwings, sont directement téléchargeables sur notre site internet tbr.dental/fr/contact.

Ø implant	Øem (mm)	Hg (mm)	Référence
Ø3,5	Ø4,25	0,5	O-BASR300
Ø4			O-BASR400
Ø5			O-BASR500
Ø3,5 Ø4 Ø5	Ø5	1,5	O-BASR410



Ø implant	Øem (mm)	Hg (mm)	Référence
Ø3,2	Ø4,25	0,7	M-BASR307
		1,5	M-BASR310
Ø3,9	Ø5	0,7	M-BASR407
		1,5	M-BASR410
Ø4,7	Ø6	0,7	M-BASR507
		1,5	M-BASR510



Pilier titane standard

Ø implant	Øem (mm)	α°	Hg (mm)	Référence
Ø3,5	Ø4,25	0°	0	O-MT300
			2	O-MT320
			4	O-MT340
		15°	0	O-MT301
			2	O-MT321
			4	O-MT341
		25°	0	O-MT302
			2	O-MT322
			4	O-MT342
Ø4	Ø5	0°	0	ZC-MT000
			2	O-MT420
			4	O-MT440
		15°	0	ZC-MT001
			2	O-MT421
			4	O-MT441
		25°	0	ZC-MT002
			2	O-MT422
			4	O-MT442
Ø5	Ø6	0°	0	O-MT500
			2	O-MT520
			4	O-MT540
		15°	0	O-MT501
			2	O-MT521
			4	O-MT541
		25°	0	O-MT502
			2	O-MT522
			4	O-MT542

Vissage 30 N.cm

Livré avec 2 vis Réf. VIM052

Ø implant	Øem (mm)	α°	Hg (mm)	Référence
Ø3,2	Ø4,25	0°	0,7	M-MT300
			1,5	M-MT310
			3	M-MT330
		15°	5	M-MT350
			0,7	M-MT301
			1,5	M-MT311
			3	M-MT331
		25°	5	M-MT351
			0,7	M-MT302
Ø3,9	Ø5	0°	1,5	M-MT312
			3	M-MT332
			5	M-MT352
		15°	0,7	M-MT400
			1,5	M-MT410
			3	M-MT430
		25°	5	M-MT450
			0,7	M-MT401
			1,5	M-MT411
Ø4,7	Ø6	0°	3	M-MT431
			5	M-MT451
		15°	0,7	M-MT402
			1,5	M-MT412
			3	M-MT432
		25°	5	M-MT452
			0,7	M-MT500
			1,5	M-MT510
			3	M-MT530

Vissage 30 N.cm

Livré avec 2 vis dorées pour pilier titane Réf. VIM051 si Hg = 0,7 mm ou 2 vis grises pour pilier titane Réf. VIM064 si Hg < ou = 1,5 mm

2 tailles de vis différentes

Pilier définitif titane Platform Switching (SW)

Ø implant	Øem (mm)	α°	Hg (mm)	Référence
Ø3,5 Ø4	Ø4,25	0°	1	O-MTS310
			2	O-MTS320
		15°	1	O-MTS311
			2	O-MTS321
		25°	1	O-MTS312
			2	O-MTS322
Ø4	Ø5	0°	1	O-MTS410
			2	O-MTS420
		15°	1	O-MTS411
			2	O-MTS421
		25°	1	O-MTS412
			2	O-MTS422

Vissage 30 N.cm

Livré avec 2 vis Réf. VIM052

Conseil d'utilisation : Le kit d'angulation permet de sélectionner facilement l'angulation du cas clinique à traiter. Disponible à l'unité ou dans la trousse prothétique et .



Réf. KP201



Réf. KP202

Les bagues Swissclip sont à changer régulièrement.

Réf. A-MBP008
Conditionné par 6



Réf. A-MBP007
Conditionné par 6



Conseil d'utilisation : Utilisation du sélecteur d'épaulement pour le choix de la hauteur gingivale. Disponible à l'unité ou dans la trousse prothétique et .



Réf. O-KHE500




Réf. M-KHE500


● PROTHÈSE TRANSVISSÉE / VISSÉE

Pilier Multi-Unit droit  Les piliers Multi-Unit droits sont livrés avec des gaines calcinables, **Réf. GP400/500/600.**

Ø implant	Øem (mm)	Hc (mm)	Hg (mm)	Référence
Ø3,5	Ø4,25	1	1,5	O-PCS310
			3	O-PCS330
Ø4	Ø5		1,5	O-PCS410
			3	O-PCS430
Ø5	Ø6		1,5	O-PCS510
			3	O-PCS530




Ø implant	Øem (mm)	Hc (mm)	Hg (mm)	Référence
Ø3,2	Ø4,25	1	1,5	M-PCS310
			3	M-PCS330
Ø3,9	Ø5		1,5	M-PCS410
			3	M-PCS430
Ø4,7	Ø6		1,5	M-PCS510
			3	M-PCS530




Pilier Multi-Unit angulé  Protocole d'assemblage disponible notre site internet **ifu.tbr.dental**
Les piliers Multi-Unit angulés sont livrés avec une gaine calcinable, **Réf. GP500.**

Ø implant	Øem (mm)	α°	Hg1 (mm)	Hc (mm)	Référence
Ø3,5	Ø5	20°	2	1	O-PCS322
		30°			O-PCS323
Ø4		20°			O-PCS422
		30°			O-PCS423
Ø5		20°			O-PCS522
		30°			O-PCS523



Ø implant	Øem (mm)	α°	Hg1 (mm)	Hc (mm)	Référence
Ø3,2	Ø5	20°	2,5	1	M-PCS322
		30°			M-PCS323
Ø3,9		20°			M-PCS422
		30°			M-PCS423
Ø4,7		20°			M-PCS522
		30°			M-PCS523



La phase de cicatrisation et la prise d'empreinte des piliers Multi-Unit angulés quel que soit le diamètre doit être effectuée avec :
- la coiffe de cicatrisation de pilier Multi-Unit **réf. HO-CP400** ;
- en méthode conventionnelle : le transfert **Réf. TDP400** en technique directe ou **Réf. TIP400** en technique indirecte ;
- en méthode numérique : le transfert numérique Scanbody **Réf. HO-GCF400**.
Le modèle en plâtre sera coulé (méthode conventionnelle) ou imprimé (méthode numérique) avec un homologue universel **Réf. HPU400**.
Les restaurations prothétiques sur les piliers Multi-Unit angulés doivent uniquement être réalisées avec les gaines PEEK **Réf. HO-GPCS400** et les gaines TITANE **Réf. HO-GCS400**.

Coiffe de cicatrisation pour pilier Multi-Unit - compatible 8 et M

Ø implant	Øem (mm)	H (mm)	Référence
Ø3,5/3,2	Ø4,25	2,5	HO-CP300
Ø4/3,9	Ø5		HO-CP400
Ø5/4,7	Ø6		HO-CP500



 **Conseil d'utilisation :** pour les piliers Multi-Unit angulés, quel que soit le diamètre, utiliser la **Réf. HO-CP400**.

Gaine TITANE pour pilier Multi-Unit - compatible 8 et M

Ø implant	Hc (mm)	Référence
Ø3,5/3,2	1,2	HO-GCS300
Ø4/3,9		HO-GCS400
Ø5/4,7		HO-GCS500



Gaine PEEK pour pilier Multi-Unit - compatible 8 et M

Ø implant	Hc (mm)	Référence
Ø3,5/3,2	1,2	HO-GPCS300
Ø4/3,9		HO-GPCS400
Ø5/4,7		HO-GPCS500



 Les gaines Titane et PEEK sont sécables. En méthode numérique, 3 hauteurs de gaines Titane/PEEK (1/3, 2/3, 3/3) sont disponibles dans les librairies de composants 3D téléchargeables sur le site internet **tbr.dental/fr/contact**.



Notre centre d'usinage Index vous propose des restaurations personnalisées de haute précision :
> barres / suprastructures sur piliers Multi-Unit (titane ou chrome-cobalt)
> bridges transvisés sur piliers Multi-Unit (titane, zircone, chrome-cobalt, PMMA)

Toutes les étapes pour commander vos restaurations personnalisées :

- 1**  Contactez-nous au **05 62 16 71 00 - option 1** pour recevoir votre **Bon de commande Index by TBR** ou directement sur le site **tbr.dental**
- 2**  Pour chacun de vos cas, complétez votre **Bon de commande** accompagné des éléments nécessaires et retournez l'ensemble au Service Index by TBR : **24, impasse René Couzinet, 31500 Toulouse** ou par mail, pour vos cas numériques : **commande@tbr.dental**
- 3**  Recevez vos restaurations personnalisées

● PROTHÈSE AMOVIBLE

Pilier Locator®

Ø implant	Hg (mm)	Référence
Ø3,5	1	LOC_01649
	2	LOC_01650
	3	LOC_01651
	4	LOC_01652
	5	LOC_01653
Ø4	1	LOC_01655
	2	LOC_01656
	3	LOC_01657
	4	LOC_01658
	5	LOC_01659
Ø5	1	LOC_01661
	2	LOC_01662
	3	LOC_01663
	4	LOC_01664
	5	LOC_01665

 **Conseil d'utilisation :** Utilisation du sélecteur d'épaulement, Réf. O-KHE500 pour le choix de la hauteur gingivale. Disponible à l'unité ou dans la trousse prothétique.



Ø implant	Hg (mm)	Référence
Ø3,2	1	LOC_01809
	2	LOC_01810
	3	LOC_01751
	4	LOC_01811
	5	LOC_01812
Ø3,9	1	LOC_01813
	2	LOC_01814
	3	LOC_01752
	4	LOC_01815
	5	LOC_01816
Ø4,7	1	LOC_01817
	2	LOC_01818
	3	LOC_01753
	4	LOC_01819
	5	LOC_01820

 **Conseil d'utilisation :** Utilisation du sélecteur d'épaulement, Réf. M-KHE500 pour le choix de la hauteur gingivale. Disponible à l'unité ou dans la trousse prothétique.




Accessoires pour Pilier Locator® - compatible 8 et M


Désignation	Référence	
Locator® pack : coiffe + rétentions + rondelle d'espacement	LOC_08519-2	 Conditionné par 2
Clé Locator® multi-fonctions 3 en 1	LOC_08393	
Mandrin Locator®	LOC_08260	
Guide Locator® de mesure d'angle	LOC_9530	
Paralléliseur clipsable Locator® pour mesure de divergence	LOC_08517	

Désignation	Force	Référence	
Joint de rétentio nylon provisoire (x4) noir	N/A	LOC_08515	
Joint de rétentio nylon LIGHT (x4) rouge	40° Div max/0,45 kg	LOC_08548	
Joint de rétentio nylon STANDARD (x4) vert	40° Div max/1,81 kg	LOC_08547	
Joint de rétentio nylon EXTRA LIGHT (x4) bleu	40° Div max/0,68 kg	LOC_08529	
Joint de rétentio nylon EXTRA LIGHT (x4) rose	20° Div max/1,36 kg	LOC_08527	
Joint de rétentio nylon STANDARD (x4) transparent	20° Div max/2,27 kg	LOC_08524	

● INSTRUMENTS

Désignation	Référence	
Tournevis hexagonal ultra court L = 10,5 mm	A-CHB165	
Tournevis hexagonal court L = 10,5 mm	A-CHC216	
Tournevis hexagonal moyen L = 14,75 mm	A-CHM265	
Tournevis hexagonal long / L = 19 mm	A-CHL301	
Clé dynamométrique	GAN-469-1000203	
Mandrin hexagonal court / L = 11 mm pour clé dynamométrique	A-ME007	
Mandrin hexagonal long / L = 19 mm pour clé dynamométrique	A-ME006	
Embout hexagonal court pour contre-angle / L = 10 mm	ET 600	
Embout hexagonal long pour contre-angle / L = 19 mm	ET 700	
Mandrin extracteur long pour pilier pour gamme M pour pilier M avec épaulement > ou = à 0,7 mm	A-EXT240	
Mandrin extracteur court pour pilier pour gamme M pour pilier M avec épaulement < ou = 0,7 mm	A-EXT230	

Désignation	Référence	
Sélecteur de hauteur d'épaulement M	M-KHE500	
Sélecteur de hauteur d'épaulement 8	O-KHE500	
Mandrin court pour pilier Multi-unit	A-MPC103	
Mandrin long pour pilier Multi-unit	A-MPC198	
Kit d'extraction de vis M	A-KEV600	
Kit d'extraction de vis 8	A-KEV800	
Kit d'angulation SwissClip M	KP202	
Kit d'angulation SwissClip 8	KP201	
Transparent sélecteur universel	A-TS600	



NOTICES & PROTOCOLES TBR®

Retrouvez, en un seul endroit, toutes les notices et protocoles d'implantologie et de prothèse sur notre plateforme en ligne : **ifu.tbr.dental**

Téléchargez notre **Catalogue Instrumentation & accessoires** sur notre site **<https://tbr.dental/fr/technologies>**

Réf. Z-FINST



📍 24 impasse René Couzinet, 31500 Toulouse - FRANCE
 ☎ +33 (0)5 62 16 71 00
 ✉ contact@tbr.dental
 🌐 **www.tbr.dental**