



Herbitas
Laboratorios

STEP TO THE FUTURE

**CATÁLOGO
ESPECIAL CIRUGÍA**



SECCIÓN CIRUGÍA
WEB

CONSEJOS PARA UNA CORRECTA DESINFECCIÓN DEL INSTRUMENTAL

Desde Laboratorios Herbitas queremos que el instrumental quirúrgico de nuestros clientes tenga la mayor vida útil posible dando a conocer todos los posibles riesgos a los que se ve sometido y por los cuales finalmente termina oxidándose y/o corroyéndose el material. En este apartado os ofrecemos algunos tips para cuidar, mantener y alargar la vida útil del instrumental quirúrgico.

RECOMENDACIONES INICIALES

El primer paso a realizar ante un instrumental quirúrgico nuevo es una comprobación visual y mecánica. Inicialmente, todo instrumental quirúrgico debe ser lavado a mano con jabón neutro y cepillo suave 2 o 3 veces ya el instrumental puede venir recubierto con una parafina protectora que se ha de eliminar durante la limpieza.

¿Cómo es posible que el acero inoxidable se oxide?

El acero estándar está compuesto principalmente de hierro y carbono, material susceptible de oxidarse con las condiciones ambientales. Sin embargo, el acero inoxidable, además de contener hierro y carbono, está compuesto por cromo y otros metales que mejoran sus propiedades de dureza, resistencia y hacen que el material no se oxide. Aunque se llame acero inoxidable, el cromo de la superficie reaccionan con el oxígeno de la atmósfera para formar óxido de cromo, es decir, una capa fina e invisible que protege al acero inoxidable (pasivación). Esta capa evita la oxidación del hierro y hace que el material sea inoxidable. Sin embargo, si esta capa protectora se erosiona en profundidad, el instrumental quirúrgico será susceptible de oxidarse y quedar inutilizable.

TIPOS DE OXIDACIÓN, CAUSAS Y SOLUCIONES

A. AGUJEROS DE CORROSIÓN (PICADURA).

Es la oxidación más frecuente, progresa rápidamente y conducen en poco tiempo al deterioro total del instrumental.

Causas: Soluciones salinas, sales cloradas, sales ácidas, tinturas de yodo, agua, determinados productos de limpieza y desinfección actuando sobre la superficie.

Soluciones: Reducir al mínimo el contacto con estas soluciones y en caso de utilización inevitable, aclarar inmediatamente los instrumentos con agua desmineralizada.

B. CORROSIÓN MICROBIOLÓGICA

No es un tipo de corrosión en sí, sino que más bien es un fenómeno que facilita el desarrollo de otros procesos de corrosión.

Causas: Residuos de secreciones, sangre, pus, restos tisulares, residuos óseos, organismos biológicos, y/o soluciones desinfectantes sucias.

Soluciones: Evitar largos tiempos de espera para el reprocesado del instrumental y evitar que la suciedad se seque. Realizar la limpieza del material lo antes posible.

C. FISURAS POR TENSIÓN INTERNAS O EXTERNAS QUE DERIVAN EN CORROSIÓN

Cuando el material es sometido a esfuerzo de tensión o fatiga, ya sea de forma interna o externa, se forman pequeñas fisuras, que dan inicio al proceso de corrosión.

Causas:

- Utilización o manipulación inadecuada del instrumento. Finalidad distinta a la descrita.
- Tensiones producidas durante la esterilización por brusco ascenso o descenso de temperatura. Los instrumentos con cremallera, solo se tienen que cerrar en el primer diente durante la esterilización.

Soluciones:

- No usar el instrumental para otra finalidad que no sea la descrita. No forzar el instrumental.
- Tener un mantenimiento periódico del autoclave y comprobar que funciona correctamente.

D. CORROSIÓN POR EROSIÓN

La erosión de la capa de pasivación del acero inoxidable hace susceptible que el material se oxide y corroa.

Causas:

- El lavado manual con lana de acero, cepillos metálicos y/o materiales abrasivos.
- Golpes, daños, desgaste por su uso previsto, lavar mucho instrumental simultáneamente en el ultrasonidos ya que se generan choques entre ellos.

Soluciones:

- No utilizar materiales abrasivos durante la limpieza. No utilizar cepillos de metal. Utilizar cepillos de plástico, redondos o de cerdas blandas.
- Evitar lavar mucho instrumental junto al mismo tiempo, evitar golpes entre el instrumental durante el lavado y la desinfección.

E. GALVANIZACIÓN

El contacto entre diferentes materiales, principalmente en baños de ultrasonidos, genera una reacción química eléctrica que oxida el instrumental.

Causas: El lavado en ultrasonidos junto a otros materiales que no sean acero inoxidable puede generar reacciones de oxidación-reducción que pueden corroer el instrumental.

Soluciones: No lavar el instrumental quirúrgico junto con otros materiales que sean distintos al acero inoxidable.

F. OXIDACIÓN

Si el instrumental ha sufrido golpes o daños y se encuentra en ambientes de alta humedad, será susceptible de oxidarse.

Causas: Dejar húmedos los instrumentos, secado inadecuado, no secar concienzudamente las cavidades, huecos y zonas de difícil acceso. Tiempos excesivos de lavado en ultrasonidos o de esterilización en autoclave.

Soluciones: Evitar tiempos excesivos de sumersión. Secar el material inmediatamente y concienzudamente después del lavado y la desinfección del instrumental.

Retirar los instrumentos rotos, dañados u oxidados ya que no pueden reutilizarse ni reprocesarse.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL INSTRUMENTAL

Un reprocesamiento adecuado empieza ya en el quirófano. La suciedad más aparente debe retirarse lo antes posible para evitar que los restos se sequen (incrustación) ya que esto produce corrosión. Sea cual sea el tipo de eliminación, es preciso evitar largos tiempos de espera para el reprocesado, como una noche o fin de semana (< 6 h).

LIMPIEZA MANUAL

- Siempre que sea posible la limpieza se debe realizar con una eliminación en seco.
- Si el proceso en seco es insuficiente, será necesario lavarlos con agua fría (< 40°C), incluidas las cavidades, ranuras y orificios de difícil acceso que deben lavarse con agua a presión. Hay que evitar que queden zonas sin lavar.
- En caso de que este procedimiento no baste para eliminar la suciedad visible, puede emplearse un cepillo de plástico de cerdas blandas.
- Si después de la limpieza no se va a proceder a la desinfección del instrumental se debe secar concienzudamente, con un paño absorbente que no deje residuos y con aire comprimido en las cavidades, ranuras y zonas de difícil acceso.

DESINFECCIÓN

- Sumergir los productos en una disolución de agua destilada con un desinfectante adecuado en un baño de ultrasonidos o cuba.
- Seguir las indicaciones establecidas por el fabricante del producto desinfectante para seleccionar el programa de lavado, la temperatura y el tiempo.
- Efectuar la limpieza de los instrumentos con articulaciones móviles en posición abierta o moviendo las articulaciones para evitar "zonas de sombra". Seguir las instrucciones del fabricante para desmontar el instrumental desmontable.
- El instrumental debe fijarse con una separación mínima entre sí en el recipiente de limpieza y evitar solapamiento entre ellos para que no se produzcan daños en los productos por choques.
- Al finalizar el programa de desinfección, lavar los productos con abundante agua fría destilada insistiendo concienzudamente en las cavidades, ranuras y orificios de difícil acceso del instrumento, si es posible con agua a presión (ej. con una jeringa desechable).
- Secar concienzudamente con un paño absorbente que no deje residuos o con aire comprimido en las cavidades, ranuras y zonas de difícil acceso.



64



MIS 64



SM61



SM62



SM64



SM67

HOJAS BISTURÍ ESTÉRILES SWANN-MORTON

Fabricadas en Acero al Carbono.
Caja 100 unidades.

13.002.1	Nº 10
13.002.2	Nº 11
13.002.3	Nº 15
13.002.4	Nº 20
13.002.5	Nº 21
13.002.6	Nº 22
13.002.7	Nº 23
13.002.8	Nº 24

HOJAS DE BISTURÍ ESTÉRILES DIALAM +PLUS

Fabricadas en Acero al Carbono.
Caja 100 unidades.

13.010.1	Nº 10
13.010.5	Nº 11
13.010.2	Nº 15
13.010.3	Nº 20
13.010.6	Nº 21
13.010.4	Nº 23

MINI HOJAS BISTURÍ ESTÉRILES

Fabricado en Acero Inoxidable.
Caja 25 unidades.

13.006.11	64
13.006.10	MINI HOJA MIS-64

MINI HOJAS BISTURÍ ESTÉRILES SWANN-MORTON

Fabricado en Acero Inoxidable.
Caja 25 unidades.

13.006.1	SM61
13.006.2	SM62
13.006.4	SM64
13.006.7	SM67

MANGOS DE BISTURÍ

13.004.3	Nº 3	Dimedra
13.009.2	Nº 4	Herbitas
13.004.4	Nº 4	Dimedra
13.004.1	Nº 3	Aesculap
13.004.2	Nº 4	Aesculap
13.004.5	Nº 3	Swann-Morton
13.004.6	Nº 4	Swann-Morton

Nº 3 HOJAS Nº 10-11-13-15
Nº 4 HOJAS Nº 20-21-22-23-24



MANGO BISTURÍ AUTOAJUSTABLE PARA MINIHOJAS

13.007.4	Corto	8 cm	Swann Morton
13.007.1	Medio	10,5 cm	Swann Morton
13.007.3	Largo	13,2 cm	Swann Morton

MANGO BISTURI MINI HOJAS

13.007.5	11,2 cm	Paramount
----------	---------	-----------



ELEVADOR DE LANGENBECK



13.602.2	FK131R	10 mm	Aesculap
13.602.6	FK130R	8 mm	Aesculap

ELEVADOR DE SEBILEAU



13.602.3	FK124R	17 cm	Aesculap
----------	--------	-------	----------

MINI ELEVADOR HOHMANN



13.339.3	16 cm	Dimeda
----------	-------	--------

ELEVADOR MCGLAMRY DIMEDA



Mango Plano. Acero Inoxidable. Varias medidas.

13.602.4	11 x 16,5 mm	Dimeda
13.602.5	9 x 16,5 mm	Dimeda

ELEVADOR SEPARADOR DOBLE



13.553.1	DC-200R	Aesculap
13.554.3	DF161R	Aesculap

ELEVADOR DOBLE FREER



Mango Plano. Acero Inoxidable. Varias medidas.

13.600.2	18 cm	Dimeda
----------	-------	--------

OSTEÓTOMO



13.655.2	8 mm	13,5 cm	Dimeda
13.655.3	10 mm	13,5 cm	Dimeda

MARTILLO COLLIN



Inoxidable. 220 g.

13.652.3	20 cm	Dimeda
----------	-------	--------

ESTILETE ABOTONADO



13.860.1	14cm
----------	------

CINCEL CURVO INOX



13.650.1	HH-113R	13 cm	Aesculap
----------	---------	-------	----------

CUCHARILLA SPRATT



13.533.5	000	17 cm	Dimeda
13.533.4	00	17 cm	Dimeda
13.533.3	0	17 cm	Dimeda
13.533.2	1	17 cm	Dimeda

CUCHARILLA BRUNS



13.535.1	0000	17,5 cm	Dimeda
13.535.2	000	17,5 cm	Dimeda
13.535.3	00	17,5 cm	Dimeda

CUCHARILLA ÓSEA



13.530.3	Nº 00	13,5 cm	Dimeda
13.530.4	Nº 1	13,5 cm	Dimeda
13.530.5	Nº 2	13,5 cm	Dimeda

CUCHARILLA DERMATILÓGICA UNNA



13.533.6 | 14 cm | Dimeda

ESPÁTULA EXCAVADOR



13.606.1 | HH104R | 14 cm | Aesculap

ESPÁTULA EXCAVADOR I05



13.606.2 | HH105R | 14,5 cm | Aesculap

ESPÁTULA EXCAVADOR I06



13.606.3 | HH106R | 15 cm | Aesculap

INSTRUMENTAL

PINZA CANGREJO JONES

13.326.2 | 8,5 cm | Dimeda



PINZAS ADSON BROWN

13.306.2 | Brown | 12 cm | Dimeda



PINZAS DISECCIÓN RECTAS CON DIENTES

13.302.12 | 11,5 cm | Dimeda



PINZAS DISECCIÓN CURVAS SIN DIENTES

13.302.16 | 11 cm | W/D



PINZAS DISECCIÓN RECTAS SIN DIENTES



13.302.1	11,5 cm	Dimeda
13.302.9	14,5 cm	Dimeda
13.302.3	11,5 cm	Dimeda Strech
13.302.4	13 cm	Dimeda Strech



SEPARADOR ROMO 2 GARFIOS CON RESORTE



13.565.1 | 15,5 cm | Dimeda

SEPARADOR ROMO 2 GARFIOS



13.566.1 | 16 cm | Dimeda

SEPARADOR GUTHRIE



13.565.2 | 16 cm | Dimeda

SEPARADOR ALM



13.562.5 | 10 cm | Dimeda

INSTRUMENTAL

SEPARADOR DIENTES ROMOS

13.562.6 | 10 cm | Dimeda



SEPARADOR DE WEITLANER

Dientes romos.

Dientes punta.



13.561.3	11 cm	Dientes romos	Dimeda
13.561.4	14 cm	Dientes romos	Dimeda
13.561.5	11,5 cm	Dientes punta	Dimeda

SEPARADOR DE LAMINAS INGE



13.562.11 | 17 cm | Dimeda

SEPARADOR RIBBON MALEABLE

13.562.7 | 1,7 x 20 cm | Dimeda
13.564.3 | 1,2 x 20 cm | Dimeda



SEPARADOR SENN MILLER 3 GARFIOS

13.559.3 | 17 cm | Dimeda



SEPARADOR LECHO UNGUEAL



13.562.10

SEPARADOR RAGNELL DAVIS



13.562.12

13 cm

Dimeda

SEPARADOR ERINA PIEL JOSEPH DOBLE



13.566.2

16 cm

Dimeda

SEPARADOR VOLKMANN



13.562.8	21,5 cm	Romo	Dimeda
13.562.9	21,5 cm	Agudo	Dimeda

CURETA PLANA A HH-II8R



13.526.1

13 cm

Aesculap

INSTRUMENTAL

CURETA DOBLE CORTANTE



13.525.2	DC-239R	17 cm	Aesculap
13.525.1	DC-241R	17 cm	Aesculap

CURETA DOBLE MARTINI



13.528.2	0/1	14 cm	Dimeda
13.528.3	1/2	13,5 cm	Dimeda
13.528.4	00/0	13,5 cm	Dimeda

LIMA RASPADOR JOSEPH



13.502.1	16 cm	Dimeda
----------	-------	--------

LIMA POLOKOFF FINA



13.427.6	18,5 cm
----------	---------

LIMA DE COTTLE




13.505.3 | 21 cm | Dimeda

LIMA DE LEWIS



13.506.2 | 18 cm | Dimeda

LIMA RASPADOR



13.509.5	9-60R	Pequeña	15 cm	EK
13.509.6	9-61R	Mediana	15 cm	EK
13.509.7	9-62R	Grande	15 cm	EK


herbitas.com

LIMA RASPADOR



13.509.1 | HH125R | Aesculap

LIMA DOBLE MILLER 8MM/5MM



13.503.1 | 18 cm | Aesculap

LIMA RASPADOR OVALADO



13.509.8 | 9-64R | 15 cm | EK

TIJERA DE MAYO



13.207.11	Curva	14,5 cm	Dimedá
13.207.1	Recta	14,5 cm	Dimedá

TIJERA METZENBAUN



13.208.21	Recta	14,5 cm	Dimeda
13.208.22	Curva	14,5 cm	Dimeda
13.208.23	Curva	11,5 cm	Dimeda

TIJERA IRIS RECTA



13.203.2	11 cm	Dimeda
----------	-------	--------

TIJERA IRIS CURVA



13.203.3	11 cm	Dimeda
----------	-------	--------

TIJERA SPENCER - QUITAPUNTOS



13.205.1	11 cm	Dimeda
----------	-------	--------

PINZA PEAN



13.312.15 | 14 cm | Dimeda

PINZA HALSTED MOSQUITO CURVA



13.309.3	12,5 cm	S/D	Dimeda
13.309.18	12,5 cm	S/D	Dimeda
13.309.4	12,5 cm	C/D	Aesculap

PINZA KELLY HEMOSTÁTICA RECTA



Sin dientes.

13.311.2 | 14 cm | Dimeda

PINZA STIEGLITZ RECTA



13.305.4 | 14 cm | Dimeda

PINZA KOCHER



13.314.1	14 cm	Dimeda
13.314.9	16 cm	Aesculap

PINZA GUBIA FRIEDMAN



13.339.2	14 cm	Dimeda
13.339.1	12 cm	Dimeda

ALICATE 266



*Uñas incarnadas

13.415.12	13 cm	Aesculap*
-----------	-------	-----------

ALICATE DOBLAR AGUJA KIRSCHNER



13.416.13	12,5 cm	Dimeda
-----------	---------	--------

BOHLER 4 ARTICULACIONES INOXIDABLE

herbitas.com



13.412.2 | 15 cm | Dimeda

ALICATE TRIPLE ARTICULACIÓN HF250R



13.414.2 | 15 cm | Aesculap

RECAMBIOS RESORTES AESCULAP

Recambios resortes solo para alicates Aesculap.

13.450.2	H478R, HF-266 RS, H483R
13.450.3	H482R
13.450.6	HF475R, H476R, HF477R, H481R

Recambios resortes para alicates Herbitas.

13.450.12	H266, H478, H479, H483
13.450.14	H475, H476, H481
13.450.16	H482, H100
13.450.17	H478 BLACK

Recambios tornillos alicates Herbitas.

13.450.18	Alicate 13 cm	10 Uds.
13.450.19	Alicate 11 cm	10 Uds.



PORTA-AGUJAS OLSEN HEGAR



Porta + tijera.

13.362.2 | 14 cm | Dimeda

SET INSTRUMENTAL CIRUGÍA

Set cirugía ungueal, subungueal, de pequeñas exostosis. Esta propuesta de Kit de instrumental básico y caja de esterilización para cirugía podológica está pensada para tener confeccionados sets quirúrgicos donde el podólogo no deba preocuparse si en su cirugía ungueal, subungueal, de pequeñas exostosis, partes blandas y/o hasta digital, le falte ningún instrumental esencial.

MARCAS INCLUIDAS: Aesculap y Dimeda.

CONTENDIO: el set incluye las siguientes 18 referencias.

Pinza pean (13.312.15), pinzas Kelly (13.311.2), pinzas Kocher (13.314.1), pinzas Adson (13.306.2 y 13.303.5), espátula-excavador HH105R (13.606.2), alicate uñas incarnadas HF266R (13.415.2), mango bisturí nº 3 (13.004.3), pinza Halsted Mosquito (13.309.18), cureta doble Martini (13.528.2), lima raspador HH 125R (13.509.1), lima doble de Miller (13.503.1), pinza gubia Friedman (13.339.2), porta-agujas Hegar-Olsen (13.362.2), tijera Iris recta (13.203.2), tijera Metzenbaum (13.208.22), tijera de Mayo recta (13.207.1) y caja esterilización (12.419.7).



12.419.8

CAJA INSTRUMENTAL ACERO INOXIDABLE

Caja para almacenar y transportar instrumental médico de manera segura y organizada. Fabricada con acero inoxidable de alta calidad, lo que garantiza su durabilidad y resistencia a la corrosión.



13.419.1

18 x 8 x 4 cm

CAJA INSTRUMENTAL PERFORADA ACERO INOXIDABLE

Fabricada con materiales de alta calidad, garantiza una resistencia excepcional y una esterilización eficiente. Su diseño perforado permite una circulación óptima del vapor, asegurando una esterilización completa y uniforme. Todo el material a esterilizar introducido en la caja debe de haber sido previamente lavado, desinfectado y en su correspondiente bolsa de esterilización. Se deben de seguir todas las indicaciones del fabricante para un uso correcto del producto.



13.419.7

21 x 10 x 3 cm

MESA DE MAYO SISTEMA HIDRÁULICO

Mesa de mayo regulable en altura mediante sistema hidráulico con accionamiento a pedal. Está fabricada con estructura de acero cromado con bandeja superior extraíble de acero inoxidable AISI 304 18/8. Además, cuenta con una base reforzada de poliestireno de alto impacto (HIPS) con el fin de garantizar una mayor durabilidad. Carga máxima 10 kg.



18.111.4

FRESAS PARA CIRUGÍA

Fresas Shannon rectas con dentado recto destinada al ámbito ortopédico para la extracción de material óseo y/o realizar cortes en el hueso durante un tratamiento quirúrgico en el pie o aliviar condiciones patológicas. Acero inoxidable. Esterilizadas por irradiación.

Ref.	Modelo	(Ø x cabeza) mm		65 mm	70 mm	75 mm
14.515.1	Shannon Helicoidal	(1.9 x 12) mm				
14.515.7	Shannon Helicoidal	(1.9 x 16) mm				
14.515.8	Shannon Helicoidal	(2 x 8) mm				
14.515.9	Shannon Recta Larga	(2.2 x 20) mm				
14.515.10	Shannon Recta 3	(3.1 x 20) mm				
14.515.2	Wedge Conica Helicoidal	(3.1 x 14) mm				
14.515.11	Wedge 3	(2.9 x 13) mm				
14.515.12	Wedge 4	(4.3 x 13) mm				
14.515.4	4 Secciones	(3.1 x 15) mm				
14.515.6	4 Secciones	(4.1 x 15) mm				
14.515.3	Isham Cilindrica Recta	(2.0 x 15) mm				
14.515.5	Brophy Oval	(4 x 15) mm				

TRIOPACK MANTENIMIENTO

LIMPIEZA
MANTENIMIENTO
DESINFECCIÓN

AQUACARE
LUBRIFLUID
LUBRIMED

Cada producto corresponde a una fase de limpieza y/o de lubricación específica, y todos se combinan para ofrecer a sus instrumentos una higiene y una vida útil incomparables.

MICROMOTOR CHIROPRO

Micromotor MX-i LED con rodamientos de cerámica y 3 años de garantía. Par máximo 70 Ncm. Para uso dental.

Precisión Absoluta

Gracias a un sistema electrónico de alta precisión, el par seleccionado en la consola se corresponde exactamente con el par obtenido a la salida del instrumento. Por tanto, no se requiere ninguna calibración.

Simple, Incluso En El Mantenimiento

El botón de mando puede retirarse con facilidad de la consola para su esterilización. Además, la zona de control está protegida por un vidrio de alta resistencia y fácil de limpiar.

Navegación Intuitiva

Gracias a su botón único, puede desplazarse por los menús y validar su elección mediante una simple presión.

SET CHIROPRO 3ª GEN

- 1 x Consola Chiropro 3rd Gen.
- 1 x Micromotor MX-i LED 3rd Gen, 3 años de garantía.
- 1 x Cable MX-i LED 3rd Gen.
- 1 x Pedal.
- 1 x Soporte de pieza de mano.
- 5 x Líneas de irrigación.
- 2 x Láminas de protección estériles.
- 1 x Triopack.

17.002.21

PIEZA DE MANO NSK EX-5B

Transmisión: Reducción 4:1

Ergonomía: Recta

Velocidad máxima: 10.000 rpm.

Para fresas HP (Ø 2,35 mm)

Sistema de cabezal limpio.

Esterilizable en autoclave a máximo 135 °C.

Longitud del eje: 30 mm

Longitud de la pieza de mano: 10 cm

Diámetro máximo de la pieza de mano: 2,0 cm

Diámetro mínimo de la fresa: 8,00 mm

Peso: 68 g

17.306.5



fixtoe QX

ESTABILIZADOR POSTQUIRÚRGICO EN CIRUGÍAS DE HALLUX VALGUS. ESTABILIZADOR EN OSTEOTOMÍAS METATARSIALES TIPO WEIL Y CIRUGÍAS MÍNIMAMENTE INVASIVAS.



SILICONA ANTIDESLIZANTE.



BANDA ELÁSTICA TRANSPIRABLE, ULTRAFINA Y ANTIBACTERIANA.



ALMOHADILLA CON OPCIÓN DE DESCARGA EN HERRADURA



CAPUCHÓN PARA EL DEDO GORDO.

Favorece la cicatrización y recuperación de tejidos tras la cirugía metatarso-digital.

Mantiene la corrección obtenida quirúrgicamente en la fase de rehabilitación.

Estabiliza las osteotomías favoreciendo unos mejores resultados.

Acelera la fase de recuperación postquirúrgica.



Banda elástica metatarsal

Se adapta a la morfología del pie gracias a su material elástico. Con una pasarela situada en la zona del juanete para pasar la cincha del capuchón. Talla única.

Vendaje para los dedos menores

Vendajes en forma de T que permite estabilizar el dedo afectado. Hecho de un material antibacteriano extrafino que simula el tape. Con silicona antideslizante para prevenir que el vendaje se deslice sobre el dedo a tratar.

Capuchón para el primer dedo

Capuchón que envuelve el Hallux para mantener la articular. Sujeto mediante una tira elástica para ejercer la tensión que se requiera. Alinea y protege el primer dedo. Con posibilidad de recortar la tira dependiendo de la longitud del pie.

Almohadilla metatarsal

Amortigua la zona metatarsal. Con posibilidad de crear una descarga en herradura recortando la zona marcada con el cortafuegos.

50.600.28 | Negro | Talla única | 1 ud



DARCO AIR PUMP WALKER

Con una estructura estable del armazón, es posible una inmovilización selectiva con movilización simultánea. El sistema de bomba integrado garantiza un ajuste individual y un confort adicional. La banda de rodadura de la órtesis tiene una suela de TPR antideslizante y amortiguadora con un balancín de bola biomecánicamente optimizado. El diseño ergonómico ofrece una gran comodidad con manguito flexible para la pantorrilla, cubierta ventral y almohadillas hexagonales para la inmovilización y un acolchado adicional de la articulación del tobillo.

12.730.40	Talla XS (34-36)
12.730.41	Talla S (37-39)
12.730.42	Talla M (40-42)
12.730.43	Talla L (43-45)
12.730.44	Talla XL (46-48)



AIRTRAVELLER® WALKER DARCO

Para la fase final del tratamiento de recuperación por sistema neumático. Walker de sistema neumático de última generación. Muy ligera y de fácil manejo, se puede regular la presión de manera rápida gracias a su perilla de goma. Incluye seis velcros de estabilización y una plantilla de 10 mm. de EVA, para aportar confort y estabilidad.

12.730.20	Talla XS (bis 36)
12.730.21	Talla S (37-38)
12.730.23	Talla L (42-44)



BODY ARMOR PRO TERM

La ortesis para muñón de pie Body Armor® Pro Term está concebida como tratamiento provisional después de amputaciones de Chopart y Lisfranc. La suela exterior y la plantilla interior en cuña garantizan la carga del peso a la parte posterior del pie. La caña de la férula es estable y llega hasta el tobillo, estabilizando así la parte superior e inferior de la articulación del tobillo. La almohadilla de aire regulable incorporada permite adaptar la férula aún mejor a las características del muñón. La lengüeta transversal hace posible una compresión plana gracias al sistema de cierre variable. Concebida para ser llevada como máximo 10 semanas. Disponible en las tallas: M (tamaño del muñón 16 cm) y L (tamaño del muñón 19 cm). Apto para el pie derecho e izquierdo.

12.733.5	Talla M	Talla única
12.733.6	Talla L	Talla única



ORTHOWEDGE®

Las espigas se desprenden en las zonas correspondientes para obtener un alivio de presión selectivo. La plantilla, de 18 mm de grosor, es una combinación de Plastazote®, Poron® y EVA, perfecta para proporcionar flexibilidad y reducción de impacto.

12.725.35	Talla XS (33.5-37)
12.725.36	Talla S (37.5-39.5)
12.725.37	Talla M (40-41.5)
12.725.38	Talla L (42-44)
12.725.39	Talla XL (44.5-47)



HEELWEDGE®

Para el tratamiento de fascitis plantar, ulceraciones, infecciones, trauma y como postoperatorio de tejidos blandos o partes óseas del talón. Este modelo está diseñado para proteger el talón y reducir la sobrepresión en esta zona. Con la nueva plantilla incorporada de material muy blando, ofrece una gran absorción de impactos. La forma cuadrada de la planta da mas espacio, por lo que permite el uso de mas material de vendaje. Bilateral.

12.725.55	Talla XS (33.5-37)
12.725.56	Talla S (37.5-39.5)
12.725.57	Talla M (40-41.5)
12.725.58	Talla L (42-44)
12.725.59	Talla XL (44.5-47)



COMMODUS OPEN® ZAPATO POSTQUIRÚRGICO ABIERTO

Una solución para úlceras y heridas, eficaz y fácil de usar. Para el tratamiento de lesiones de la región medial, lateral y plantar del antepié. Personalizable. Apto para apósitos voluminosos. Para el tratamiento de la artritis, heridas y postoperatorios.

Para evitar la presión sobre las úlceras y heridas existentes en la zona del antepié, el número de correas de gancho y bucle puede seleccionarse libremente. En caso necesario, se pueden fijar y acortar con flexibilidad hasta tres correas de gancho y bucle. Bilateral. Permite resolver las necesidades de cada paciente.

12.725.307	Talla XS (33,5-37)
12.725.308	Talla S (37,5-39,5)
12.725.309	Talla M (40-41,5)
12.725.310	Talla L (42-44)
12.725.311	Talla XL (44,5-47)



CALZADO DESCARGA CALCÁNEO HERBITAS

Para postoperatorio de tejidos blandos o partes óseas del talón. Este modelo está diseñado para proteger el talón y reducir la sobrepresión en esta zona. El sistema de cierre velcro permite la adaptación en pies con grandes deformidades o con vendajes post-operatorios. La suela es de material antideslizante y muy ligera. Bilateral.

12.719.10	Talla S (34-36)
12.719.11	Talla M (37-39)
12.719.12	Talla L (40-42)
12.719.13	Talla XL (43-45)
12.719.14	Talla XXL (46-48)

ORTÉSICA

CALZADO POST-QUIRURGICO PRO

Protección cómoda y segura. El zapato postquirúrgico PRO sirve para estabilizar el pie, absorber los impactos y redistribuir la presión generada en la pisada durante el proceso de recuperación posterior a operaciones del pie. Indicado para postcirugías del pie y de los dedos, para pies escayolados o con vendajes inmovilizantes y para edemas de pies donde no es posible acomodar un zapato. Compatible con el uso de plantillas de descarga y alivio de presión selectivo.



Incluye dos sistemas de sujeción para elegir la ideal según caso.

Sistema tradicional.

Con una única cincha como anclaje y posición de cierre.

Sistema innovador.

Con dos cinchas individuales para una mejor sujeción en tratamientos de antepie que requieren de una adaptación personalizada.



Horma bilateral



Sistema de cierre fácil y seguro



Suela antideslizante

12.720.33	Hombre S (39-41)
12.720.34	Hombre M (42-43)
12.720.35	Hombre L (44-45)
12.720.36	Hombre XL (46)

12.720.30	Mujer S (34-36)
12.720.31	Mujer M (37-38)
12.720.32	Mujer L (39-41)



FÉRULA POST-OPERATORIO T.A.S.®

El TAS® es un efectivo y económico tratamiento para mantener correctamente alineados los dedos durante el proceso de curación después de una intervención. Para post cirugía de Hallux Valgus, dedos martillo o juanete de sastre. La cinta elástica del talón evita que la venda se deslice y la blanda corea de sujeción de los dedos permite que estén fijos y alineados en la posición deseada durante el proceso de recuperación. La ortesis es muy cómoda de usar porque su material es suave y no tiene elementos de plástico rígidos. Bilateral.

12.750.2	Talla única
----------	-------------

CALZADO DESCARGA ANTEPIE

Zapato de protección post-operatoria. Protege y mantiene el pie en posición correcta durante el proceso de recuperación. Indicado para post-cirugías del pie y de los dedos, para pies escayolados o con vendajes inmovilizantes y para edemas de pies donde no es posible acomodar un zapato convencional.

12.719.20	Talla XS (33-35)
12.719.21	Talla S (36-38)
12.719.22	Talla M (39-40)
12.719.23	Talla L (41-42)
12.719.24	Talla XL (43-44)



AUTOCLAVE STE CLASE "B" 18 LITROS

Con bomba de vacío supersilenciosa, que permite ciclos más rápidos. Realiza las pruebas de B&D, prueba de vacío y Hélix. Cumple con el estándar EN13060. Con 4 ciclos de esterilización para sólidos, material empaquetado, textil cada uno con la posibilidad de escoger la temperatura de esterilización entre 121 °C y 134 °C y un ciclo especial para desinfección de plásticos con 105 °C. Incluye: Pantalla gráfica LCD. Panel de control sencillo y de fácil manejo. Con sensores luminosos y sonoros para el control de la cantidad de agua en los tanques. Ventanas de presión, temperatura y estado de la autoclave durante todo el ciclo de esterilización.

16.109.11



TERMOSELLADORA BEST

Termoselladora de línea moderna, con portarrollos, pudiéndose colocar distintos tamaños de rollos a la vez. Longitud de sellado de 250 mm y ancho de sellado de 10 mm. Tensión 230 V 50/60 Hz. Potencia 100W. Puede usarse de sobremesa o anclarse a la pared.

16.316.6



BATA CIRUGÍA REFORZADA ESTERIL

Bata desechable, con buena permeabilidad al aire, hidrófuga y flexible. Contiene una zona de refuerzo en el pecho y las mangas. Ajustable mediante cierre de velcro en el cuello, con puños y cuatro cinturones para una mejor sujeción.

Costuras termoselladas por ultrasonidos para mantener la continuidad del tejido y garantizar la asepsia. Incluye dos toallas absorbentes (30 x 34 cm) de celulosa y etiqueta en cinturones.

12.015.20	M
12.015.9	L
12.015.10	XL
12.015.11	XXL



GUANTES LATEX ESTÉRILES SEMPERMED

Guantes estériles de látex, con polvo y desechables (de un solo uso), diseñados principalmente para evitar la transmisión de contaminantes entre el paciente y el personal médico durante exámenes, diagnósticos y tratamientos terapéuticos.

12.030.10	Talla 6	Caja 70 sobres
12.030.11	Talla 6,5	Caja 70 sobres
12.030.12	Talla 7	Caja 70 sobres
12.030.13	Talla 7,5	Caja 70 sobres
12.030.14	Talla 8	Caja 70 sobres
12.030.15	Talla 8,5	Caja 70 sobres



VENDA DE GASAS

Gasa de malla de algodón hidrófilo 100 %, cortada y plegada en capas. Con una adecuada capacidad de absorción y sin desprendimiento de partículas. Disponibles en formato estéril y no estéril.

12.250.0	17 Hilos	No Estéril	20 x 20 cm	Caja 2.500 uds
12.250.2	15 Hilos	No Estéril	20 x 20 cm	Caja 2.500 uds
12.250.3	Malla	No Estéril	20 x 20 cm	Caja 2.500 uds
12.250.11	15 Hilos	No Estéril	20 x 40 cm	Caja 1.250 uds
12.250.13	15 Hilos	Estéril	Sobre 5 uds, 20 x 20 cm	100 sobres
12.250.14	15 Hilos	Estéril	Sobre 10 uds, 20 x 20 cm	60 sobres
12.250.15	15 Hilos	Estéril	Sobre 10 uds, 20 x 40 cm	36 sobres
12.250.16	15 Hilos	Estéril	Sobre 5 uds, 7,5 x 6 cm	90 sobres*

*Apta para quirófano.



ELASTOMULL HAFT

Venda cohesiva elástica de fijación. Color blanco.

12.225.1	6 cm x 4 m	1 ud
12.225.2	8 cm x 4 m	1 ud
12.225.3	10 cm x 4 m	1 ud
12.225.5	6 cm x 20 m	1 ud



APÓSITOS MELOLÍN

Apósito altamente absorbente de algodón y poliéster. Adherido por un lado a una película de poliéster microperforada de baja adherencia que se coloca en contacto con la herida. Estéril.

12.241.1	5 x 5 cm	100 uds
----------	----------	---------



TAPE MECRON PRE-CORTADO

Especialmente indicado para cirugía MIS.

12.276.17	Blanco corto	8 uds
12.276.18	Azul largo	4 uds



LEUKOSTRIP

Tiras de sutura cutánea, adhesivas, porosas y de color carne para el cierre de heridas. Compuestas 100 % de poliamida y recubierta por un adhesivo hipoalergénico.

12.276.50	4 x 38 mm	50 x 8 tiras
12.276.51	4 x 76 mm	50 x 4 tiras
12.276.52	6,4 x 76 mm	50 x 3 tiras
12.276.53	6,4 x 102 mm	50 x 5 tiras
12.276.54	13 x 102 mm	50 x 6 tiras



CEPILLO QUIRÚRGICO CLORHEXIDINA

Cepillo quirúrgico con clorhexidina. Se trata de un cepillo esponja con solución jabonosa par el lavado higiénico de las manos. Contienen un 4% de Clorhexidina Digluconato. Indicado para el lavado antiséptico de piel sana. Uso quirúrgico.

16.500.6



SUERO PARA IRRIGACIÓN

Suero de irrigación Vitulia. Solución estéril de cloruro sódico al 0,9 % para irrigación y limpieza en procedimientos quirúrgicos, heridas y material médico.

16.547.19 500 ml



FUNDAS DE PROTECCIÓN ESTÉRIL PARA EQUIPOS DE QUIRÓFANO

Funda estéril desechable para la cobertura de las mangueras con 2 bandas elásticas para su fijación. Permite al operador facilitar y acelerar considerablemente la operación de cobertura de los instrumentos y reducir considerablemente el riesgo de contaminación cruzada. Ideal para cubrir cualquier manguera o cable como los micromotores.

12.061.8 120 cm 10 uds



SUTURA DAFILON

Sutura sintética quirúrgica de poliamida, estéril, no absorbible, monofilar y teñida de azul. Punta triangular. Longitud hebra 75 cm.

12.023.11	1/2	26 mm	2/0 USP	36 uds
12.023.12	1/2	26 mm	3/0 USP	36 uds
12.023.13	1/2	26 mm	4/0 USP	36 uds



PRONTOSAN SOLUCIÓN

Solución para la limpieza y descontaminación de heridas, incluso en zonas de difícil acceso, como cavidades, grietas o heridas profundas.

La polihexanida, con propiedades antimicrobianas de amplio espectro, reduce la carga bacteriana y previene la formación del biofilm.

16.547.8 | 350 ml



TALLAS FENESTRADAS ESTÉRILES PLASTIFICADAS.

fabricadas con polietileno y tejido no tejido de viscosa. Con fenestrada de 6 cm y libres de látex. Ofrece una correcta protección y comodidad para el paciente y evitar filtraciones de líquidos ya que son totalmente impermeables y absorbentes. Formadas por dos capas e indicadas para uso quirúrgico (High Performance).

12.007.11 | 50 x 60 cm | 60 uds



CAJA DE TALLAS ESTÉRILES PLASTIFICADAS

Tallas plastificadas esterilizadas mediante óxido de etileno y libres de látex para ofrecer una correcta protección y comodidad para el paciente y evitar filtraciones de líquidos ya que son totalmente impermeables.

12.007.1	38 x 45 cm	145 uds
12.007.2	45 x 75 cm	90 uds
12.007.3	75 x 90 cm	45 uds



TALLAS ESTÉRILES 2 CAPAS

Paño quirúrgico estéril, plastificado, de un solo uso y alta resistencia a la penetración de fluidos. Libres de látex y PVC

12.007.7	45 x 75 cm	50 uds
12.007.8	50 x 50 cm	75 uds
12.007.9	75 x 90 cm	30 uds
12.007.10	100 x 150 cm	20 uds



SUTURA ABSORBIBLE SSA90 DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO

Sutura estéril multifilamento trenzado sintético absorbible compuesto por un homopolímero de ácido glicólico (PGA) y revestidas de una mezcla compuesta por caprolactona épsilon y estearato cálcico. Aguja de acero inoxidable y hebra de color transparente o violeta. Su tiempo de absorción está comprendido entre 60-90 días.

12.023.18 | 1/2 23 mm. 3/0 USP | 12 uds



SUTURA MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE NYLON

Sutura estéril indicada para el acercamiento de tejidos blandos o bien como ligadura en cirugía general, incluyendo el uso en cirugía plástica y procedimientos cardiovasculares. Sin recubrimiento y color azul de la hebra. Aguja de acero inoxidable.

12.023.14	1/2	30 mm.	2/0 USP	12 uds
12.023.15	3/8	25 mm.	3/0 USP	12 uds
12.023.16	3/8	15 mm.	4/0 USP	12 uds
12.023.17	3/8	15 mm.	5/0 USP	12 uds



SUTURA NO ABSORBIBLE DE NYLON POLIAMIDA

Sutura estéril indicada para el acercamiento de tejidos blandos o bien como ligadura en cirugía general, incluyendo el uso en cierre de heridas superficiales. Suturas de piel. Con recubrimiento de silicona y color negro de la hebra. Aguja de acero inoxidable.

12.023.19 | 3/8 20 mm. 4/0 USP | 12 uds



KIT INCUBADORA 4 VIALES

16.317.12

Formado por:

16.317.8	Incubadora Esporas Basic
16.317.2	Indicador Biológico 10 uds
16.317.11	Dispositivo Rompeval
16.317.14	Sobre Control Esterilización 10 uds



KIT INCUBADORA 8 VIALES

16.317.13

Formado por:

16.317.8	Incubadora Esporas Basic
16.317.2	Indicador Biológico 10 uds
16.317.11	Dispositivo Rompeval
16.317.14	Sobre Control Esterilización 10 uds

Herbitas

Laboratorios

STEP TO THE FUTURE

herbitas.com



♦ Periodista Badía, 13B
46134 Foios (Valencia)
☎ Tlf. + 34 96 362 79 00
✉ herbitas@herbitas.com

Las imágenes, indicaciones y características de los productos que se muestran en este catálogo no tienen carácter contractual. El color de las imágenes puede variar respecto al original, ya que intervienen muchos factores ajenos a nosotros. Laboratorios Herbitas S.L. se reserva el derecho de modificar o sustituir los productos sin previo aviso. Puede consultar nuestra tienda online donde encontrará precios, información y productos actualizados constantemente.

Ref. 288



Fecha impresión 13/03/2026