

Contactgegevens

Wil je meer informatie? Heb je nieuwe maatformulieren of patiëntfolders nodig? Neem dan contact op met een account manager bij jou in de buurt.

Regio Noordoost

Kirsten Schokker

Tel: 06 28 46 13 79

E-mail: kirsten.schokker@thuasne.nl

Regio Zuid

Ester Schouten

Tel: 06 48 48 31 11

E-mail: ester.schouten@thuasne.nl

Regio Noordwest

Marlies Kos

Tel: 06 82 06 90 58

E-mail: Marlies.kos@thuasne.nl

Wist je dat Thuasne diverse trainingen verzorgt voor het aanmeten van compressiekleding en/of zwachtelen?

THUASNE BENELUX

Klompemaker 1-3 | 3861 SK Nijkerk

Tel. +31 (0)33 247 44 44

E-mail: info@thuasne.nl

www.thuasne.nl



THUASNE®

BIFLEX Self Adjust

Verstelbaar compressiesysteem
voor armen en benen



Arm



Dij



Hand



Knie



Kuit




Voet




Kuit

ℓ	Enkel-kniehoogte
cB	Enkelomtrek (smalste punt)
cC	Kuitomtrek (breedste punt)
cD	Omtrek onder de knie
N	Normaal - $\ell < 36$ cm
L	Lang - $\ell > 36$ cm

		Z-index				
		cB	cC	cD	Normaal	Lang
	1	16 - 24 cm	24 - 35 cm	25 - 36 cm	17284228	17284236
	2	20 - 28 cm	32 - 43 cm	32 - 43 cm	17284244	17284252
	3	24 - 32 cm	40 - 51 cm	39 - 50 cm	17284260	17284279
	4	28 - 36 cm	48 - 59 cm	46 - 57 cm	17284287	17284295


Bovenbeen

ℓ	Hoogte knie-bovenkant dij
cE	Omtrek boven de knie
cG	Omtrek dij (breedste punt)
N	Normaal - $\ell < 36$ cm
L	Lang - $\ell > 36$ cm

		Z-index			
		cE	cG	Normaal	Lang
	1	34 - 45 cm	46 - 57 cm	17284333	17284341
	2	41 - 53 cm	53 - 65 cm	17284368	17284376
	3	49 - 60 cm	61 - 72 cm	17284384	17284392
	4	56 - 68 cm	68 - 80 cm	17284406	17284414

Arm

cG	Armomtrek bij oksel
cD	Omtrek onderarm (breedste punt)
cC	Polsomtrek

		cG	cD	cC	Z-index
	1	25 - 32 cm	22 - 28 cm	15 - 19 cm	17284422
	2	29 - 36 cm	24 - 30 cm	16 - 20 cm	17284430
	3	33 - 40 cm	26 - 32 cm	17 - 21 cm	17284449
	4	37 - 44 cm	28 - 34 cm	17 - 21 cm	17284457
	5	41 - 48 cm	30 - 36 cm	18 - 22 cm	17284465
	6	45 - 52 cm	31 - 37 cm	19 - 23 cm	17284473

Hand

cA	Handomtrek
----	------------


		cA	Z-index
	1	14 - 19 cm	17284481
	2	19 - 24 cm	17284503
	3	24 - 29 cm	17284511

Knie

		cE	Z-index
	1	35 - 50 cm	17284309
	2	50 - 65 cm	17284317
	3	65 - 85 cm	17284325

cE	Omtrek boven de knie
----	----------------------

Voet

		cB	cA	Z-index
	1	< 36 cm	19 - 24 cm	17284171
	2	< 36 cm	24 - 29 cm	17284198
	3	< 41 cm	29 - 34 cm	17284201

cB	Enkelomtrek
cA	Omvang midden voet

MOBIDERM autofit

Confectie, zelf in te stellen point pressure device (PPD)

ARM & HAND

Z-index: 16187210

Diverse instelmogelijkheden

- Aan te passen aan de morfologie van de patiënt.
- Markeringstekens: precieze en reproduceerbare compressie-instellingen. Toepasbaar bij volumevariatie van het oedeem.

Klittenbandsluiting

Gemakkelijk en snel in te stellen.
*Vernieuwd klittenband in 2022:
Dunner en eenvoudiger te openen.*

Armkoos met handschoen zonder vingers:

- Beperkt het risico van oedeem migratie.
- De hand kan worden vrijgemaakt voor dagelijkse activiteiten.

GEPATENTEERD
HULPMIDDEL



Semi-open compressiekleding
Gemakkelijk aan en uit te trekken.




MATEN

Maat	Hand- omvang (cA)	Pols- omvang (cC)	Elleboog- omvang (cD)	Bovenarm- omvang (cG)	Artikelnummer	
					Normaal ℓ = 40 - 45 cm	Lang ℓ = 45 - 50 cm
RECHTS						
1	17 - 21 cm	15 - 19 cm	22 - 28 cm	25 - 32 cm	37330420100261	37330420100271
2	17 - 21 cm	16 - 20 cm	24 - 30 cm	29 - 36 cm	37330420200261	37330420200271
3	18 - 22 cm	17 - 21 cm	26 - 32 cm	33 - 40 cm	37330420300261	37330420300271
4	18 - 22 cm	17 - 21 cm	28 - 34 cm	37 - 44 cm	37330420400261	37330420400271
5	19 - 23 cm	18 - 22 cm	30 - 36 cm	41 - 48 cm	37330420500261	37330420500271
6	20 - 24 cm	19 - 23 cm	31 - 37 cm	45 - 52 cm	37330420600261	37330420600271
LINKS						
1	17 - 21 cm	15 - 19 cm	22 - 28 cm	25 - 32 cm	37330420100262	37330420100272
2	17 - 21 cm	16 - 20 cm	24 - 30 cm	29 - 36 cm	37330420200262	37330420200272
3	18 - 22 cm	17 - 21 cm	26 - 32 cm	33 - 40 cm	37330420300262	37330420300272
4	18 - 22 cm	17 - 21 cm	28 - 34 cm	37 - 44 cm	37330420400262	37330420400272
5	19 - 23 cm	18 - 22 cm	30 - 36 cm	41 - 48 cm	37330420500262	37330420500272
6	20 - 24 cm	19 - 23 cm	31 - 37 cm	45 - 52 cm	37330420600262	37330420600272

Universele Z-index: **16187210**

Bij oedeem in de hand adviseren we om ook een Cicatrex skin handschoen aan te meten



ONDERBEEN & BEEN



GEPATENTEERD HULPMIDDEL

Confectie, zelf in te stellen point pressure device (PPD)

Individueel instelbare druk

- Aan te passen aan de morfologie van de individuele patiënt.
- Markeringstekens: precieze en reproduceerbare compressie-instellingen.
- Toepasbaar bij volumevariatie van het oedeem.



Semi-open compressiehulpmiddel:

Gemakkelijk aan en uit te trekken.



Klittenbandsluiting

Gemakkelijk en snel in te stellen.




Dubbele rij sluitingen

- Ruime instelmogelijkheden.
- Geschikt voor zowel rechter- als linkerbeen.



Anti-slipzool

Beperkt de kans op wegglijden tijdens het lopen.



Bij oedeem in de voet adviseren we om ook een Cicatrex skin teenkap aan te meten.

MATEN

ONDERBEEN							
Maat	Enkel- omvang (cB) <i>(op het smalste punt)</i>	Kuit- omvang (cC) <i>(op het breedste punt)</i>	Onderbeen omvang (cD) <i>(op de kop van de fibula)</i>	Z-index (rechts/links)			
				Kort ℓD = 38 - 40 cm	Normaal ℓD = 40 - 42 cm	Lang ℓD = 42 - 44 cm	Extra lang ℓD = 44 - 46 cm
1	16 - 24 cm	24 - 35 cm	25 - 36 cm	16516907	16517091	16517148	16517180
2	20 - 28 cm	32 - 43 cm	32 - 43 cm	16516974	16517105	16517156	16517199
3	24 - 32 cm	40 - 51 cm	39 - 50 cm	16516982	16517113	16517164	16517202
4	28 - 36 cm	48 - 59 cm	46 - 57 cm	16517083	16517121	16517172	16517210

BEEN							
Maat	Enkel- omvang (cB) <i>(op het smalste punt)</i>	Kuit- omvang (cC) <i>(op het breedste punt)</i>	Bovenbeen omvang (cG) <i>(op het breedste punt)</i>	Z-index (rechts/links)			
				Kort ℓG = 67 - 72 cm	Normaal ℓG = 72 - 77 cm	Lang ℓG = 77 - 82 cm	Extra Lang ℓG = 82 - 87 cm
1	16 - 24 cm	24 - 35 cm	46 - 57 cm	16517229	16517261	16517326	16517369
2	20 - 28 cm	32 - 43 cm	53 - 65 cm	16517237	16517288	16517334	16517377
3	24 - 32 cm	40 - 51 cm	61 - 72 cm	16517245	16517296	16517342	16517385
4	28 - 36 cm	48 - 59 cm	68 - 80 cm	16517253	16517318	16517350	16517393

ℓ D: hoogte van grond tot knie (meting onder de buiging van de knie, aan de achterkant).

ℓ G: hoogte van grond tot bovenbeen (meting bij de bilplooi).



MOBIDERM STANDARD

Confectie point pressure device (PPD)

Standaard producten: **snellere levering!**

BESCHRIJVING

De **MOBIDERM** standard compressiehulpmiddelen zijn ontwikkeld om oedemateus of verhard subcutaan weefsel te mobiliseren. Ze zijn bedoeld voor de behandeling van lymfoedeem in de onderhoudsfase, om de volumereductie in stand te houden. Deze producten worden dag en nacht gedragen.

Voor de arm: armkous **1**, handschoen zonder vingers **2** of handschoen **3**.

VOOR WELKE PATIËNTEN?

MOBIDERM standard compressiehulpmiddelen worden aanbevolen voor patiënten met:

- Alle stadia van lymfoedeem.
- Een normale morfologie.
- Stabiel lymfoedeemvolume.
- Daar waar therapeutische compressiekousen niet toepasbaar zijn.

EIGENSCHAPPEN


Samenstelling:

- Buitenlaag: Polyamide, elastaan.
- Binnenlaag: Langs het been/de arm: zelfklevend non-woven, polyurethaan foam, met grote blokjes (15 x 15 mm).
- Binnenlaag: Bij de voet/hand: zelfklevend non-woven, polyurethaan foam, met kleine blokjes (5 x 5 mm).


Kleur: beige

Compressieklasse: circa 15 mmHg


MATEN




MOBIDERM STANDARD ARM (VOOR LINKS EN RECHTS) Z-INDEX 15778630					
Maat	Pols- omvang (C)	Elleboog- omvang (E)	Bovenarm- omvang (G)	Artikelnummer (rechts / links)	
				Normaal (40 - 45 cm)	Lang (45 - 50 cm)
1	14 - 16 cm	22 - 25 cm	25 - 29 cm	37300220100232	37300220100233
1+		24 - 27 cm	28 - 32 cm	37300240100232	37300240100233
2	16 - 18 cm	25 - 28 cm	29 - 33 cm	37300220200232	37300220200233
2+		27 - 30 cm	31 - 35 cm	37300240200232	37300240200233
3	18 - 20 cm	28 - 31 cm	32 - 36 cm	37300220300232	37300220300233
3+		30 - 33 cm	35 - 39 cm	37300240300232	37300240300233
4	20 - 22 cm	31 - 34 cm	35 - 39 cm	37300220400232	37300220400233
4+		33 - 36 cm	38 - 42 cm	37300240400232	37300240400233
5	22 - 24 cm	34 - 37 cm	38 - 42 cm	37300220500232	37300220500233
5+		36 - 39 cm	41 - 45 cm	37300240500232	37300240500233



MOBIDERM STANDARD HANDSCHOEN MET VINGERS Z-INDEX 16187229				
Maat	Pols- omvang (C)	Handomvang (A) (kop van middenhandsbeentjes)	Artikelnummer (rechts)	Artikelnummer (links)
1	14 - 16 cm	15 - 17 cm	37320120100201	37320120100202
2	16 - 18 cm	17 - 19 cm	37320120200201	37320120200202
3	17 - 19 cm	19 - 21 cm	37320120300201	37320120300202
4	19 - 21 cm	21 - 23 cm	37320120400201	37320120400202
5	20 - 22 cm	23 - 25 cm	37320120500201	37320120500202
6	21 - 23 cm	25 - 27 cm	37320120600201	37320120600202



MOBIDERM STANDARD HANDSCHOEN ZONDER VINGERS (VOOR LINKS EN RECHTS) Z-INDEX 16187237			
Maat	Pols- omvang (C)	Handomvang (A) (kop van middenhandsbeentjes)	Artikelnummer (rechts / links)
1	14 - 16 cm	15 - 17 cm	37310120100299
2	16 - 18 cm	17 - 19 cm	37310120200299
3	17 - 19 cm	19 - 21 cm	37310120300299
4	19 - 21 cm	21 - 23 cm	37310120400299
5	20 - 22 cm	23 - 25 cm	37310120500299
6	21 - 23 cm	25 - 27 cm	37310120600299





Naam praktijk:

Leveradres:

Straat, Postcode, Plaats

Contactpersoon _____

Telefoon _____

Datum _____

Patiëntgegevens

Naam: _____

Geboortedatum: _____

☐ Nieuwe bestelling

☐ Nabestelling, labelnr: _____

☐ Aanpassingen

Alle gegevens zijn verplicht voor levering van dit maatwerk product. Deze gegevens zijn nodig om het maatwerk product in het order proces van Thuasne te traceren naar de juiste patiënt.

Bij voorkeur foto's maken van voor- en zijaanzicht met de markeringstekens van maatname

☐ RECHTS

☐ LINKS

Gebruik één formulier per product

Modellen

☐ Arm zonder handschoen met grote blokken (15 mm)

☐ Arm met handschoen en duim. Grote blokken (15 mm) op de arm en kleine blokken (5 mm) op de hand

☐ Arm met handschoen zonder duim. Grote blokken (15 mm) op de arm en kleine blokken (5 mm) op de hand

Opties

☐ Siliconenboord (3mm)

☐ Opening met klittenband (positie intekenen)

Opmerkingen

.....



.....

.....

.....

.....

Vooraanzicht



---> Meetrichting

Rectangle box Lengte in cm

Oval box Omvang in cm

Mobiderm Been

THUASNE**Naam praktijk:** _____**Leveradres:**

Straat, Postcode, Plaats _____

Contactpersoon _____

Telefoon _____

Datum _____

Patiëntgegevens

Naam: _____

Geboortedatum: _____

☐ Nieuwe bestelling☐ Nabestelling, labelnr: _____☐ Aanpassingen

Alle gegevens zijn verplicht voor levering van dit maatwerk product. Deze gegevens zijn nodig om het maatwerk product in het order proces van Thuasne te traceren naar de juiste patiënt.

Bij voorkeur foto's maken van voor- en zijaanzicht met de markeringstekens van maatname

Modellen☐ Onderbeen☐ Been

LINKS




RECHTS

**Opties onderzijde**☐ Open voet☐ Gesloten voet**Opties**☐ Alleen kleine blokken (5 mm)☐ Alleen grote blokken (15 mm)☐ Grote blokken (15 mm) op been en kleine blokken (5 mm) op voet**Opties**☐ Siliconenboord 3cm (bovenzijde)☐ Opening met klittenband (positie intekenen)**Opmerkingen**

.....

.....

.....

**Gewenste voetlengte:**

Binnenzijde (lA)

Buitenzijde (lA1)

 Lengte in cm omvang in cm**Gewenste voetlengte:**

Binnenzijde (lA)

Buitenzijde (lA1)



THUASNE

Cicatrex Contour

**Maakt STEPPED CARE
mogelijk**



CONFECTIE COMPRESSIEKLEDING

Cicatrex materiaal staat bekend om haar unieke eigenschappen, die naast effectieve compressie ook zorgen voor een optimaal draagcomfort. Naast maatwerk is Cicatrex nu ook verkrijgbaar in confectie. Het juiste hulpmiddel bij de juiste patiënt. Confectie waar kan, maatwerk waar nodig!

Maattabel:

	TAILLE OMVANG	HEUP OMVANG	BOVENBEEN OMVANG
XS	61-66 cm	86-91 cm	48-51 cm
S	66-71 cm	91-97 cm	51-54 cm
M	71-76 cm	97-102 cm	54-57 cm
L	76-81 cm	102-107 cm	57-60 cm
XL	81-89 cm	107-114 cm	60-65 cm
XXL	89-99 cm	114-124 cm	65-70 cm
XXXL	99-109 cm	124-135 cm	70-77 cm
XXXXL	109-119 cm	135-145 cm	77-86 cm

Cicatrex Contour wordt vergoed vanuit de regeling verbandmiddelen (CO) en is te verkrijgen bij een daartoe bevoegde zorgprofessional, zoals een huidtherapeut, oedeemfysiotherapeut of bandagist.

Hieronder het overzicht met z-index nummer

Z-index	Artikel	Artikelcode	EAN code
17079209	CICATREX CONTOUR Legging, Zwart, XS	34820100200399	4035459365420
17079217	CICATREX CONTOUR Legging, Zwart, S	34820100300399	4035459365437
17079225	CICATREX CONTOUR Legging, Zwart, M	34820100400399	4035459365444
17079233	CICATREX CONTOUR Legging, Zwart, L	34820100500399	4035459365451
17079241	CICATREX CONTOUR Legging, Zwart, XL	34820100600399	4035459365468
17079268	CICATREX CONTOUR Legging, Zwart, XXL	34820100700399	4035459365475
17079276	CICATREX CONTOUR Legging, Zwart, XXXL	34820100800399	4035459365482
17079284	CICATREX CONTOUR Legging, Zwart, XXXXL	34820100900399	4035459365499
17079292	CICATREX CONTOUR Legging met buik, Zwart, XS	34830100200399	4035459365512
17079306	CICATREX CONTOUR Legging met buik, Zwart, S	34830100300399	4035459365529
17079314	CICATREX CONTOUR Legging met buik, Zwart, M	34830100400399	4035459365536
17079322	CICATREX CONTOUR Legging met buik, Zwart, L	34830100500399	4035459365543
17079330	CICATREX CONTOUR Legging met buik, Zwart, XL	34830100600399	4035459365550
17079349	CICATREX CONTOUR Legging met buik, Zwart, XXL	34830100700399	4035459365567
17079357	CICATREX CONTOUR Legging met buik, Zwart, XXXL	34830100800399	4035459365574
17079365	CICATREX CONTOUR Legging met buik, Zwart, XXXXL	34830100900399	4035459365581



MOBIDERM

Short heren

**Compressie-
en mobilisatieshort
voor de behandeling
van lymfoedeem
in bekken en genitaliën**



Gerichte compressie en retentie⁽¹⁾


Van bekken, genitaliën, billen en bovenbenen

Eenvoudig aan te trekken⁽⁵⁾

Dankzij de elastische stoffen eenvoudig aan en uit te trekken


Comfort:

- Zachte stof⁽³⁾⁽⁴⁾ voor meer comfort
- Platte naden om huidreacties te beperken



Verstevigde zone

2 lagen stof



Verstevigde zones

2 lagen stof



Mobiderm-mobilisatiepad:

- Bekleed met zachte⁽³⁾⁽⁴⁾ stof voor meer comfort
- Kleine blokjes voor meer aanpassingsvermogen^{*(2)}

Kan met of zonder de genitale pad worden gedragen

* Het contactoppervlak is beperkt, het aantal blokjes geoptimaliseerd.



	cK (cm) Omtrek heup	cG (cm) Omtrek dijbeen	Z-index
1	88 - 94	45 - 54	17112435 Mobiderm Short man, maat 1
2	95 - 101	48 - 58	17112443 Mobiderm Short man, maat 2
3	102 - 108	51 - 62	17112451 Mobiderm Short man, maat 3
4	109 - 115	54 - 66	17112478 Mobiderm Short man, maat 4
5	116 - 122	57 - 69	17112486 Mobiderm Short man, maat 5
6	123 - 129	60 - 72	17112494 Mobiderm Short man, maat 6

1: OLYMPY-studie: verkennende studie om de klinische voordelen te beoordelen van het dragen van de MOBIDERM Intimate Short bij patiënten met lymfoedeem in bekken en/of genitaliën. - 2021 - 32 patiënten - ID-RCB-nr.: 2020-A00247-32; belangrijkste doel: beoordeling van het effect van de MOBIDERM Intimate short, na 12 weken, op basis van de door de patiënt zelf waargenomen verandering in kwaliteit van leven met betrekking tot lymfoedeem in bekken/genitaliën.
 2: Zie interne gegevens CE-markering.
 3: CC1508 - Panty Mobiderm - Plan de validation (2019)
 4: CC1508 - Rationnel de formulation (2021)
 5: CC1508 - Rapport de tests Usability - Evaluation sommative (2020)



MOBIDERM

Short dames

**Compressie-
en mobilisatieshort
voor de behandeling
van lymfoedeem
in bekken en genitaliën**



**Gerichte compressie
en retentie⁽¹⁾**


Van bekken, genitaliën, billen en bovenbenen

Eenvoudig aan te trekken⁽⁵⁾

Dankzij de elastische stoffen eenvoudig aan
en uit te trekken


Comfort:

- Zachte stof⁽³⁾⁽⁴⁾ voor meer comfort
- Platte naden om huidreacties te beperken



Verstevigde zone

2 lagen stof



Verstevigde zones

2 lagen stof



Mobiderm-mobilisatiepad:

- Bekleed met zachte⁽³⁾⁽⁴⁾ stof voor meer comfort
- Kleine blokjes voor meer aanpassingsvermogen^{*(2)}

Kan met of zonder de genitale pad worden gedragen

* Het contactoppervlak is beperkt, het aantal blokjes geoptimaliseerd.



	cK (cm) Omtrek heup	cG (cm) Omtrek dijbeen	Z-index
1	88 - 94	45 - 54	17112370 Mobiderm Short vrouw, maat 1
2	95 - 101	48 - 58	17112389 Mobiderm Short vrouw, maat 2
3	102 - 108	51 - 62	17112397 Mobiderm Short vrouw, maat 3
4	109 - 115	54 - 66	17112400 Mobiderm Short vrouw, maat 4
5	116 - 122	57 - 69	17112419 Mobiderm Short vrouw, maat 5
6	123 - 129	60 - 72	17112427 Mobiderm Short vrouw, maat 6

1: OLYMPY-studie: verkennende studie om de klinische voordelen te beoordelen van het dragen van de MOBIDERM Intimate Short bij patiënten met lymfoedeem in bekken en/of genitaliën. - 2021 - 32 patiënten - ID-RCB-nr.: 2020-A00247-32; belangrijkste doel: beoordeling van het effect van de MOBIDERM Intimate short, na 12 weken, op basis van de door de patiënt zelf waargenomen verandering in kwaliteit van leven met betrekking tot lymfoedeem in bekken/genitaliën.
 2: Zie interne gegevens CE-markering.
 3: CC1508 - Panty Mobiderm - Plan de validation (2019)
 4: CC1508 - Rationnel de formulation (2021)
 5: CC1508 - Rapport de tests Usability - Evaluation sommative (2020)




THUASNE

MOBIDERM

Compressie BH



Oedeem na borstkanker



10,2%
Lymfoedeem in de arm

7,6%
Lymfoedeem in de arm +
borst en/of borstwand


19%
Borst- en/of
borstwandoedeem

Bron: Netopil B. Häufigkeit sekundärer Arm-, Mamma und Thoraxwandödeme nach Mammakarzinomtherapie heutzutage (2010)

Zo bepaal je de juiste BH-maat

De juiste bh-maat bepaal je het beste met een goed passende bh aan:

- De onderrand van de bh mag niet insnoeren.
- De cups mogen de borsten niet insnoeren en moeten deze volledig omsluiten aan de zijkanten en bij het decolleté



1. De juiste maat bh bepalen

Meet eerst de onderborstomtrek. Vergelijk de meting met de juiste bh-maat in onderstaande tabel (stap 1).

Voorbeeld: 79 cm gemeten = bh-maat S.

2. De juiste cupmaat vinden

Meet vanaf het midden van de rug (ruggengraat) over het volste deel van de borst tot aan het borstbeen.

Verdubbel vervolgens dit meetresultaat. Zoek deze maat op in dezelfde kolom als de bh-maat in gedeelte (stap 2) van de tabel.

Voorbeeld: 47 cm gemeten, is verdubbeld 94 cm. Als de bh-maat S is, is de cupmaat B.

Dus in dit geval bestel je een Mobiderm compressie BH, maat S, cup B. De bijbehorende Z-index code vind je hiernaast.

Z-index	Omschrijving
17129516	Mobiderm compressie BH, maat XS, cup AA/A
17129451	Mobiderm compressie BH, maat XS, cup B/C
17129508	Mobiderm compressie BH, maat XS, cup D/E
17129540	Mobiderm compressie BH, maat S, cup AA/A
17129524	Mobiderm compressie BH, maat S, cup B/C
17129532	Mobiderm compressie BH, maat S, cup D/E
17129575	Mobiderm compressie BH, maat M, cup AA/A
17129559	Mobiderm compressie BH, maat M, cup B/C
17129567	Mobiderm compressie BH, maat M, cup D/E
17129605	Mobiderm compressie BH, maat L, cup AA/A
17129583	Mobiderm compressie BH, maat L, cup B/C
17129591	Mobiderm compressie BH, maat L, cup D/E
17129648	Mobiderm compressie BH, maat XL, cup AA/A
17129613	Mobiderm compressie BH, maat XL, cup B/C
17129621	Mobiderm compressie BH, maat XL, cup D/E

Stap 1: Onderborstomtrek in cm

68-72	73-77	78-82	83-87	88-92	93-97	98-102	103-107	108-112	113-117
XS	XS	S	S	M	M	L	L	XL	XL
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼

Stap 2: De juiste cupmaat wordt afgeleid van de borstomvang in cm

AA	80-82	85-87	90-92	95-97	100-102	105-107	110-112	115-117	120-122	125-127
A	82-84	87-89	92-94	97-99	102-104	107-109	112-114	117-119	122-124	127-129
B	84-86	89-91	94-96	99-101	104-106	109-111	114-116	119-121	124-126	129-131
C	86-88	91-93	96-98	101-103	106-108	111-113	116-118	121-123	126-128	131-133
D	88-90	93-95	98-100	103-105	108-110	113-115	118-120	123-125	128-130	133-135
E	90-92	95-97	100-102	105-107	110-112	115-117	120-122	125-127	130-132	135-137

Wij adviseren bij een grote omvang van oedeem en/of hygiëne een Mobiderm pad bij te bestellen.

Deze kan op maat geknipt worden.


LYMPHATREX VEST

LYMPHATREX vesten zijn bedoeld voor de onderhoudsfase van oedeem

Werking

Lymphatrex is een weefsel met korte-rek eigenschappen. Het is technisch geweven en heeft daardoor een hoge werkdruk en lage rustdruk. Ideaal voor compressievesten.

Stimulatie van het lymfevocht en optimalisatie van de drainage bij beweging.




Materialen

Poly: 82% polyamide, 18% elastaan.

Dit materiaal zorgt voor een optimale vocht- en temperatuursregulatie.

Modellen



Beige of caramel

Vest met armen

15647749

Zwart

15647838

Antraciet

17084113

Jeans

17084148

Blauw

17084164

Rood

17084180

Vest zonder armen

15647730

15647811

17084105

17084121

17084156

17084172

Opties

Sluiting

Rits

Haken & ogen

Rits met haken & ogen

Siliconenband 3 of 5 cm

Cup beige

Cup zwart

Prothesehoes

15648346 of 1648362

15648214

15648230

15648257

Vul het maatformulier in om een Lymphatrex vest te bestellen. Zijn de maatformulieren op? Laat het ons weten, of kijk op thuasne.nl onder downloads.

Wist je dat Thuasne trainingen verzorgt voor het aanmeten van compressiekleding?

LYMPHATREX VEST®



Naam praktijk _____
 Contactpersoon _____
 Telefoon _____
 Datum _____

Patiëntgegevens

Naam: _____
 Geboortedatum: _____
 Man ☐ Vrouw ☐

- ☐ Eerste verstrekking
☐ Herhaling, evt. labelnr: _____

Afleveradres:

Naam _____
 Straat + huisnummer _____
 Postcode / Plaats _____

Alle gegevens zijn verplicht voor levering van dit maatwerkproduct.
 Deze gegevens zijn nodig om het maatwerkproduct in het order-proces van Thuasne te traceren naar de juiste patiënt.

Aantal	Materiaal	Vest ZONDER armen	Vest MET armen
___ Stuk	☒ Poly	☐ Beige Z-index: 15647730 ☐ Zwart Z-index: 15647811 ☐ Caramel* Z-index: 15647730 ☐ Antraciet* Z-index: 17084105 ☐ Jeans* Z-index: 17084121 ☐ Blauw* Z-index: 17084156 ☐ Rood* Z-index: 17084172	☐ Beige Z-index: 15647749 ☐ Zwart Z-index: 15647838 ☐ Caramel* Z-index: 15647749 ☐ Antraciet* Z-index: 17084113 ☐ Jeans* Z-index: 17084148 ☐ Blauw* Z-index: 17084164 ☐ Rood* Z-index: 17084180

* Alleen poly

Lengtematen basis vest:


- 4:cm Sternum - oksellijn
 6:cm Sternum - onderste rib
 8:cm Sternum - taille
 10:cm Sternum - bekken
 11:cm Schouder links
 13:cm Schouder rechts
 37:cm Lengte vest

Omvangsmaten basis vest:

- 1:cm Hals (Sternum & C7)
 3:cm Thorax (oksellijn)
 5:cm Thorax (onderste rib)
 7:cm Taille
 9:cm Bekken
 12:cm Oksel links
 14:cm Oksel rechts

Wil je een vest met lange mouwen?

Neem dan contact op met onze customer service of met je accountmanager



Stuur de volgende

foto's mee:

Voorzijde, rechterzijde, linkerzijde en achterzijde thorax
 (Neem de foto's zonder het hoofd i.v.m AVG)

Extra lengtematen (vest met mouwen)

- 16:cm Schouder - oksellijn rechts
 18:cm Schouder - mid biceps rechts
 26:cm Schouder - oksellijn links
 28:cm Schouder - mid biceps links

Extra omvangsmaten (vest met mouwen)

- 15:cm Bovenarm proximaal rechts
 17:cm Bovenarm midden rechts
 25:cm Bovenarm proximaal links
 27:cm Bovenarm midden links

Speciale maatvoering en opties

Halsuitsnede voor _____ cm vanaf borstbeen

Halsuitsnede achter _____ cm vanaf C7 halswervel

Breedte van de schouderbanden _____ cm.
 alleen van toepassing bij een vest zonder armen

Sluiting

- ☐ Ritssluiting met H/O
☐ Ritssluiting
☐ Haken/ogen

Boord onderzijde

Z-index: **15648362**

- ☐ Siliconen band 3 cm
☐ Siliconen band 5 cm
☐ Elastische band 5 cm


Cup per stuk

☐ Links ☐ Rechts Z-index: **15648214**

Epithese hoes per stuk

☐ Links ☐ Rechts Z-index: **15648257**

Merk en type prothese: _____ Maat: _____



Omvang wervelkolom tot borstbeen

Links _____ cm Rechts _____ cm

Grootte van BH: _____

LITTEKENS & BRANDWONDEN

CICATREX wordt toegepast in confectie en maatwerk

CICATREX SKIN




Cicatrex Skin is een zeer fijn, licht geweven, glad en zacht materiaal voor een hoog draagcomfort:


- Zacht op de huid
- Droogt snel
- Makkelijk aan te trekken



59% Polyamide
41% Dorlastan




CICATREX NATURE




Cicatrex Nature bevat een hoge concentratie viscose, gemaakt van natuurlijke materialen (hout).

- Zacht op de huid
- Vocht doorlaatbaar
- Ademend
- Makkelijk aan te trekken




CICATREX RIGID



Cicatrex Rigid is een duurzaam en slijtvast materiaal. Ideaal voor kinderen en de actieve patiënt.




19% Elastaan



CICATREX SILVER



Cicatrex Silver is een vlakgebreid materiaal met zilvervezels. Deze zilvervezels hebben een antibacteriële werking.




CICATREX CONFECTIE

Compressiekleding

MAATTABEL ONDERSTE EXTREMITEIT

De meetlijn voor de bekkenomvang (A) moet op 3 of 4 cm boven de pubis rand en ter hoogte van de bovenkant van de bil.



Mt	Bekkenomvang (A)	Taille omvang (B)
1	88 - 94 cm	62 - 72 cm
2	95 - 101 cm	67 - 79 cm
3	102 - 108 cm	73 - 85 cm
4	109 - 115 cm	80 - 93 cm
5	116 - 122 cm	90 - 104 cm
6	123 - 129 cm	97 - 113 cm

NATURE GORDEL

Maat	Kleur	Z-index
1		15638278
2		15638286
3		15638294
4		15638308
5		15638316
6		15638324

NATURE BERMUDA OPEN KRUIS

Maat	Kleur	Z-index
1		15637441
2		15637468
3		15637476
4		15637484
5		15637492
6		15637506

NATURE CAPRI OPEN KRUIS

Maat	Kleur	Z-index
1		15637328
2		15637336
3		15637344
4		15637352
5		15637360
6		15637379

NATURE LEGGING OPEN KRUIS

Maat	Kleur	Z-index
1		15637573
2		15637581
3		15637603
4		15637611
5		15737638
6		15737646

NATURE HOOFDVERBAND

Maat	Hoofdomvang (A)	Kleur	Z-index
0	51 - 52 cm		15636933
1	53 - 55 cm		15636941
2	56 - 57 cm		15636968
3	58 - 59 cm		15636976

NATURE PARTIEEL HOOFDVERBAND

Maat	Hoofdomvang (B)	Kleur	Z-index
1	27 - 30 cm		15636860
2	31 - 36 cm		15636879
3	37 - 45 cm		15636887

NATURE OPEN HOOFDVERBAND


Maat	Hoofdomvang (A)	Kleur	Z-index
0	51 - 52 cm		15636895
1	53 - 55 cm		15636909
2	56 - 57 cm		15636917
3	58 - 59 cm		15636925

NATURE OORVERBAND

Maat	Hoofdomvang (A)	Kleur	Z-index
1	< 52 cm		15637220
2	> 52 cm		15637239


CICATREX CONFECTIE

Compressiekleding




NATURE VEST ZONDER MOUWEN

Maat	Omvang thorax (A)	Kleur	Z-index
1	74 - 82 cm	 WIT	15639096
2	83 - 91 cm		15639118
3	92 - 98 cm		15639126
4	99 - 115 cm		15639134
5	116 - 120 cm		15639142
6	121 - 135 cm		15639150




NATURE SLEEVE

Maat	Distale omvang (A)	Proximale omvang (B)	Hoogte (AB)	Kleur	Z-index
1	9 - 11 cm	19 - 23 cm	35 cm	 WIT	15637859
2	11 - 14 cm	23 - 28 cm			15637867
3	14 - 16 cm	28 - 32 cm			15637875
4	16 - 20 cm	32 - 37 cm	15637883		
5	20 - 25 cm	37 - 42 cm	45 cm		15637891
6	25 - 30 cm	42 - 48 cm			15637905
7	30 - 40 cm	48 - 58 cm			15637913
8	40 - 50 cm	58 - 67 cm			15637921



NATURE SHORT SLEEVE

Maat	Omvang midden van ledemaat (A)	Hoogte	Kleur	Z-index
1	12 - 14 cm	20 cm	 WIT	15637948
2	15 - 17 cm			15637956
3	18 - 22 cm			15637964
4	23 - 29 cm	15637972		
5	30 - 37 cm	15637980		
6	38 - 45 cm	15367999		
7	46 - 54 cm	15638006		
8	55 - 63 cm	15638014		



SKIN LONG SLEEVE


Maat	Distale omvang (A)	Omvang midden van ledemaat (B)	Proximale omvang (C)	Hoogte (AC)	Kleur	Z-index
1	13 - 15 cm	20 - 25 cm	22 - 28 cm	39 cm	 CARMEL	15639525
2	15 - 17 cm	23 - 28 cm	25 - 31 cm			15639533
3	17 - 19 cm	26 - 31 cm	29 - 35 cm			15639541
4	19 - 21 cm	29 - 34 cm	33 - 39 cm			15639568
5	21 - 23 cm	32 - 37 cm	37 - 43 cm			15639576
6	23 - 26 cm	35 - 41 cm	41 - 48 cm			15639584




SKIN TEENKAP

Maat	Omvang (A)	Kleur	Z-index (zwt)	Z-index (cml)
1	21 - 22 cm	 ZWART	16307534	16307526
2	23 - 24 cm		16307550	16307607
3	25 - 26 cm		16307577	16307569
4	27 - 28 cm		16307593	16307585

SKIN MAATTABEL



Maat	Omvang hand (A)
1	13 - 14,5 cm
2	15 - 16,5 cm
3	17 - 18,5 cm
4	19 - 20,5 cm
5	21 - 22,5 cm
6	23 - 24,5 cm
7	25 - 26,5 cm
8	27 - 28,5 cm



SKIN HANDSCHOEN LANG GESLOTEN VINGERS

Maat	Kleur	Z-index (cml)	Z-index (zwt)
1		15639673	15957411
2		15639681	15957438
3		15639703	15957446
4	CARAMEL	15369711	15957454
5		15639738	15957462
6	ZWART	15639746	15957470
7		15639754	15957489
8		15639762	15957497


SKIN HANDSCHOEN KORT GESL. VINGERS

Maat	Kleur	Z-index (cml)	Z-index (zwt)
1		15639592	15957578
2		15639606	15957586
3		15639614	15957594
4	CARAMEL	15639622	15957608
5		15639630	15957616
6	ZWART	15639649	15957624
7		15639657	15957632
8		15639665	15957640

SKIN HANDSCHOEN KORT OPEN VINGERS

Maat	Kleur	Z-index (cml)	Z-index (zwt)
1		15639770	15639851
2		15639789	15639878
3		15639797	15639886
4	CARAMEL	15639800	15639894
5		15639819	15639908
6	ZWART	15639827	15639916
7		15639835	15639924
8		15639843	15639932

FILIFINE MAATTABEL



Maat	Omvang hand (A)
1	13 - 14,5 cm
2	15 - 16,5 cm
3	16,5 - 18 cm
4	18,5 - 20 cm
5	20,5 - 22 cm
6	22,5 - 24 cm

FILIFINE HANDSCHOEN OPEN VINGERS KORT

Maat	Kleur	Z-index
1		15639460
2		15639479
3		15639487
4	BEIGE	15639495
5		15639509
6		15639517

VINGER PROTECTOR



Maat	Omvang vinger (A)	Hoogte	Kleur	Z-index
1	25 - 27 mm			16579658
2	29 - 31 mm	100 - 110 mm	CARAMEL	16579666

CICATREX BROEK

Veel toegepast bij lip-/lymfoedeem

CICATREX RIGID


Cicatrex Rigid is een duurzaam en slijtvast materiaal. Ideaal voor de actieve patiënt.



CICATREX SKIN


Cicatrex Skin is een zeer fijn, licht geweven, glad en zacht materiaal. Gegarandeerd voor een hoog draagcomfort:

- Zacht op de huid
- Droogt snel
- Makkelijk aan te trekken



Modellen

Uitvoering
Z-Index



Opties

Z-index

Rompverlenging	15742504
Buikversterking diagonaal	15742512
Siliconenband 3 of 5 cm	15742873
Elastische band 5 cm	15742873
Voetstuk met open tenen	15742563
Voetstuk met gesloten tenen	15742598
Sluiting	15742865
Rits	
Haken en ogen	
Rits met haken en ogen	
Gesloten kruis	15742547
(open kruis is standaard)	

Vul het maatformulier in om een Cicatrex broek te bestellen. Zijn de maatformulieren op? Laat het ons weten, of kijk op thuasne.nl, onder downloads.




CICATREX Maatwerk



Vul het maatformulier in om een Cicatrex maatwerkartikel te bestellen. Zijn de maatformulieren op? Laat het ons weten, of kijk op thuasne.nl onder downloads.

ROMP

Rompdeel	Met armaanzet	15742148
	Zonder armaanzet	15742121
Materialen	Nature knitted / woven	
	Rigid knitted	
	Silver knitted	
	Skin woven	
Opties	Rits	
	Haken en ogen	
	Rits met haken & ogen	
	Cup met compressie	15742350
	Prothesehoes	15648257
	Prothesehoes Silon-tex	-




15742148

15742121

HAND

Modellen	Handschoen met duim zonder vingers tot	15742393
	Handschoen met vingers tot max E	15742407
Materialen	Nature knitted / woven	
	Rigid knitted	
	Silver knitted	
	Skin woven	
Opties	Verlenging E-G / E-F	15742458
	Schouderkap met BH-bevestiging	15742431
	Schouderkap met gordel	15742431
	Vingerspreider	15742466



15742393

15742407

VINGER


Modellen	Vingerling	15742385
Materialen	Nature knitted	
	Rigid knitted	
	Silver knitted	



15742385

ARM

Modellen	Armkous C-E, C-D	15742415
	Armkous C-F, C-G	15742415 +
Materialen	Nature knitted / woven	
	Rigid knitted	
	Silver Knitted	
	Skin woven	
Opties	Schouderkap met BH-bevestiging	15742431
	Schouderkap met gordel	15742431
	Vingerspreider	15742466



15742415

15742458

15742415

15742458

15742431

HOOFD

Modellen	Bivakmuts	15742067
	Bivakmuts met open gezicht	15742059
	Hoofd-/Halsband	15742040
	Kinbandage	15742032
Materialen	Nature woven	
	Skin woven	
	Neus- of oorbedekking	15742075



1574267

BEEN / VOET

Modellen	Kous B-D, E-G	15742717
	Kous A-B1	15742687
	Kous A-D met open teen	15742695
	Kous A-G, A-F met open teen	15742709
	Kous B-G	15742725
	Voetkap met open teen	15742679
Materialen	Nature knitted / woven	
	Rigid knitted	
	Silver knitted	
	Skin woven	
Opties	Gesloten teen	15742776
	Heupbevestiging	15742733



15742709

15742776



15742717



15742695

15742776



15742679

15742776

ALGEMENE OPTIES

Opties	Siliconenboord 3 cm of 5 cm aan arm/been	15742873
	Elastische band 3 cm of 5 cm aan arm/been	15742873
	Sluiting haken & ogen	15742865
	Sluiting klittenband	15742865
	Sluiting rits	15742865
	Sluiting rits met haken & ogen	15742865
	Drukpelotte ingenaaid > 500 cm ²	15744221
	Drukpelotte ingenaaid - 250 - 500 cm ²	15744183
	Drukpelotte ingenaaid - 100 - 249 cm ²	15744175
	Drukpelotte ingenaaid - 10 - 99 cm ²	15744116
	Drukpelotte ingenaaid tot 9 cm ²	15743756
	Memoryschuim ingenaaid	-
	Polstering opgenaaid	-
	Silon-tex ingenaaid > 500 m ²	15744221
	Silon-tex ingenaaid - 250 - 500 cm ²	15744183
	Silon-tex ingenaaid - 100 - 249 cm ²	15744175
	Silon-tex ingenaaid - 10 - 99	15744116
	Silon-tex ingenaaid tot 9 cm ²	15743756
	Silon-tex met drukpelotte > 500 cm ²	15744264
	Silon-tex met drukpelotte 250 - 500 cm ²	15744213
	Silon-tex met drukpelotte 100 - 249 cm ²	15744159
	Silon-tex met drukpelotte 10 - 99 cm ²	15744132
	Silon-tex met drukpelotte tot 9 cm ²	15743764
	Voering ingenaaid	17084075
	Voering kunstleer opgenaaid	-



LYMPHATREX

Maatwerk vlakbrei TEK assortiment drukklasse II en III RAL.



COMFORTABEL

- **Anatomische aanpassingen**, voor de meeste gevoelige plekken, zoals knie en elleboog. ¹ ²
- **Vlakke naden**. ³
- **Zacht op de huid**, door specifieke breimethode.


MAATWERK

- **Grote hoeveelheid aan opties**, zodat TEK perfect aansluit op de behoefte van de eindgebruiker
- **Veel modellen beschikbaar**, om een uitvoering op maat te leveren

KEUZE IN MATERIAAL

2 verschillende materialen met elk hun specifieke eigenschappen

- **Poly**, geweven van polyamide microvezels, biedt **zachtheid** en **goede warmteregulatie**. Ideaal voor de meer actieve eindgebruiker.



- **Poly Strong**, in vergelijking met de eigenschappen van Poly, biedt dit materiaal een **stevigere compressie** en **rigiditeit**, dankzij het hogere estastaan gehalte. Voor ernstige vormen van lymfoedeem

LYMPHATREX....

- ✓ is opgenomen in de lijst van Bernink en in de database van VLOT Solutions.
- ✓ wordt geproduceerd in Duitsland
- ✓ is er voor Arm en Been
- ✓ is volledig maatwerk

Maatformulieren vind je achterin deze map of op **thuasne.nl** onder het kopje DOWNLOADS.

Vragen over maatwerk of hulp bij het aanmeten? Onze productspecialisten staan voor je klaar!





LYMPHATREX® BEEN

Patiëntgegevens

Naam: _____

Geboortedatum: _____

Man ☐ Vrouw ☐

☐ Eerste verstrekking

☐ Herhaling, evt. labelnr: _____

Naam praktijk _____

Contactpersoon _____

Telefoon _____

Datum _____

Afleveradres:

Naam _____

Straat + huisnummer _____

Postcode / Plaats _____

Alle gegevens zijn verplicht voor levering van dit maatwerkproduct.
Deze gegevens zijn nodig om het maatwerkproduct in het orderproces van Thuasne te traceren naar de juiste patiënt.

Aantal

___ Stuk

___ Paar

Uitvoering

☐ AB1 ☐ AD ☐ AF ☐ AG ☐ AT ☐ FT
☐ ET ☐ CT ☐ CTE ☐ BT ☐ ATE

Materiaal / Compressieklasse

☐ Poly KL 2
☐ Poly Strong KL 2
☐ Poly Strong KL 3

Kleur

☐ beige ☐ caramel
☐ zwart ☐ antraciet
☐ jeans ☐ blauw
☐ rood ☐ mint

Bijzonderheden :

Omvangsmaten		Lengtematen tot grond	
links	rechts		
cT		ℓG-T voor (vanaf symphyses)	ℓG-T achter
cH			ℓG-H
cK			ℓG-K
cG		Uitgesproken buik ☐	uitgesproken zitvlak ☐
cF		links rechts	ℓG links
cE		ℓF	ℓG rechts
cD		ℓE	
cC		ℓD	
cB1		ℓC	
cB		ℓB1	
cY		ℓB	
cA			
		Voetlengte	
		links rechts	
		Lengte A binnen	
		Lengte A buiten	
		Lengte Z	

Afwerking taille:

- ☐ Tailleband 5 cm, aangenaaid (Standard)
- ☐ Siliconen noppen 3 cm
- ☐ Siliconen noppen 5 cm
- ☐ Elastische boord 3 cm
- ☐ Elastische boord 5 cm
- ☐ Knoopsgat elastiek
- ☐ Heupbevestiging

Kruis

- Standaard geleverd met gesloten kruis
- ☐ met compressie (Standard)
- ☐ zonder compressie

OPMERKING:

Afwerking been

Pijp

links rechts

- ☐ Poreuze band
- ☐ Siliconen noppen 3 cm
- ☐ Siliconen noppen 5 cm
- ☐ Elastische band 3 cm
- ☐ Elastische band 5 cm

Bovenzijde (AG/AF/AD/AB1)

links rechts

- ☐ Schuine afwerking
- ☐ Siliconen noppen 3 cm
- ☐ Siliconen noppen 5 cm
- ☐ Elastische band 3 cm
- ☐ Elastische band 5 cm
- ☐ Siliconenboord 3/4 binnen

Voet

links rechts

☐ ☐ Y-hiel

Teen

links rechts

- ☐ open, recht (let op: voetlengte A binnen opgeven)
- ☐ open, schuin (let op: voetlengte Abinnen- en buiten opgeven)
- ☐ gesloten, schuin, met compressie (let op: totaal voetlengte opgeven)
- ☐ gesloten, schuin, zonder compressie (let op: totaal voetlengte opgeven)

OPMERKING

Knievorm

Links: ☐ Standaard
☐ anatomisch kniestuk
☐ 20° / ☐ 40° / ☐ 60° / ☐ 90°

Rechts: ☐ Standaard
☐ anatomisch kniestuk
☐ 20° / ☐ 40° / ☐ 60° / ☐ 90°



LYMPHATREX[®] ARM

Patiëntgegevens

Naam: _____

Geboortedatum: _____

Man ☐ Vrouw ☐

☐ Eerste verstrekking

☐ Herhaling, evt. labelnr:

Naam praktijk _____

Contactpersoon _____

Telefoon _____

Datum _____

Afleveradres:


Naam _____

Straat + huisnummer _____

Postcode / Plaats _____

Alle gegevens zijn verplicht voor levering van dit maatwerkproduct.
Deze gegevens zijn nodig om het maatwerkproduct in het orderproces van Thuasne te traceren naar de juiste patiënt.

ℓ = lengtemaat
 c = omvangmaat



Lengtematen worden aan de binnenzijde van de arm gemeten

Aantal

___ Stuk

Uitvoering

☐ CG ☐ C1G ☐ CE
☐ AC1 ☐ AE ☐ AG

Arm: ☐ links / ☐ rechts

Kleuren

Materiaal /
compressieklasse

☐ Poly KL 2

☐ beige ☐ zwart ☐ caramel
☐ antraciet ☐ jeans ☐ blauw
☐ rood ☐ mint

Bijzonderheden

☐ Futterstof (plek intekenen) ☐ Polstermateriaal (plek intekenen)

Afwerking algemeen

☐ schuine afwerking proximaal

Anatomisch geweven elleboog:

☐ 20° (standaard) ☐ 40°/ ☐ 60°/ ☐ 90°

Afwerking boord

☐ Geen afwerking (volledig gebreid)

Boord proximaal


☐ Siliconen noppen 3 cm
☐ Siliconen noppen 5 cm
☐ Elastische boord 3 cm
☐ Elastische boord 5 cm

☐ Schouderkap met gordel, lengte gordel _____ cm

Let op: lengtemaat GH opgeven

Opmerking

Hand



Aantal

___ Stuk

Uitvoering

☐ Handschoen zonder vingers

☐ Handschoen met vingers

In combinatie met armkous

☐ gescheiden ☐ aan één stuk

Kleur

☐ beige ☐ zwart ☐ caramel
☐ antraciet ☐ jeans ☐ blauw
☐ rood ☐ mint

Materiaal/compressieklasse

☐ Poly KL 2

Opmerking:

Maten vingers

	Omvang X	Omvang Z	Lengte
1			
2			
3			
4			
5			

Afwerking

☐ Afwerking poreus (standaard)

☐ Geen afwerking (volledig gebreid)

☐ Siliconen noppen 3 cm ☐ 5 cm

☐ Elastische band 3 cm ☐ 5 cm

Opmerking:

Meet de lengte van de vinger aan de buitenzijde van de hand, behalve de pink

LYMPHATREX

TEKVLAKBREI - ARM

Drukklasse & materiaal	CG	AC1	AD	AG
RAL Ccl 2 (Poly)	•	•	•	•
Kleuren				
Beige	•	•	•	•
Caramel	•	•	•	•
Zwart	•	•	•	•
Jeans	•	•	•	•
Rood	•	•	•	•
Antraciet	•	•	•	•
Blauw	•	•	•	•
Mint	•	•	•	•
Opties				
Schuine boord	•	-	-	•
Siliconenboord noppen 3 cm	•	•	•	•
Siliconenboord noppen 5 cm	•	•	•	•
Elastische boord 3 cm	•	•	•	•
Elastische boord 5 cm	•	•	•	•
Anatomische elleboog	•	-	-	•
Schouderkap	•	-	-	•
Futterstof voering	•	•	•	•
Polstermateriaal	•	•	•	•
Poreuse afwerking	•	Standaard	•	•
Met vingers	-	•	•	•
Zonder vingers	-	•	•	•



TEKVLAKBREI - BEEN

Drukklasse & materiaal	AD	AG	AT	AA1
RAL Ccl 2 - Poly	•	•	•	•
RAL Ccl 2 - Poly strong	•	•	•	•
RAL Ccl 3 - Poly strong	•	•	•	•
Kleuren				
Beige	•	•	•	•
Caramel	•	•	•	•
Zwart	•	•	•	•
Jeans	•	•	•	•
Rood	•	•	•	•
Antraciet	•	•	•	•
Blauw	•	•	•	•
Mint	•	•	•	•
Opties				
Teenstuk open schuin	•	•	•	•
Y-marketing	•	•	•	-
Teenstuk gesloten	•	•	•	-
Schuine boord	•	•	•	-
Heupbevestiging	-	•	-	-
Elastische tailleband	-	-	•	-
Siliconenboord noppen 3 cm	•	•	•	-
Siliconenboord noppen 5 cm	•	•	•	-
Met tenen	•	•	•	•
Knoopsgat elastiek	-	-	•	-
Siliconenboord 3/4	•	•	•	-
Elastische boord 3 cm	-	•	•	-
Elastische boord 5 cm	-	•	•	-
Kruis zonder compressie	-	-	•	-
Poreuse afwerking	•	•	•	•
Anatomisch geweven knie	-	•	•	-



THUASNE®

VENOFLEX men

Stevig, stijlvol en eigentijds!

Compressiesokken
voor mannen met
een wow-effect



VENOFLEX men

Stevig, stijlvol en eigentijds!

Compressiesokken voor mannen met een wow-effect

- ✓ De **ingenieuze breitechniek** met een naadloze en zachte boord vergemakkelijkt het aantrekken. De compressiekous vormt zich comfortabel naar het been.
- ✓ Het **hoge katoengehalte** zorgt voor een aangenaam, huidvriendelijk gevoel. Dit slijtvaste materiaal heeft ook een warmte-regulerend effect en past zich dus aan de behoeften van de patiënt.



Natuurlijk katoen



Naadloze boord



Elegante ripstructuur



Versterkte hiel

- **Eigentijds** en toch een sterk therapeutisch effect.
- **Tijdloze kleuren marine blauw en zwart** - goed te combineren met elke gelegenheid en kledingstijl.
- **Comfortabel**, dankzij natuurlijk katoen.



VENOFLEX MICRO

Rondbrei TEK - "De solide basis"



Comfortabelen zacht dankzij het zijdezachtgaren*

- Elegant
- Huidvriendelijk, hypoallergeen**
- Machinewasbaar

Voor welke patiënten?

Wie op zoek is naar een elegante en vrouwelijke stijl



AD		AG		AG+	
DRUKKLASSE		DRUKKLASSE		DRUKKLASSE	
Women		Women		Women	
30021A	1	30023D	1	30023G	1
30021B	2	30023E	2	30023H	2

AT		ATU	
DRUKKLASSE		DRUKKLASSE	
Women		Women	
30025A	1	30027A	1
30025B	2	30027B	2

VENOFLEX ELEGANCE

Rondbrei TEK - "Elegantie"



- Gemakkelijk aan- en uittrekken*
- Machinewasbaar

Voor welke patiënt?


Wie op zoek is naar comfortabele, elegante en alledaagse compressie



AD		AG		AG+	
DRUKKLASSE		DRUKKLASSE		DRUKKLASSE	
20021B	2	20023E		20023H	

AT		ATU	
DRUKKLASSE		DRUKKLASSE	
20025B	2	20027B	

Welke maat en lengte?



cA Omtrek van de kop van de middenvoetsbeentjes
cY Omvang wreef met voet in 90 graden
cB Omvang enkel op smalste punt
cB1 Omvang onderbeen net voor spierbuik kuitspieren
cC Omvang kuit op breedste punt
cD Omvang net onder de knie t.h.v. tibiakopje
cE Omvang midden knie
cF Omvang midden bovenbeen

cG Omvang bovenbeen t.h.v. lies
cT Omvang taille op smalste punt
cH Omvang heup t.h.v. trochantor major
lD Lengte vloer tot tibiakopje
lK Lengte vloer tot kruis gemeten aan de binnenzijde van het been
lG Lengte vloer tot lies gemeten aan de buitenzijde van het been

Gemeten maat in cm			cA	cY	cB	cB1	cC-	cC	cC+	cD	cE	cF	cG-	cG	cG+	cT maxi	cH maxi
RONDBREI - AD		RAL MICRO - ELEGANCE	KORT lD 34-39 LANG lD 39-45	1	17 - 22	26 - 31	18 - 20	23 - 27	-	28 - 34	-	24-29	-	-	-	-	-
				2	19 - 24	28 - 33	20 - 22	24 - 29	-	30 - 37	-	27-33	-	-	-	-	-
				3	21 - 26	29 - 35	22 - 24	26 - 32	-	33 - 40	-	32-39	-	-	-	-	-
				4	23 - 29	31 - 37	24 - 26	29 - 35	-	35 - 43	-	34-42	-	-	-	-	-
				5	25 - 32	32 - 38	26 - 28	31 - 37	-	37 - 46	-	36-45	-	-	-	-	-
				6	27 - 34	33 - 40	28 - 30	33 - 39	-	39 - 49	-	38-48	-	-	-	-	-
RONDBREI - AD		RAL MEN	KORT lD < 44,5 LANG lD > 44	0	16 - 21	24 - 30	17 - 19	22 - 25	-	27 - 35	-	26 - 34	-	-	-	-	-
				1	18 - 23	27 - 32	19 - 21	23 - 28	-	30 - 35	-	29-34	-	-	-	-	-
				2	20 - 26	28 - 35	21 - 24	25 - 32	-	32 - 38	-	31-37	-	-	-	-	-
				3	23 - 29	31 - 37	24 - 26	29 - 35	-	34 - 42	-	33-41	-	-	-	-	-
				4	25 - 33	32 - 39	26 - 29	31 - 38	-	37 - 46	-	36-45	-	-	-	-	-
				5	28 - 35	33 - 41	29 - 31	34 - 40	-	43 - 49	-	42-48	-	-	-	-	-
RONDBREI - AG		RAL MICRO - ELEGANCE	KORT lG 60-69 NORMAAL lG 70-80 LANG lG 81-90	1	17 - 22	26 - 31	18 - 20	23 - 27	-	28-34	-	27-33	30-37	39-52	43-48	-	49-57
				2	19 - 24	28 - 33	20 - 22	24 - 29	-	30-37	-	29-36	33-40	41-56	45-52	-	53-62
				3	21 - 26	29 - 35	22 - 24	26 - 32	-	33-40	-	32-39	35-43	44-60	49-56	-	57-67
				4	23 - 29	31 - 37	24 - 26	29 - 35	-	35-43	-	34-42	37-45	47-65	53-60	-	61-72
				5	25 - 32	32 - 38	26 - 28	31 - 37	-	37-46	-	36-45	39-48	50-69	56-64	-	65-77
				6	27 - 34	33 - 40	28 - 30	33 - 39	-	39-49	-	38-48	41-51	53-73	60-68	-	69-81
RONDBREI - AT		RAL MICRO - ELEGANCE	NORMAL lG 65-75 LONG lG 75-85	1	17 - 22	26 - 31	18 - 20	23 - 27	43 - 57	28 - 34	-	27 - 33	30 - 37	39 - 52	-	43 - 57	- 85 - 105 59 - 70
				2	19 - 24	28 - 33	20 - 22	24 - 29	45 - 62	30 - 37	-	29 - 36	33 - 40	41 - 56	-	45 - 62	- 90 - 110 66 - 80
				3	21 - 26	29 - 35	22 - 24	26 - 32	49 - 67	33 - 40	-	32 - 39	35 - 43	44 - 60	-	49 - 67	- 95 - 115 76 - 85
				4	23 - 29	31 - 37	24 - 26	29 - 35	53 - 72	35 - 43	-	34 - 42	37 - 45	47 - 65	-	53 - 72	- 100 - 120 82 - 90
				5	25 - 32	32 - 38	26 - 28	31 - 37	56 - 77	37 - 46	-	36 - 45	39 - 48	50 - 69	-	56 - 77	- 105 - 125 88 - 95
				6	27 - 34	33 - 40	28 - 30	33 - 39	60 - 81	39 - 49	-	38 - 48	41 - 51	53 - 73	-	60 - 81	- 110 - 130 92 - 105
RONDBREI - ATU		RAL MICRO - ELEGANCE	NORMAAL lG 65-75 LANG lG 75-85	1	17 - 22	26 - 31	18 - 20	23 - 27	43 - 57	28 - 34	-	27 - 33	30 - 37	39 - 52	-	43 - 57	- 85 - 105 59 - 70
				2	19 - 24	28 - 33	20 - 22	24 - 29	45 - 62	30 - 37	-	29 - 36	33 - 40	41 - 56	-	45 - 62	- 90 - 110 66 - 80
				3	21 - 26	29 - 35	22 - 24	26 - 32	49 - 67	33 - 40	-	32 - 39	35 - 43	44 - 60	-	49 - 67	- 95 - 115 76 - 85
				4	23 - 29	31 - 37	24 - 26	29 - 35	53 - 72	35 - 43	-	34 - 42	37 - 45	47 - 65	-	53 - 72	- 100 - 120 82 - 90
				5	25 - 32	32 - 38	26 - 28	31 - 37	56 - 77	37 - 46	-	36 - 45	39 - 48	50 - 69	-	56 - 77	- 105 - 125 88 - 95
				6	27 - 34	33 - 40	28 - 30	33 - 39	60 - 81	39 - 49	-	38 - 48	41 - 51	53 - 73	-	60 - 81	- 110 - 130 92 - 105



DRUKKLASSE **1 2** 18 - 21 mmHg

DRUKKLASSE **1 2** 23 - 32 mmHg

Gecertificeerd door het Hohenstein instituut.
Opgenomen in de Lijst van Bernink & Eurocom