

BODY CARE®

MEJOR EN MOVIMIENTO

CATÁLOGO

PRODUCTOS ORTOPÉDICOS
Médicos y Deportivos

2026

2027



BODY CARE®

Somos la empresa líder en el desarrollo, fabricación y comercialización de la más amplia gama de Soluciones en Biomecánica Médica y Deportiva.

Nuestro compromiso

CUIDARTE

Hace más de 30 años producimos ortesis funcionales destinadas a la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de patologías óseas, musculares y articulares, de baja y alta complejidad, creadas para el bienestar y la recuperación corporal.

Trayectoria, Calidad e Innovación.

Apoyados en estos tres pilares y, con el asesoramiento constante de médicos y técnicos ortopedistas, hemos logrado una firme posición en el mercado y el reconocimiento, tanto de pacientes y profesionales como de las más prestigiosas cadenas farmacéuticas, ortopedias, droguerías, clínicas traumatológicas e instituciones del sector.

Convencidos del deber de cuidar a los demás, continuamos con tesón y energía, investigando, diseñando y produciendo, para estar a la altura de las más exigentes demandas y necesidades.



Los productos están certificados y
aprobado por A.N.M.A.T. (Legajo N° 1904)



Nuestra empresa no se detiene.

MEJOR EN MOVIMIENTO

ÍNDICE

4 ÚLTIMOS LANZAMIENTOS

MIEMBROS INFERIORES

7 Pie y tobillo

16 Soportes plantares

20 Medias de compresión

22 Rodilla y Muslo

COLUMNA

32 Collares

34 Espalderas

38 Fajas

MIEMBROS SUPERIORES

48 Mano y muñeca

54 Codo

58 Hombro

NUESTRAS LÍNEAS

63 ElasticFlex - ElasticFlex PRO

70 Black Line

76 One Size

79 Pediátrica

83 Térmica

90 Frío-Calor

92 ThermicGel PRO

ACCESORIOS

97 Médicos y deportivos

MATERIAL POP

100 Exhibidores y muñecos

elasticflex

Tejido elástico tridimensional sin costuras

Proporciona mayor elasticidad transversal a la vez que ejerce la compresión necesaria en cada zona.



NUEVA PRESENTACIÓN
con cierre fácil

CONOCÉ LA LÍNEA COMPLETA

Páginas 63-69

ThermicGel PRO



**HIDROGEL DE
ALTA CALIDAD**

Mantiene la temperatura
por más tiempo



CONOCÉ MÁS

Páginas 92-96





WALKER R.O.M.

BC1452

INDICACIONES

- Soporte inmovilizador de pierna y pie.
- Con rango de movimiento y posición fija.
- Esguinces graves.
- Lesiones ligamentosas.
- Tratamientos post-quirúrgicos.
- Fracturas no desplazadas de la posición distal.
- Post-quirúrgico de Tendón de Aquiles.
- Favorece la movilización temprana.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Inyección de nylon.
- Barras laterales de aluminio moldeables.
- Sistema de fijación en abrojo integrado.
- Almohadilla de bondeado velour removible.
- Estructura anatómica y funcional de pie.
- Diseño ligero y resistente.
- Suela curva antideslizante.
- Articulado con rango de movimiento.
- Bloqueo en ambos sentidos.
- Control regulable cada 7°.
- Posicionamiento fijo de 10° - 20° en flexión y dorso flexión plantar.



USAR:
Talle de calzado
habitual

TALLE / SIZE

CH / S _____ N° 34 - 37
M / M _____ N° 38 - 41
G / L _____ N° 42 - 45

CALZADO / SHOE SIZE



CONTROL DE
RANGO DE
MOVIMIENTO
REGULABLE

BODYWALKER

BC1454



INDICACIONES

- Soporte anatómico de pie y tobillo en 90°.
- Inmovilizador de pierna y pie.
- Rehabilitación ambulatoria. Post-quirúrgico.
- Fracturas de pie y tobillo.
- Rupturas y lesiones de ligamentos y tendones.
- Sustituto seguro en la fijación con yeso.
- Esguince moderado.
- Inmovilizador TPA (Tibio-Peroneo-Astragalina).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en bondeado velour removible.
- Diseño ligero y resistente.
- Polietileno de alta densidad.
- Suela curva antideslizante.
- Compresión semi-circunferencial.
- Rigidez en zona plantar para estabilidad e inmovilización.
- Nervaduras estabilizadoras y estructura anatómica.



USAR:
Talle de calzado
habitual

TALLE / SIZE

CH / S _____ N° 34 - 37
M / M _____ N° 38 - 41
G / L _____ N° 42 - 45

CALZADO / SHOE SIZE

WALKER

BC1451



INDICACIONES

- Soporte inmovilizador de pierna y pie en 90°.
- Rehabilitación ambulatoria.
- Post-quirúrgico.
- Fracturas de tibia y tobillo. Esguinces graves.
- Rupturas de ligamentos y tendones.
- Reparación del tendón de Aquiles.
- Sustituto seguro en la fijación con yeso.
- Inmovilizador TPA (Tibio-Peroneo-Astragalina).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Inyección de nylon.
- Barras laterales de aluminio moldeables.
- Sistema de fijación en abrojo integrado.
- Almohadilla de bondeado velour removible.
- Estructura anatómica y funcional de pie.
- Diseño ligero y resistente.
- Suela curva antideslizante.



USAR:
Talle de calzado
habitual

TALLE / SIZE

CH / S _____ N° 34 - 37
M / M _____ N° 38 - 41
G / L _____ N° 42 - 45

CALZADO / SHOE SIZE

WALKER CORTO

BC1456



INDICACIONES

- Soporte inmovilizador de pie y tobillo en 90°.
- Esguinces.
- Torceduras agudas.
- Lesiones de tejido blando.
- Fracturas estables.
- Tratamientos post-quirúrgicos de pie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Inyección de nylon. Diseño ligero y resistente.
- Barras laterales de aluminio moldeables.
- Sistema de fijación en abrojo integrado.
- Almohadilla de bondeado velour removible.
- Suela curva antideslizante.



USAR:
Talle de calzado
habitual

TALLE / SIZE		CALZADO / SHOE SIZE
CH / S	_____	N° 34 - 37
M / M	_____	N° 38 - 41
G / L	_____	N° 42 - 45

BOTA DE REPOSO

BC1453



INDICACIONES

- Soporte de pantorrilla, tobillo, pie, fascitis plantar o tendón de Aquiles.
- Tratamiento nocturno.
- No ambulatorio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en polietileno de alta densidad.
- Almohadilla de bondeado velour removible.



USAR:
Talle de calzado
habitual

TALLE / SIZE		CALZADO / SHOE SIZE
CH / S	_____	N° 34 - 37
M / M	_____	N° 38 - 41
G / L	_____	N° 42 - 45

ZAPATO POST-QUIRÚRGICO PRO

BC1440A

INDICACIONES

- Protección anatómica del pie.
- Procesos post-quirúrgicos de dedos y antepié.
- Alineaciones articulares (cirugía de Hallux Valgus).
- Post-fracturas de pie.
- Procesos de rehabilitación donde no es posible la adaptación de un calzado convencional.
- Lesiones en la zona del calcáneo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en bondeado resistente y transpirable.
- Refuerzo rígido en el talón.
- Suela antideslizante que aporta estabilidad.
- Posibilita el apoyo distal post-quirúrgico.
- Sujeción con abrojo.
- Ideal para uso con vendajes post-operatorios.

AMBIDIESTRO



USAR:
Talle de calzado habitual

TALLE / SIZE

CH / S _____ N° 34 - 36
M / M _____ N° 37 - 39
G / L _____ N° 40 - 41
XG / XL _____ N° 42 - 43

CALZADO / SHOE SIZE



NUEVO

ZAPATO POST-QUIRÚRGICO

BC1440



INDICACIONES

- Protección anatómica del pie.
- Post-quirúrgico. Post-fracturas de pie.
- Alineaciones articulares (cirugía de Hallux Valgus).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en bondeado resistente.
- Suela antideslizante. Sujeción en abrojo.
- Posee un fleje interno maleable de aluminio que le brinda rigidez y permite darle forma a la suela.
- Posibilita el apoyo distal post-quirúrgico.

AMBIDIESTRO



USAR:
Talle de calzado habitual

TALLE / SIZE

CH / S _____ N° 34 - 36
M / M _____ N° 37 - 39
G / L _____ N° 40 - 41
XG / XL _____ N° 42 - 43

CALZADO / SHOE SIZE

SOPORTE NOCTURNO - DIURNO

PARA JUANETE

BC1405




INDICACIONES

- Soporte preventivo y correctivo de uso diurno y nocturno.
- Anomalías del primer dedo del pie.
- Procesos post-quirúrgicos.
- Alineador del Hallux.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene abrojo plush.
- Sujeción en abrojo.
- Compresión regulable.
- Brinda calor terapéutico.



USAR:
Talle de calzado habitual

TALLE / SIZE

CH / S _____ N° 35 - 40
G / L _____ N° 41 - 45

CALZADO / SHOE SIZE



FÉRULA PARA FASCITIS PLANTAR

BC1470

INDICACIONES

- Soporte de pie para fascitis plantar, tendinitis, tendinosis Aquiliana y estiramiento de la aponeurosis plantar.
- Ambulatorio con calzado cómodo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en bondeado velour.
- Ajuste en cinta de polipropileno.
- Cierre en abrojo.
- Rápida y fácil aplicación.
- Confortable y liviano.



TALLE / SIZE

UNIVERSAL



CINCHA PARA TENDÓN DE AQUILES

BC1161

INDICACIONES

- Reduce dolor, inflamación y estrés en el talón de Aquiles.
- Uso diario.
- Práctica deportiva de impacto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en bondeado velour.
- Sujeción en abrojo.
- Funcional y confortable.
- Adaptable con calzado.



TALLE / SIZE

CALZADO / SHOE SIZE

CH / S	_____	N° 34 - 37
M / M	_____	N° 38 - 41
G / L	_____	N° 42 - 45



SOPORTE PARA PIE CAÍDO PRO

BC1460B

INDICACIONES

- Soporte dinámico de pie caído.
- Mejora el modo de caminar.
- Patología de Steppage/Pie caído.
- Colabora en la flexión dorsal.
- Elevación del antepié durante la marcha.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sujeción en abrojo.
- Placa con gancho de fijación para uso con calzado.
- Elástico reforzado que une el empeine con la pantorrilla.
- Almohadilla posterior de gel para un mayor confort en el tendón de Aquiles.
- Uso sin calzado o calzado con cordones.



MEDIR:
Circunferencia
arriba del Maleolo

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 20 cm. - 24 cm.
G / L _____ +/- 24 cm. - 28 cm.

TOBILLO / ANKLE



SOPORTE PARA PIE CAÍDO

BC1460

INDICACIONES

- Soporte dinámico de pie caído.
- Mejora el modo de caminar.
- Patología de Steppage/Pie caído.
- Colabora en la flexión dorsal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Sujeción en abrojo.
- Pieza plástica entre la lengüeta y los cordones.
- Elástico reforzado, une el empeine con la pantorrilla.



MEDIR:
Circunferencia
arriba del Maleolo

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 20 cm. - 24 cm.
G / L _____ +/- 24 cm. - 28 cm.

TOBILLO / ANKLE



TOBILLERA TPA CON ESTRIBO

(TIBIO-PERONEO-ASTRAGALINO)

BC1465

INDICACIONES

- Soporte de tobillo.
- Estabilizador post-lesión.
- Prevención de lesiones por sobrecarga.
- Esguince de tobillo.
- Inestabilidades de tobillo.
- Prevenir lesiones durante la práctica deportiva.
- Rehabilitación funcional.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en polietileno de alta densidad.
- Valvas laterales.
- Articulación libre.
- Soporte plantar en forma de estribo en termoplástico.
- Protectores acolchados en maléolos.
- Sujeción en neoprene abrojo plush.
- Anatómico.



TALLE / SIZE

UNIVERSAL



TOBILLERA TPA

(TIBIO-PERONEO-ASTRAGALINO)

BC1466

INDICACIONES

- Soporte lateral de tobillo.
- Esguinces leves o moderados.
- Post-quirúrgico.
- Control de movimientos laterales.
- Prevención en alteraciones del pie en la práctica deportiva.
- Esguinces laterales/mediales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en polietileno de alta densidad.
- Doble sujeción de abrojo.
- No articulada (movimiento libre).
- Sistema de sujeción de pie regulable en neoprene.
- Almohadilla interior de neoprene.
- Férulas laterales de diseño anatómico.



TALLE / SIZE

UNIVERSAL

TOBILLERA DEPORTIVA RUNNER PRO

CON TIRAS

BC1468

INDICACIONES

- Soporte estabilizador de tobillo y pie.
- Compresión y estabilidad firme y pareja tibia / peroné.
- Controla la inversión / eversión.
- Esguinces leves y moderados.
- Sustituye las vendas.
- Protege tobillos débiles.
- Uso deportivo, preventivo y correctivo.
- Actividades de alto rendimiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en cordura de nylon.
- Correa elástica circunferencial.
- Cordones y correas rígidas ajustables en 8 para fijar el calcáneo.
- Flejes mediales/ laterales removibles de P.E.A.D.



MEDIR:
Circunferencia
arriba del Maleolo

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 20 cm. - 22 cm.
M / M	+/- 22 cm. - 24 cm.
G / L	+/- 24 cm. - 26 cm.
XG / XL	+/- 26 cm. - 28 cm.

TOBILLO / ANKLE



TOBILLERA DEPORTIVA RUNNER PRO

BC1467



INDICACIONES

- Soporte estabilizador de tobillo y pie.
- Protección y estabilidad a los ligamentos sin restringir los movimientos.
- Uso deportivo preventivo.
- Actividades de alto rendimiento.
- Esguinces leves.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en cordura de nylon.
- Correa elástica circunferencial.
- Flejes mediales/laterales removibles de P.E.A.D.



MEDIR:
Circunferencia
arriba del Maleolo

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 20 cm. - 22 cm.
M / M	+/- 22 cm. - 24 cm.
G / L	+/- 24 cm. - 26 cm.
XG / XL	+/- 26 cm. - 28 cm.

TOBILLO / ANKLE

TOBILLERA DEPORTIVA SOCCER

BC1459



INDICACIONES

- Soporte anatómico Tibio-Peroneo-Astragalino.
- Diseño para la práctica del fútbol.
- Estabilización firme sin restringir la movilidad.
- Uso deportivo preventivo.
- Actividades de alto rendimiento.
- Esguinces leves y moderados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en cordura, velour y goma eva.
- Elástico sobre el tendón de Aquiles para facilitar la flexión plantar/dorsal.
- Flejes semi-flexibles laterales. Empeine libre.



MEDIR:
Circunferencia
arriba del Maleolo

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 20 cm. - 22 cm.
M / M	+/- 22 cm. - 24 cm.
G / L	+/- 24 cm. - 26 cm.
XG / XL	+/- 26 cm. - 28 cm.

TOBILLO / ANKLE

TOBILLERAS CON AJUSTE EN 'X'



- INDICACIONES**
- Soporte estabilizador para tobillo y pie.
 - Esguince crónico.
 - Inestabilidades de tobillo.
 - Fascitis Plantar. Talalgia.
 - Prevenir lesiones durante la práctica deportiva.
- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
- Confeccionado en neoprene. Ajuste en abrojo.
 - Sujeción elástica adicional en 'X'. Efectiva compresión. No restringe el movimiento.
 - Diseño liviano y anatómico. Fácil colocación.

INCLUYE 2 UN.: DERECHA - IZQUIERDA



MEDIR:
Circunferencia
arriba del Maleolo

TALLE / SIZE	TOBILLO / ANKLE
CH / S _____	+/- 20 cm. - 25 cm.
M / M _____	+/- 25 cm. - 30 cm.
G / L _____	

TOBILLERA ELÁSTICA



- INDICACIONES**
- Soporte de pie y tobillo.
 - Artrosis.
 - Lesiones leves. Trastornos circulatorios.
 - Tratamientos post-quirúrgicos.
 - Reanudación de la actividad.
 - Prevenir lesiones durante la práctica deportiva.
- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
- Confeccionado con fibras elásticas de tensión diferenciada y compresión moderada.



MEDIR:
Circunferencia
arriba del Maleolo

TALLE / SIZE	TOBILLO / ANKLE
CH / S _____	+/- 20 cm. - 22 cm.
M / M _____	+/- 22 cm. - 24 cm.
G / L _____	+/- 24 cm. - 26 cm.
XG / XL _____	+/- 26 cm. - 28 cm.

ESTABILIZADOR DE TOBILLO



- INDICACIONES**
- Soporte de tobillo.
 - Inestabilidades crónicas leves.
 - Traumatismos y esguinces leves.
 - Laxitud ligamentosa.
 - Prevención de lesiones.
 - Reanudación de la actividad.
- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
- Confeccionado en neoprene.
 - Sujeción en abrojo.
 - Barras laterales de aluminio.



MEDIR:
Circunferencia
arriba del Maleolo

TALLE / SIZE	TOBILLO / ANKLE
CH / S _____	+/- 20 cm. - 22 cm.
M / M _____	+/- 22 cm. - 24 cm.
G / L _____	+/- 24 cm. - 26 cm.
XG / XL _____	+/- 26 cm. - 28 cm.

TOBILLERA ESTABILIZADORA CON CORDÓN Y FLEJE



- INDICACIONES**
- Estabilizador de tobillo y pie.
 - Inestabilidad ligamentosa leve.
 - Inestabilidad tendinosa leve.
 - Lesiones leves.
 - Reanudación de la actividad.
- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
- Confeccionado en neoprene.
 - Refuerzos laterales semi-rígidos.
 - Cordones para una mejor sujeción.
 - Adecuada termocompresión en la región.



MEDIR:
Circunferencia
arriba del Maleolo

TALLE / SIZE	TOBILLO / ANKLE
CH / S _____	+/- 20 cm. - 22 cm.
M / M _____	+/- 22 cm. - 24 cm.
G / L _____	+/- 24 cm. - 26 cm.
XG / XL _____	+/- 26 cm. - 28 cm.

TOBILLERA ESTABILIZADORA CON SUJECCIÓN

BC1403A



INDICACIONES

- Soporte lateral de tobillo y pie.
- Mejora la propiocepción.
- Lesiones ligamentosas leves.
- Esguinces leves.
- Inestabilidades crónicas de tobillo.
- Prevenir lesiones durante la práctica deportiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Refuerzos laterales semi-rígidos.
- Doble sujeción en abrojo.



MEDIR:
Circunferencia
arriba del Maleolo

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 20 cm. - 22 cm.
M / M	+/- 22 cm. - 24 cm.
G / L	+/- 24 cm. - 26 cm.
XG / XL	+/- 26 cm. - 28 cm.

TOBILLO / ANKLE

TOBILLERA TUBULAR

BC1401



INDICACIONES

- Sostén para tobillo.
- Reanudación de la actividad.
- Prevenir lesiones durante la práctica deportiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Calor terapéutico.
- Compresión multidireccional.



MEDIR:
Circunferencia
arriba del Maleolo

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 20 cm. - 22 cm.
M / M	+/- 22 cm. - 24 cm.
G / L	+/- 24 cm. - 26 cm.
XG / XL	+/- 26 cm. - 28 cm.
XXG / XXL	+/- 28 cm. - 30 cm.

TOBILLO / ANKLE

TOBILLERA CON AJUSTE EN '8'

BC1402



INDICACIONES

- Soporte de tobillo.
- Procesos de rehabilitación.
- Traumatismos ligeros.
- Prevención de lesiones.
- Práctica deportiva

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Sujeción elástica adicional en 8.
- Termocompresión.



MEDIR:
Circunferencia
arriba del Maleolo

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 20 cm. - 22 cm.
M / M	+/- 22 cm. - 24 cm.
G / L	+/- 24 cm. - 26 cm.
XG / XL	+/- 26 cm. - 28 cm.
XXG / XXL	+/- 28 cm. - 30 cm.

TOBILLO / ANKLE

GEMELERA TUBULAR

BC1853



INDICACIONES

- Lesiones musculares de gemelos.
- Prevención y rehabilitación de contracturas, distensiones y desgarros.
- Perioritis.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en neoprene.
- Diseño anatómico.
- Compresión multidireccional.
- Brinda calor terapéutico.



MEDIR:
10 cm. debajo de
la Rodilla

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 28 cm.
M / M	+/- 31 cm.
G / L	+/- 35 cm.
XG / XL	+/- 39 cm.

GEMELO / CALF



TALONERAS DEPORTIVAS

BC2010S

INDICACIONES

- Disminuye el cansancio en las articulaciones, cintura, tobillos, rodillas y caderas, especialmente en condiciones de exceso de carga.
- Mejora la alineación del cuerpo y brinda estabilidad en la pisada al distribuir el peso de manera uniforme.
- Ideal para prevenir y aliviar el dolor producido por Bursitis del talón de Aquiles, Fascitis plantar, Tendinitis y Talalgia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionadas en PU GEL, suave y flexible.
- Propiedades viscoelásticas, conserva su forma.
- Diseño con refuerzo interno de gel para una óptima amortiguación y absorción de impactos.
- Zona inferior autoadhesiva que permite una correcta adherencia al calzado.
- Reutilizable y no irrita la piel.

VIENE POR PAR



USAR:
Talle de calzado
habitual

TALLE / SIZE

S / M _____ N° 35 - 40
L / XL _____ N° 41 - 45

CALZADO / SHOE SIZE





TALONERAS DEPORTIVAS

BC2010

- Soporte de calzado.
- Protege y da confort a las articulaciones y ligamentos de rodillas, tobillos y pies.
- Ideal para la práctica deportiva y actividades que requieran horas de pie o en tránsito.
- Estabilizador y amortiguador del calcáneo.
- Confeccionado en PVC.
- Alta durabilidad.
- Anti-alérgico.
- Adaptable a todo tipo de calzado.


VIENE POR PAR



USAR:
Talle de calzado
habitual

TALLE / SIZE		CALZADO / SHOE SIZE
CH / S	_____	N° 35 - 40
G / L	_____	N° 41 - 45





MÁXIMA
AMORTIGUACIÓN

INDICACIONES

- Aportan una amortiguación adecuada para evitar sobrecargas en los pies.
- Indicadas para uso prolongado en calzado urbano o deportivo.
- Absorben impactos reduciendo la tensión en las articulaciones de tobillos, rodillas y columna.
- Mejoran la estabilidad y colaboran en el equilibrio.
- Favorecen una alineación corporal más natural.
- Reducen el dolor en pies, rodillas y espalda.
- Ideales para quienes permanecen de pie por largos periodos.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en una suave capa de gel con estructura de panal.
- Cubierta superior aterciopelada que controla la humedad y reduce olores.
- Propiedades viscoelásticas: suaves y flexibles, conservan su forma.
- Diseño ligero, suave y más cómodo.
- Se adapta fácilmente al pie.

INCLUYE 2 UN.: DERECHA - IZQUIERDA



TALLE / SIZE		CALZADO / SHOE SIZE
CH / S	_____	N° 34 - 36
M / M	_____	N° 37 - 39
G / L	_____	N° 40 - 41
XG / XL	_____	N° 42 - 43



**ABSORCIÓN
NATURAL DEL
IMPACTO**


INDICACIONES

- Aportan mayor soporte y estabilidad.
- Previenen sobrecargas musculares y articulares al mantener una correcta alineación del pie.
- Indicadas para uso prolongado en calzado urbano, deportivo o laboral.
- Mejoran la estabilidad y colaboran en el equilibrio.
- Favorecen una alineación corporal más natural.
- Reducen el dolor en pies, rodillas y espalda.
- Ideales para quienes permanecen de pie por largos períodos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en xxx
- Amortiguación firme, con soporte estructural.
- Base estabilizadora que refuerza la estructura del pie y distribuye presiones.
- Cubierta superior que controla la humedad y reduce olores.
- Espesor medio que se adapta fácilmente al calzado con o sin plantillas.
- Soporte duradero.

INCLUYE 2 UN.: DERECHA - IZQUIERDA



CORTAR:
Dependiendo el
talle de calzado

TALLE / SIZE

	A	B	C
CH / S _____ N°	37	38	39
M / M _____ N°	40	41	42
G / L _____ N°	43	44	45

MIEMBROS INFERIORES

MEDIAS DE COMPRESIÓN



MEDIAS DE COMPRESIÓN DEPORTIVAS - TERAPÉUTICAS

BC2101 15/20 mHg

INDICACIONES

- Mejora la distribución del flujo sanguíneo.
- Contención y oxigenación de los músculos.
- Ideal para la práctica deportiva.
- Aumenta la resistencia física.
- Previene los calambres y dolores musculares.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionadas en tejido texturado.
- Compresión graduada.
- Protección, comodidad y amortiguación.

- Negro
○ Blanco



TALLE / SIZE

CH / S _____ Nº 34 - 37
M / M _____ Nº 38 - 41
G / L _____ Nº 42 - 45

CALZADO / SHOE SIZE





MEDIAS DE COMPRESIÓN TERAPÉUTICAS DE HOMBRE

BC2300A **BC2300N** 15/20 mmHg

INDICACIONES

- Mejora la distribución del flujo sanguíneo.
- Reduce la hinchazón.
- Da energía a las piernas.
- Disminuye el riesgo de várices y trombosis.
- Alivia el dolor de piernas cansadas.
- Ideal para permanecer mucho tiempo de pie, sentado o viajes de larga distancia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en tejido inteligente.
- Compresión graduada.

- Azul
- Negro



INCLUYE 2 UN.: DERECHA - IZQUIERDA



USAR:
Talle de calzado
habitual

TALLE / SIZE

M / M _____ N° 38 - 41
G / L _____ N° 42 - 45

CALZADO / SHOE SIZE



RODILLERA TELESCÓPICA R.O.M.

BC1170

INDICACIONES

- Estabilización colateral de la articulación de la rodilla.
- Inmovilización postquirúrgica.
- Movilización controlada.
- Post-operatorios de LCA, LCP, LL y LM.
- Genu Recurvatum.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Barras telescópicas de aluminio y clips de fricción para ajustar la altura.
- Diseño abierto, liviano y ligero.
- Sujeción en abrojo.
- Articulación regulable de flexión y extensión con marcas proximales/ distales para ajuste de longitud.
- Rango de movimiento cada 10°.



ARTICULACIÓN
REGULABLE



AJUSTE
DE ALTURA



TALLE / SIZE

UNIVERSAL



INMOVILIZADOR Y ESTABILIZADOR POLICÉNTRICO R.O.M.

BC1153

INDICACIONES


- Procesos de rehabilitación.
- Post-quirúrgico.
- Traumas agudos de ligamentos.
- Inestabilidades crónicas.
- Deformidades traumáticas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en bondeado velour.
- Sujeción en abrojo.
- Confortable y liviano.
- Topes de flexo-extensión regulables.
- Articulación policéntrica para LL/MM y policéntrico para LCA/LCP.
- Acolchado y laminado en poliéster.
- Control del rango de movimiento gradual c/10°.



**CONTROL DE
RANGO DE
MOVIMIENTO
REGULABLE**



MEDIR:
Largo de Pierna

TALLE / SIZE

CORTO _____ +/- 50 cm.
LARGO _____ +/- 60 cm.

PIERNA / LEG



INMOVILIZADOR Y ESTABILIZADOR MONOCÉNTRICO R.O.M.

BC1154

INDICACIONES


- Estabilización colateral de la articulación de la rodilla.
- Inmovilización post-quirúrgica.
- Movilización controlada.
- Post-quirúrgicos de LCA, LCP, LL y LM.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en bondeado velour.
- Sujeción en abrojo.
- Articulación regulable de flexión y extensión.
- Barras de aluminio.
- Rango de movimiento cada 10°.



**CONTROL DE
RANGO DE
MOVIMIENTO
REGULABLE**



MEDIR:
Largo de Pierna

TALLE / SIZE

CORTO _____ +/- 50 cm.
LARGO _____ +/- 60 cm.

PIERNA / LEG



INMOVILIZADOR DE RODILLA PREMIUM

BC1156

INDICACIONES

- Soporte de rodilla para la estabilización articular.
- Inmovilización pre/post-quirúrgica.
- Dislocaciones de patela.
- Inmovilización en post-lesiones ligamentosas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en bondeado velour.
- Sujeción en abrojo.
- Barras laterales y posteriores de aluminio, otorgan inmovilización en flexo-extensión y movimientos laterales.



INMOVILIZADOR DE RODILLA TRIPANEL


BC1156A

INDICACIONES

- Soporte de rodilla para la estabilización articular.
- Inmovilización pre/post-quirúrgica.
- Dislocaciones de patela.
- Inmovilización en post-lesiones ligamentosas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en bondeado velour.
- Sujeción en abrojo.
- Barras laterales y posteriores de aluminio, otorgan inmovilización en flexo-extensión y movimientos laterales.
- Ajuste con tres paneles para diferentes diámetros de contornos, que permiten adaptarse al máximo a la morfología del paciente.




TALLE / SIZE

CORTO _____ +/- 50 cm.
LARGO _____ +/- 60 cm.

MEDIR:
Largo de Pierna

PIERNA / LEG




TALLE / SIZE

CORTO _____ +/- 50 cm.
LARGO _____ +/- 60 cm.

MEDIR:
Largo de Pierna

PIERNA / LEG



INMOVILIZADOR DE RODILLA

BC1156E

INDICACIONES

- Soporte de rodilla para la estabilización articular.
- Inmovilización pre/post-quirúrgica.
- Dislocaciones de patela.
- Inmovilización en post-lesiones ligamentosas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en bondeado velour.
- Sujeción en abrojo.
- Barras laterales y posteriores de aluminio, otorgan inmovilización en flexo-extensión y movimientos laterales.



INMOVILIZADOR DE RODILLA

DE NEOPRENE


BC1155

INDICACIONES

- Soporte de rodilla para la estabilización articular.
- Inmovilización post-quirúrgica.
- Inmovilización post-lesiones ligamentosas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Barras laterales y posteriores de aluminio, otorgan inmovilización en flexo-extensión y movimientos laterales.
- Sistema de 6 puntos de sujeción en abrojo.



MEDIR:
Largo de Pierna

TALLE / SIZE

CORTO _____ +/- 50 cm.
LARGO _____ +/- 60 cm.

PIERNA / LEG



MEDIR:

A- Circunferencia 10 cm. arriba de la Rodilla
B- Circunferencia 10 cm. debajo de la Rodilla

TALLE / SIZE

	A	B
CH / S _____ +/-	36 cm. - 40 cm.	28 cm. - 31 cm.
M / M _____ +/-	41 cm. - 45 cm.	32 cm. - 35 cm.
G / L _____ +/-	46 cm. - 50 cm.	36 cm. - 39 cm.



RODILLERA ABIERTA CON ARTICULACIÓN POLICÉNTRICA

BC1152

INDICACIONES

- Soporte articulado policéntrico de rodilla con centro rotuliano.
- Prevención y corrección de inestabilidades de rodilla.
- Inestabilidades leves y moderadas de LCA, LCO, LMI, LLE.
- Osteoartritis en varo y en valgo.
- Recurvatum.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en PANAL TRI-TEX, material tri-capa transpirable, absorbe y expulsa rápidamente la humedad al exterior.
- Ortesis bilateral con diseño anterior abierto para fácil colocación.
- Barras laterales articuladas de aluminio con topes de flexión y extensión a 0°, 15°, 30°, 60° y 90°.
- Doble sistema de ajuste y estabilización en abrojo.
- Cuatro puntos de sujeción.



RODILLERA ROTULIANA CON LUNETA FIJA Y SUJECCIÓN

BC1158

INDICACIONES

- Soporte de rodilla.
- Luxación permanente de la rótula.
- Artrosis.
- Inestabilidad capsular.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Apertura rotuliana.
- Orientador patelar en "U".
- Firme sujeción tibio-femoral en abrojo.
- Posee efectiva termocompresión.



MEDIR:

- A- Circunferencia 10 cm. arriba de la Rodilla
B- Circunferencia de la Rodilla
C- Circunferencia 10 cm. debajo de la Rodilla

TALLE / SIZE

	A	B	C
CH / S	+/- 36 cm.	35 cm.	28 cm.
M / M	+/- 38 cm.	36 cm.	30 cm.
G / L	+/- 41 cm.	39 cm.	34 cm.
XG / XL	+/- 45 cm.	40 cm.	38 cm.
XXG / XXL	+/- 50 cm.	41 cm.	40 cm.



MEDIR:

- A- Circunferencia 10 cm. arriba de la Rodilla
B- Circunferencia de la Rodilla
C- Circunferencia 10 cm. debajo de la Rodilla

TALLE / SIZE

	A	B	C
CH / S	+/- 36 cm.	35 cm.	28 cm.
M / M	+/- 38 cm.	36 cm.	30 cm.
G / L	+/- 41 cm.	39 cm.	34 cm.
XG / XL	+/- 45 cm.	40 cm.	38 cm.
XXG / XXL	+/- 50 cm.	41 cm.	40 cm.



RODILLERA CON ORIENTADOR LATERAL DE RÓTULA

BC1157

INDICACIONES

- Soporte de rodilla para la estabilización articular.
- Inmovilización pre/post-quirúrgica.
- Dislocaciones de patela.
- Inmovilización en post-lesiones ligamentosas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en bondeado velour.
- Sujeción en abrojo.
- Barras laterales y posteriores de aluminio, otorgan inmovilización en flexo-extensión y movimientos laterales.



RODILLERA ABIERTA

BC1106

INDICACIONES

- Soporte de rodilla.
- Inestabilidades leves de rodilla.
- Ideal para pacientes mayores.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Orificio rotuliano.
- Diseño abierto de fácil colocación.
- Sujeción en abrojo.



MEDIR:

- A- Circunferencia 10 cm. arriba de la Rodilla
B- Circunferencia de la Rodilla
C- Circunferencia 10 cm. debajo de la Rodilla

TALLE / SIZE

	A	B	C
CH / S	+/- 36 cm.	35 cm.	28 cm.
M / M	+/- 38 cm.	36 cm.	30 cm.
G / L	+/- 41 cm.	39 cm.	34 cm.
XG / XL	+/- 45 cm.	40 cm.	38 cm.
XXG / XXL	+/- 50 cm.	41 cm.	40 cm.



MEDIR:

- A- Circunferencia 10 cm. arriba de la Rodilla
B- Circunferencia de la Rodilla
C- Circunferencia 10 cm. debajo de la Rodilla

TALLE / SIZE

	A	B	C
CH / S	+/- 36 cm.	35 cm.	28 cm.
M / M	+/- 38 cm.	36 cm.	30 cm.
G / L	+/- 41 cm.	39 cm.	34 cm.
XG / XL	+/- 45 cm.	40 cm.	38 cm.
XXG / XXL	+/- 50 cm.	41 cm.	40 cm.



RODILLERA ARTICULADA CORTA

CON SUJECIÓN

BC1105

INDICACIONES

- Soporte de rodilla.
- Estabilidad lateral.
- Hiperextensión/Recurvatum leve.
- Inestabilidades medio laterales leves (LL, LM).



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Orificio rotuliano.
- Firme sujeción tibio-femoral en abrojo.
- Articulación monocéntrica con tope de extensión a 180°.



RODILLERA BALENADA

CON SUJECIÓN

BC1104

INDICACIONES

- Soporte de rodilla.
- Contusiones ligeras.
- Tratamientos post-quirúrgicos.
- Procesos de rehabilitación.
- Estabilizador flexo-extensión.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Orificio rotuliano.
- Firme sujeción tibio-femoral en abrojo.
- Flejes laterales.
- Termocompresión, descarga y protección.



MEDIR:

- A- Circunferencia 10 cm. arriba de la Rodilla
B- Circunferencia de la Rodilla
C- Circunferencia 10 cm. debajo de la Rodilla

TALLE / SIZE

	A	B	C
CH / S	+/- 36 cm.	35 cm.	28 cm.
M / M	+/- 38 cm.	36 cm.	30 cm.
G / L	+/- 41 cm.	39 cm.	34 cm.
XG / XL	+/- 45 cm.	40 cm.	38 cm.
XXG / XXL	+/- 50 cm.	41 cm.	40 cm.



MEDIR:

- A- Circunferencia 10 cm. arriba de la Rodilla
B- Circunferencia de la Rodilla
C- Circunferencia 10 cm. debajo de la Rodilla

TALLE / SIZE

	A	B	C
CH / S	+/- 36 cm.	35 cm.	28 cm.
M / M	+/- 38 cm.	36 cm.	30 cm.
G / L	+/- 41 cm.	39 cm.	34 cm.
XG / XL	+/- 45 cm.	40 cm.	38 cm.
XXG / XXL	+/- 50 cm.	41 cm.	40 cm.



RODILLERA CON SOSTÉN ROTULIANO Y SUJECIÓN

BC1103

INDICACIONES

- Soporte de rodilla.
- Inestabilidad patelar.
- Tendinitis rotuliana.
- Tratamientos post-quirúrgicos.
- Procesos de rehabilitación.



TALLE / SIZE

		A	B	C
CH / S	+/-	36 cm.	35 cm.	28 cm.
M / M	+/-	38 cm.	36 cm.	30 cm.
G / L	+/-	41 cm.	39 cm.	34 cm.
XG / XL	+/-	45 cm.	40 cm.	38 cm.
XXG / XXL	+/-	50 cm.	41 cm.	40 cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Firme sujeción tibio-femoral en abrojo.
- Sostén rotuliano circular interno.



RODILLERA CON SOSTÉN ROTULIANO

BC1102

INDICACIONES

- Soporte anatómico de rodilla.
- Centralizador de la rótula.
- Descomprime el área.
- Contusiones.
- Procesos de rehabilitación.



TALLE / SIZE

		A	B	C
CH / S	+/-	36 cm.	35 cm.	28 cm.
M / M	+/-	38 cm.	36 cm.	30 cm.
G / L	+/-	41 cm.	39 cm.	34 cm.
XG / XL	+/-	45 cm.	40 cm.	38 cm.
XXG / XXL	+/-	50 cm.	41 cm.	40 cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Orificio rotuliano.
- Adecuada compresión.
- Calor terapéutico.



RODILLERA TUBULAR

BC1101

INDICACIONES

- Soporte de rodilla.
- Terapias básicas de compresión y calor.
- Artrosis.
- Bursitis.



TALLE / SIZE

		A	B	C
CH / S	+/-	36 cm.	35 cm.	28 cm.
M / M	+/-	38 cm.	36 cm.	30 cm.
G / L	+/-	41 cm.	39 cm.	34 cm.
XG / XL	+/-	45 cm.	40 cm.	38 cm.
XXG / XXL	+/-	50 cm.	41 cm.	40 cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Compresión multidireccional.
- Calor terapéutico.
- Confortable y de fácil aplicación.



MUSLERA TUBULAR


BC1201

INDICACIONES

- Períodos de rehabilitación.
- Prevenir lesiones durante la práctica deportiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Compresión multidireccional.
- Aporta calor terapéutico.



TALLE / SIZE

CH / S	_____	+/- 38 cm. - 42 cm.
M / M	_____	+/- 42 cm. - 46 cm.
G / L	_____	+/- 46 cm. - 50 cm.
XG / XL	_____	+/- 50 cm. - 54 cm.

MUSLO / THIGHT




CINCHA ROTULIANA DOBLE

BC1160

INDICACIONES

- Soporte infra y supra patelar de doble acción.
- Disminuye dolores y tensiones en músculos y ligamentos.
- Tendinitis/tendinosis.
- Rodilla de saltador.
- Luxaciones.
- Rodillas débiles.
- Procesos degenerativos.



TALLE / SIZE

CH / S	_____	+/- 28 cm. - 31 cm.
M / M	_____	+/- 32 cm. - 35 cm.
G / L	_____	+/- 36 cm. - 39 cm.

CALZADO / SHOE SIZE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Doble ajuste en abrojo.
- Sujeción adicional para mayor estabilidad.
- Dos soportes flexibles internos.



CINCHA ROTULIANA


BC1159

INDICACIONES

- Soporte infrapatelar/suprapatelar.
- Tendinosis.
- Tendinitis.
- Rodilla de saltador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Ajuste en abrojo.



TALLE / SIZE

CH / S	_____	+/- 28 cm. - 31 cm.
M / M	_____	+/- 32 cm. - 35 cm.
G / L	_____	+/- 36 cm. - 39 cm.

CALZADO / SHOE SIZE





RODILLERA ELÁSTICA BALLENGADA

BC1110

INDICACIONES

- Soporte de rodilla.
- Inestabilidad media y lateral de la rodilla.
- Estabilizador deflexo-extensión.
- Procesos inflamatorios.
- Contusiones ligeras.
- Tratamientos post-quirúrgicos.

TALLE / SIZE

		A	B	C
CH / S	+/-	36 cm.	35 cm.	28 cm.
M / M	+/-	38 cm.	36 cm.	30 cm.
G / L	+/-	41 cm.	39 cm.	34 cm.
XG / XL	+/-	45 cm.	40 cm.	38 cm.
XXG / XXL	+/-	50 cm.	41 cm.	40 cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en suave tejido elástico.
- Orificio rotuliano auto-ajustable.
- Flejes laterales anatómicamente diseñados.



RODILLERA ELÁSTICA

BC1100

INDICACIONES

- Soporte de rodilla.
- Artrosis.
- Trastornos circulatorios/inflamatorios.
- Tratamientos post-quirúrgicos.
- Ligera estabilidad articular.

TALLE / SIZE

		A	B	C
CH / S	+/-	36 cm.	35 cm.	28 cm.
M / M	+/-	38 cm.	36 cm.	30 cm.
G / L	+/-	41 cm.	39 cm.	34 cm.
XG / XL	+/-	45 cm.	40 cm.	38 cm.
XXG / XXL	+/-	50 cm.	41 cm.	40 cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado con fibras elásticas de tensión diferenciada y compresión moderada.
- Compresión rotuliana moderada.




MUSLERA ELÁSTICA

BC1200

INDICACIONES

- Soporte ideal para la práctica deportiva o actividades de vida diaria.
- Evita procesos inflamatorios.
- Contribuye al retorno venoso (inflamaciones).



MEDIR:
10 cm. arriba de
la Rodilla

TALLE / SIZE

MUSLO / THIGHT

CH / S	+/-	38 cm. - 42 cm.
M / M	+/-	42 cm. - 46 cm.
G / L	+/-	46 cm. - 50 cm.
XG / XL	+/-	50 cm. - 54 cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado con fibras elásticas de tensión diferenciada y compresión moderada.
- Diseño único y anatómico.
- Adecuada compresión.



COLLAR ESTABILIZADOR

TIPO SHANZ

BC1085

INDICACIONES

- Soporte estabilizador cervical.
- Uso cotidiano.
- Reposo nocturno.
- Subluxación cervical.
- Crisis cérvico-artrósica leve.
- Sustitución progresiva del collar inmovilizador tipo Filadelfia.
- Preventivo para utilizarlo en trayectos largos (auto, avión, etc).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en goma espuma, revestido con tejido de algodón.
- Sujeción en abrojo.
- Confortable y fácil aplicación.



MEDIR:
Circunferencia
del pecho

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 24 cm. - 34 cm.
M / M _____ +/- 35 cm. - 42 cm.
G / L _____ +/- 43 cm. - 50 cm.

CUELLO / NECK





COLLAR TIPO FILADELFIA

BC1086

INDICACIONES

- Soporte cervical.
- Inmovilización estricta por traumatismo raquis-cervical.
- Inmovilización post-quirúrgica.
- Restringe rotación.
- Soporte para primeros auxilios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en goma Eva.
- Refuerzo anterior y posterior en termoplástico.
- Orificios distribuidos en la superficie del collar para asegurar una correcta transpiración.
- Forma anatómica y ajuste en abrojo.
- Apoyo mentoniano y occipital.



MEDIR:
Circunferencia
del pecho

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 24 cm. - 34 cm.
M / M _____ +/- 35 cm. - 42 cm.
G / L _____ +/- 43 cm. - 50 cm.

CUELLO / NECK





ESPALDERA PRO SPORT

BC1070

INDICACIONES

- Soporte de espalda.
- Corrector postural.
- Enderezamiento y alivio de la columna dorsal.
- Tratamientos de rehabilitación.
- Dolores de espalda.
- Dorsalgia.
- Evita posturas viciosas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en Bondeado 3D en su exterior y suave felpa de nylon en su interior.
- Ballenas posteriores de acero templado.
- Banda de ajuste y refuerzo frontal de elástico acanalado transpirable.
- Fijación segura y confortable.
- Favorece la alineación postural durante la práctica deportiva o actividades cotidianas.
- Diseño anatómico que permite el libre movimiento de los omóplatos.



MEDIR:
Circunferencia
del pecho

TALLE / SIZE

CH / S	_____	+/- 65 cm. - 80 cm.
M / M	_____	+/- 80 cm. - 95 cm.
G / L	_____	+/- 95 cm. - 110 cm.
XG / XL	_____	+/- 110 cm. - 125 cm.

PECHO / CHEST



INMOVILIZADOR DE CLAVÍCULA

BC1083



INDICACIONES

- Soporte inmovilizador de clavícula.
- Evita vicios posturales.
- Inmovilización postural.
- Luxaciones acromio claviculares.
- Post-fracturas de clavículas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en material anti-escara.
- Apoyo axilar y posterior.
- Fácil y rápida colocación.
- Fijación segura y confortable.



MEDIR:
Circunferencia
del pecho

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 55 cm. - 80 cm.
M / M _____ +/- 80 cm. - 105 cm.
G / L _____ +/- 105 cm. - 130 cm.

PECHO / CHEST

SOPORTE DE CLAVÍCULA

BC1064



INDICACIONES

- Soporte para lesiones claviculares.
- Soporte de los músculos dorsales.
- Previene la antepulsión de los hombros.
- Corrector/estabilizador postural.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Sujeción en abrojo.
- Regulable.



MEDIR:
Circunferencia
del pecho

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 55 cm. - 80 cm.
M / M _____ +/- 80 cm. - 105 cm.
G / L _____ +/- 105 cm. - 130 cm.

PECHO / CHEST

ESPALDERA POSTURAL

BC1067



INDICACIONES

- Soporte de espalda.
- Corrector postural.
- Tratamientos cérvico torácicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en elástico afelpado.
- Ortesis propioceptiva.



MEDIR:
Circunferencia
del pecho

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 55 cm. - 80 cm.
M / M _____ +/- 80 cm. - 105 cm.
G / L _____ +/- 105 cm. - 130 cm.

PECHO / CHEST

ESPALDERA PREMIUM

BC1066



INDICACIONES

- Soporte de espalda.
- Prevenir la cifosis juvenil.
- Evitar posturas viciosas.
- Tratamiento de rehabilitación del dorso curvo.
- Favorecer la alineación postural.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en elástico.
- Anatómico.
- Fácil colocación.



MEDIR:
Circunferencia
del pecho

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 55 cm. - 80 cm.
M / M _____ +/- 80 cm. - 105 cm.
G / L _____ +/- 105 cm. - 130 cm.

PECHO / CHEST

ESPALDERA ELÁSTICA EN “8”

BC1065



INDICACIONES

- Soporte de espalda.
- Evita posturas viciosas.
- Favorece la alineación postural.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en elástico afelpado.
- Anatómico.



MEDIR:
Circunferencia
del pecho

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 55 cm. - 80 cm.

M / M _____ +/- 80 cm. - 105 cm.

G / L _____ +/- 105 cm. - 130 cm.

PECHO / CHEST



SPINO-TOP

BC1380

INDICACIONES

- Fracturas vertebrales osteoporóticas de la columna torácica y/o lumbar.
- Osteocondrosis.
- Cifosis juvenil de Scheuermann.
- Cifosis con dolor crónico de espalda.
- Debilidad muscular.
- Desalineaciones vertebrales.
- Rehabilitación postural.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Soporte dorso-lumbar ligero y de diseño ergonómico fabricado con PANAL TRI-TEX, tejido tricapa transpirable.
- El componente posterior está compuesto por una base textil semi-rígida y una placa de acero inoxidable regulable en altura.
- Se adapta a las curvaturas de la espalda de forma personalizada por su característica moldeable y controla debidamente la alineación de la columna vertebral.
- La zona anterior dispone de elementos semirrígidos y proporcionar una base estable para la corrección postural.
- Ambos componentes están conectados por un sistema de cinchas que, una vez ajustados (en posición y tracción), permiten una disminución de la curvatura cifótica característica del paciente osteoporótico.

TALLE / SIZE


UNIVERSAL




PLACA DE ACERO
INOXIDABLE REGULABLE
EN ALTURA

BENEFICIOS TERAPÉUTICOS

- Fortalece la musculatura y endereza la columna vertebral con el principio de biorretroalimentación.
- Reduce la inestabilidad de la columna y ayuda a disminuir el riesgo de fracturas adicionales.
- Alivia el dolor.
- Aumenta la capacidad vital.
- Corrige la curva cifótica verificándose un ligero aumento de la altura del paciente.
- Mejora del equilibrio dinámico previniendo caídas.
- Aumento de la presión intra-abdominal.
- Alivio del dolor, mejorando la calidad de vida.
- Restringe movimientos que puedan ser perjudiciales a la integridad de las vértebras.



PANAL
TRI-TEX



MULTICELDAS PARA
MAYOR RESISTENCIA.

ESPUMA
INTERMEDIA.

INTERIOR DE VELOUR
TRANSPIRABLE.



FAJA DORSO-LUMBAR CON ESPALDERA

BC1370

INDICACIONES

- Soporte dorso lumbar con espaldera.
- Corrector postural.
- Espondiloartrosis.
- Dorsalgias.
- Lumbago.
- Lumbociáticas.
- Post-traumatismos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en elástico afelpado, acanalado, multi banda, transpirable.
- Técnica innovadora de costura sin hilos.
- Dos ballenas laterales flexibles.
- Cuatro ballenas posteriores flexibles.
- Bandas de ajustes y refuerzos.
- Pieza dorsal incorporada.
- Almohadilla lumbar removible.



INCLUYE: BODY CARE GEL FRÍO-CALOR



MEDIR:

Circunferencia de la cintura, debajo del ombligo

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 61 cm. - 74 cm.
M / M	+/- 75 cm. - 88 cm.
G / L	+/- 89 cm. - 100 cm.
XG / XL	+/- 101 cm. - 112 cm.
XXG / XXL	+/- 113 cm. - 123 cm.

CINTURA / WAIST



FAJA TRICARE - SACRO LUMBAR ALTA

BC1360

32 cm.

INDICACIONES

- Soporte sacro lumbar.
- Lumbociática.
- Debilidad muscular abdominal-posterior.
- Tratamientos pre/post-quirúrgicos.
- Hernia discal.
- Espondilolisis.
- Espondiloartrosis.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en elástico afelpado, acanalado, multibanda, transpirable.
- Refuerzo lumbar.
- Cuatro ballenas posteriores flexibles.
- Almohadilla lumbar removible.



INCLUYE: BODY CARE GEL FRÍO-CALOR



MEDIR:

Circunferencia de la cintura, debajo del ombligo

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 61 cm. - 74 cm.
M / M	+/- 75 cm. - 88 cm.
G / L	+/- 89 cm. - 100 cm.
XG / XL	+/- 101 cm. - 112 cm.
XXG / XXL	+/- 113 cm. - 123 cm.

CINTURA / WAIST



FAJA SACRO LUMBAR CON BALENAS

BC1356 24 cm.

BC1356A 28 cm.

INDICACIONES

- Soporte sacro lumbar.
- Lumbago.
- Lumbociática.
- Debilidad muscular.
- Tratamientos pre/post-quirúrgicos.
- Dolores de cintura.
- Molestias leves.
- Contención abdominal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en elástico afelpado, acanalado, multibanda, transpirable.
- Técnica innovadora de costura sin hilos.
- Cuatro ballenas posteriores flexibles.



FAJA SACRO LUMBAR


BC1355

INDICACIONES

- Soporte sacro lumbar abdominal.
- Tratamientos pre/post-quirúrgicos.
- Post-parto.
- Lesiones leves lumbares.
- Dolores de cintura.
- Provee contención abdominal y a la baja espalda.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en elástico afelpado, acanalado, multibanda, transpirable.
- Técnica innovadora de costura sin hilos.
- Ajuste en abrojo.



MEDIR:

Circunferencia de la cintura, debajo del ombligo

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 61 cm. - 74 cm.
M / M	+/- 75 cm. - 88 cm.
G / L	+/- 89 cm. - 100 cm.
XG / XL	+/- 101 cm. - 112 cm.
XXG / XXL	+/- 113 cm. - 123 cm.

CINTURA / WAIST



MEDIR:

Circunferencia de la cintura, debajo del ombligo

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 61 cm. - 74 cm.
M / M	+/- 75 cm. - 88 cm.
G / L	+/- 89 cm. - 100 cm.
XG / XL	+/- 101 cm. - 112 cm.
XXG / XXL	+/- 113 cm. - 123 cm.

CINTURA / WAIST



FAJA TRANSPIRABLE

BC1354 24 cm.

BC1354A 28 cm.

INDICACIONES

- Soporte sacro lumbar.
- Post-quirúrgico.
- Soporte abdominal.
- Soporte transpirable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en elástico afelpado, acanalado, multibanda, transpirable.



MEDIR:

Circunferencia de la cintura, debajo del ombligo

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 61 cm. - 74 cm.
M / M	+/- 75 cm. - 88 cm.
G / L	+/- 89 cm. - 100 cm.
XG / XL	+/- 101 cm. - 112 cm.
XXG / XXL	+/- 113 cm. - 123 cm.

CINTURA / WAIST



FAJA PARA COLOSTOMÍA

BC1305 24 cm.

BC1305A 28 cm.

INDICACIONES

- Soporte sacro lumbar y abdominal.
- Compresión abdominal.
- Apoyo a la colostomía.
- Previene hernia abdominal.
- Favorece la seguridad y autoestima del paciente ostomizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en elástico afelpado.
- Abertura en la parte anterior de 8 cm. de diámetro.
- Graduable con abrojo.
- Tres bandas independientes (mayor compresión y contención).



MEDIR:

Circunferencia de la cintura, debajo del ombligo

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 61 cm. - 74 cm.
M / M	+/- 75 cm. - 88 cm.
G / L	+/- 89 cm. - 100 cm.
XG / XL	+/- 101 cm. - 112 cm.
XXG / XXL	+/- 113 cm. - 123 cm.

CINTURA / WAIST



FAJA ELÁSTICA BALENADA


BC1352

INDICACIONES

- Soporte lumbar.
- Afecciones lumbociáticas.
- Post-quirúrgico.
- Patologías lumbosacas.
- Traumatismo de columna.
- Trabajo sentado y con sobre-esfuerzo lumbar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en elástico.
- Cuatro ballenas posteriores.
- Doble sujeción elástica.
- Diseño anatómico.
- Tres bandas independientes para mayor compresión y contención.



MEDIR:

Circunferencia de la cintura, debajo del ombligo

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 61 cm. - 74 cm.
M / M	+/- 75 cm. - 88 cm.
G / L	+/- 89 cm. - 100 cm.
XG / XL	+/- 101 cm. - 112 cm.
XXG / XXL	+/- 113 cm. - 123 cm.

CINTURA / WAIST



FAJA ELÁSTICA POST-QUIRÚRGICA

BC1304

24 cm.

BC1304A

28 cm.

INDICACIONES

- Soporte sacro lumbar y abdominal.
- Post-quirúrgico.
- Patologías en la región lumbosacra.
- Post-traumatismos de columna en general.
- Proporciona compresión y sujeción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en elástico.
- Graduable con abrojo.
- Tres bandas independientes (mayor compresión y contención).



MEDIR:

Circunferencia de la cintura, debajo del ombligo

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 61 cm. - 74 cm.
M / M	+/- 75 cm. - 88 cm.
G / L	+/- 89 cm. - 100 cm.
XG / XL	+/- 101 cm. - 112 cm.
XXG / XXL	+/- 113 cm. - 123 cm.

CINTURA / WAIST



FAJA PRE-PARTO

BC1307

INDICACIONES

- Soporte para elevar y sostener el vientre durante el embarazo.
- Evitar la hiperlordosis postural.
- Colabora en el retorno venoso.
- Previene várices.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en elástico afelpado.
- Refuerzo lumbar.
- Bandas de contención en el bajo vientre.



FAJA ELÁSTICA POST-PARTO

BC1306

24 cm.

BC1306A

28 cm.

INDICACIONES

- Soporte sacro-lumbar y abdominal.
- Contención moderada al abdomen y baja espalda.
- Procesos post-quirúrgicos y post-parto.
- Proporciona compresión y sujeción.
- Previene várices.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en elástico.
- Graduable con abrojo.



MEDIR:

Circunferencia de la cintura, debajo del ombligo


TALLE / SIZE

CINTURA / WAIST

CH / S	+/- 61 cm. - 74 cm.
M / M	+/- 75 cm. - 88 cm.
G / L	+/- 89 cm. - 100 cm.
XG / XL	+/- 101 cm. - 112 cm.
XXG / XXL	+/- 113 cm. - 123 cm.

TALLE / SIZE

UNIVERSAL



FAJA ELÁSTICA SOFT POST PARTO

BC1300 24 cm.

BC1300A 28 cm.

INDICACIONES

- Soporte sacro-lumbar y abdominal.
- Contención moderada al abdomen y baja espalda.
- Procesos post-quirúrgicos y post-parto.
- Proporciona compresión y sujeción.
- Previene várices.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en elástico.
- Graduable con abrojo.



FAJA ELÁSTICA POST-QUIRÚRGICA

3 BANDAS


BC1303

INDICACIONES

- Soporte sacro lumbar y abdominal.
- Post-quirúrgico.
- Patologías en la región lumbosacra.
- Post-traumatismos de columna en general.
- Proporciona compresión y sujeción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en elástico.
- Graduable con abrojo.
- Tres bandas independientes para mayor compresión y contención.



MEDIR:

Circunferencia de la cintura, debajo del ombligo

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 61 cm. - 74 cm.
M / M	+/- 75 cm. - 88 cm.
G / L	+/- 89 cm. - 100 cm.
XG / XL	+/- 101 cm. - 112 cm.
XXG / XXL	+/- 113 cm. - 123 cm.

CINTURA / WAIST



MEDIR:

Circunferencia de la cintura, debajo del ombligo

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 61 cm. - 74 cm.
M / M	+/- 75 cm. - 88 cm.
G / L	+/- 89 cm. - 100 cm.
XG / XL	+/- 101 cm. - 112 cm.
XXG / XXL	+/- 113 cm. - 123 cm.

CINTURA / WAIST



FAJA DE TRABAJO INDUSTRIAL

BC1353

INDICACIONES

- Soporte lumbar.
- Lumbago/Lumbalgia.
- Ciática.
- Esfuerzo lumbar sostenido.
- Prevención de lesiones de espalda por sobrecarga.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en elástico resistente.
- Cuatro ballenas posteriores.
- Cierre frontal en abrojo.
- Bandas adicionales, tirantes y cintas reflectivas de seguridad.




MEDIR:

Circunferencia de la cintura, debajo del ombligo

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 61 cm. - 74 cm.
M / M	+/- 75 cm. - 88 cm.
G / L	+/- 89 cm. - 100 cm.
XG / XL	+/- 101 cm. - 112 cm.
XXG / XXL	+/- 113 cm. - 123 cm.

CINTURA / WAIST



FAJA ELÁSTICA DE TRABAJO

BC1308E

INDICACIONES

- Soporte lumbar.
- Actividades industriales con esfuerzo lumbar sostenido.
- Prevención de lesiones de espalda por sobrecarga.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en elástico y tela no tejida.
- Cuatro ballenas posteriores y dos laterales.
- Cierre frontal en abrojo.
- Con tirantes y cintas reflectivas de seguridad.



MEDIR:

Circunferencia de la cintura, debajo del ombligo

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 61 cm. - 74 cm.
M / M	+/- 75 cm. - 88 cm.
G / L	+/- 89 cm. - 100 cm.
XG / XL	+/- 101 cm. - 112 cm.
XXG / XXL	+/- 113 cm. - 123 cm.

CINTURA / WAIST



TALLE / SIZE

CH / S	+/- 61 cm. - 74 cm.
M / M	+/- 75 cm. - 88 cm.
G / L	+/- 89 cm. - 100 cm.
XG / XL	+/- 101 cm. - 112 cm.
XXG / XXL	+/- 113 cm. - 123 cm.

CINTURA / WAIST

FAJA LUMBAR BALENADA

BC1351

INDICACIONES

- Soporte abdominal.
- Estabilizar la columna lumbosacra.
- Lesiones de espalda y abdomen.
- Hernia de disco.
- Dolores reumáticos.
- Patologías traumáticas.
- Procesos post-traumáticos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Doble ajuste y doble sujeción en abrojo.
- Ballenas posteriores.
- Diseño anatómico.
- Adecuada termocompresión.



TALLE / SIZE

CH / S	+/- 61 cm. - 74 cm.
M / M	+/- 75 cm. - 88 cm.
G / L	+/- 89 cm. - 100 cm.
XG / XL	+/- 101 cm. - 112 cm.
XXG / XXL	+/- 113 cm. - 123 cm.

CINTURA / WAIST

FAJA DE NEOPRENE

BC1301 24 cm.

BC1301A 28 cm.

INDICACIONES

- Soporte abdominal y sacro lumbar.
- Esfuerzos continuados.
- Lumbalgias leves.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Configuración anatómica.
- Cierre en abrojo.
- Calor terapéutico.
- Reductor localizado de peso.



MEDIR:
Circunferencia
del pecho

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 100 cm. - 106 cm.
M / M	+/- 107 cm. - 113 cm.
G / L	+/- 114 cm. - 120 cm.
XG / XL	+/- 121 cm. - 125 cm.
XXG / XXL	+/- 126 cm. - 130 cm.

PECHO / CHEST

FAJA INTERCOSTAL

BC1350

INDICACIONES

- Soporte para tórax.
- Desgarros de los músculos intercostales.
- Procesos post-traumáticos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Ballenas posteriores.
- Sujeción en abrojo.
- Anatómico.
- Termocompresión controlada y homogénea.



INMOVILIZADOR DE MUÑECA PRO-LOCK

BC1680

INDICACIONES

- Soporte de muñeca.
- Traumatismos y contusiones de muñeca.
- Esguinces leves y moderados.
- Tendinitis, Síndrome del Túnel Carpiano.
- Inmovilización funcional y post-operatoria.
- Estabilización de las articulaciones del carpo.
- Alivio del dolor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en tejido transpirable semirrígido.
- Compresión multidireccional.
- Sistema de ajuste giratorio integrado, que proporciona una regulación precisa y uniforme.
- Fleje palmar en aluminio removible y moldeable que proporciona una adecuada sujeción de la muñeca.
- Sujeción regulable.
- Diseño anatómico y cómodo.
- Lado: Izquierdo y Derecho.





LADO: DERECHO - IZQUIERDO



MEDIR:
Circunferencia
de Muñeca

TALLE / SIZE

MUÑECA / WRIST

CH / S _____ +/- 12 cm. - 17 cm.

G / L _____ +/- 17 cm. - 21 cm.

INMOVILIZADOR DE MUÑECA CORTO

BC1651

INDICACIONES

- Soporte de muñeca.
- Inmovilización funcional de la zona.
- Rehabilitación de muñecas débiles y lesionadas.
- Parálisis del nervio radial.
- Inestabilidad crónica.
- Tendinitis y tenosinovitis (Túnel Carpiano, De Quervain).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Flejes de aluminio removibles.
- Sujeción regulable en abrojo.
- Compresión uniforme.
- Diseño anatómico y liviano.



LADO: DERECHO - IZQUIERDO



MEDIR:
Circunferencia
de Muñeca

TALLE / SIZE

MUÑECA / WRIST

CH / S _____ +/- 12 cm. - 17 cm.

G / L _____ +/- 17 cm. - 21 cm.

INMOVILIZADOR DE MUÑECA LARGO

BC1651A

INDICACIONES

- Soporte de muñeca.
- Rehabilitación funcional de muñecas débiles y lesionadas.
- Parálisis del nervio radial.
- Inestabilidad crónica.
- Tendinitis y tenosinovitis (Túnel Carpiano, De Quervain).
- Estabilidad del antebrazo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Flejes de aluminio removible.
- Sujeción regulable en abrojo.
- Compresión uniforme.
- Diseño anatómico y liviano.



AMBIDIESTRO



MEDIR:
Circunferencia
de Muñeca

TALLE / SIZE

MUÑECA / WRIST

CH / S _____ +/- 12 cm. - 17 cm.

G / L _____ +/- 17 cm. - 21 cm.

INMOVILIZADOR DE MUÑECA AMBIDIESTRO

BC1650

INDICACIONES

- Soporte inmovilizador de muñeca.
- Torceduras, esguinces graves, patologías óseas.
- Artrosis/Artritis de muñeca.
- Tratamiento post-quirúrgico.
- Apto como reemplazo del yeso.
- Estabilidad del antebrazo.
- Lesiones ligamentosas.
- Tendinitis De Quervain.
- Síndrome de Túnel Carpiano.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en tejido semi-rígido bondeado.
- Sujeción en abrojo.
- Flejes de aluminio moldeables.
- Diseño abierto.
- Bandas elásticas para un mejor ajuste



LADO: DERECHO - IZQUIERDO



TALLE / SIZE **MUÑECA / WRIST**

CH / S _____ +/- 12 cm. - 17 cm.

G / L _____ +/- 17 cm. - 21 cm.

INMOVILIZADOR DE MUÑECA Y DEDOS

BC1656

INDICACIONES

- Artritis reumatoide. Artrosis.
- Post-quirúrgico según la contracción de Dupuytren.
- Síndrome del Túnel de Carpal agudo (grado I y II).
- Distorsiones comunes del metacarpo y del dedo.
- Después de fracturas y retiro estable de los moldes de yeso.
- Parálisis de la mano y del dedo como resultado del movimiento o de enfermedades neurológicas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en tejido semi-rígido bondeado.
- Sujeción regulable rígida acolchonada y abrojo.
- Fleje palmar y de muñeca en aluminio liviano moldeable.
- Diseño anatómico y liviano.



LADO: DERECHO - IZQUIERDO



TALLE / SIZE **MUÑECA / WRIST**

CH / S _____ +/- 12 cm. - 16 cm.

M / M _____ +/- 16 cm. - 18 cm.

G / L _____ +/- 18 cm. - 21 cm.

INMOVILIZADOR DE DEDO PULGAR Y MUÑECA

BC1655

INDICACIONES

- Soporte de muñeca y pulgar.
- Inmovilización post-traumática y post-quirúrgica.
- Fracturas carpianas y metacarpianas.
- Tendinitis De Quervain, Síndrome del Túnel Carpiano.
- Patologías degenerativas (rizartrosis/artrosis).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en tejido semi-rígido bondeado.
- Sujeción en abrojo.
- Fleje palmar y pulgar.
- Inmovilización firme y combinada.



AMBIDIESTRO



TALLE / SIZE **MUÑECA / WRIST**

CH / S _____ +/- 12 cm. - 16 cm.

M / M _____ +/- 16 cm. - 18 cm.

G / L _____ +/- 18 cm. - 21 cm.

RHIZO-HIT

BC1657

INDICACIONES

- Estabilizador de la base del pulgar y articulación carpometacarpiana.
- Osteoartritis del carpo radial y el MCP1.
- Rizartritis con distinta subluxación con/sin hipermovilidad de la primera articulación carpometacarpiana.
- Síndrome de Quervain.
- Post-fractura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en tejido semirígido bondeado.
- Sujeción regulable en abrojo.
- Ambidiestro.
- Inserción de aluminio anatómicamente conformable.



DIGI-TOP

INMOVILIZADOR DE DEDOS

BC1660



INDICACIONES

- Soporte extraíble para la inmovilización 1 a 2 dedos.
- Esguinces, luxaciones, y subluxaciones.
- Fracturas no desplazadas de los dedos a nivel P2 / P3.
- Inmovilización pre o post-operatoria.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en Velour de Nylon.
- Diseño anatómico y liviano. Fácil colocación.
- Fleje de aluminio maleable.
- Cuatro correas proporcionan compresión a medida.
- Tapa antichoque en la última falange.

AMBIDIESTRO



MEDIR:
Desde muñeca
hasta dedo anular

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 15 cm. - 19 cm.
G / L _____ +/- 19 cm. - 23 cm.

MANO / HAND

INMOVILIZADOR DE DEDO INDIVIDUAL

BC1662



INDICACIONES

- Inmovilizador de inter-falange distales y proximales.
- Procesos dolorosos por traumatismos.
- Dedo Gatillo. Artritis, tendinitis.
- Tratamientos post-quirúrgicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Barra de aluminio maleable con sujeción en abrojo.
- Confortable y liviano.
- Para dedo meñique, anular, medio e índice.
- Se adapta a pediátrico.

AMBIDIESTRO



MEDIR:
Largo del dedo

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 3 cm. - 5 cm.
M / M _____ +/- 5 cm. - 7 cm.
G / L _____ +/- 7 cm. - 9 cm.

DEDO / FINGER

FÉRULA DE DESVIACION CUBITAL EN "Y"

BC1654



INDICACIONES

- Sostén y alineador para las articulaciones metacarpo-falángicas de la mano.
- Mejora la posición de la mano en la presión, manipulación y liberación de los objetos en pacientes con artritis reumatoidea.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Provee calor terapéutico.
- Firme sujeción.



LADO: DERECHO - IZQUIERDO

TALLE / SIZE

UNIVERSAL

FÉRULA PARA RIZARTROSIS DE PULGAR EN "J"

BC1653



INDICACIONES

- Soporte de pulgar.
- Inmovilización parcial.
- Limitación de la amplitud del trapecio metacarpiano.
- Estabilizador de la articulación trapecio metacarpiano.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Abducción radial o palmar con tracción de muñeca.

AMBIDIESTRO

TALLE / SIZE

UNIVERSAL



LADO: DERECHO - IZQUIERDO



TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 12 cm. - 17 cm.
G / L _____ +/- 17 cm. - 21 cm.

MUÑECA / WRIST

MUÑEQUERA PRO

DEDO PULGAR

BC1670

INDICACIONES

- Estabilizador de muñeca y pulgar.
- Sinovitis articular del primer radio.
- Artrosis del pulgar.
- Artritis.
- Rizartrosis.
- Estabilizador de la articulación trapecio-metacarpiana y de muñeca.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en PANAL TRI-TEX, material tri-capa transpirable, absorbe y expulsa rápidamente la humedad al exterior.
- Sus ajustes permiten regular la compresión de forma individualizada.
- Diseño envolvente: mantiene la abducción de pulgar y la funcionalidad de la mano.



AMBIDIESTRO



TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 12 cm. - 16 cm.
M / M _____ +/- 16 cm. - 18 cm.
G / L _____ +/- 18 cm. - 21 cm.

MUÑECA / WRIST

MUÑEQUERA DEDO LIBRE DOBLE AJUSTE

BC1605

INDICACIONES

- Soporte de muñeca.
- Inestabilidades leves.
- Prevenir lesiones durante la práctica deportiva.
- Síndrome del Túnel carpiano.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Sujeción en abrojo.
- Doble ajuste.
- Compresión uniforme.
- Diseño ergonómico.



LADO: DERECHO - IZQUIERDO



TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 12 cm. - 16 cm.
M / M _____ +/- 16 cm. - 18 cm.
G / L _____ +/- 18 cm. - 21 cm.

MUÑECA / WRIST

MUÑEQUERA CON ESTABILIZADOR

DE DEDO PULGAR

BC1652

INDICACIONES

- Soporte de muñeca.
- Inestabilidades leves.
- Estabilización parcial del pulgar.
- Artritis.
- Artrosis.
- Esguinces de las articulaciones trapecio-metacarpiana y metacarpo-falángica del pulgar.
- Rizartrosis leves.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en abrojo.
- Ballena flexible para la estabilización del pulgar.
- Abductor del dedo pulgar.
- Adecuada termocompresión.





AMBIDIESTRO



MEDIR:
Circunferencia
de Muñeca

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 12 cm. - 16 cm.
M / M _____ +/- 16 cm. - 18 cm.
G / L _____ +/- 18 cm. - 21 cm.

MUÑEQUERA / WRIST

MUÑEQUERA BOOMERANG

BC1603

INDICACIONES

- Soporte de muñeca.
- Inestabilidades leves.
- Rizartrrosis leves.
- Prevenir lesiones durante la práctica deportiva.
- Estabilización metacarpo-falángico del Pulgar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Sujeción en abrojo.
- Estabilización moderada del dedo pulgar.
- Calor terapéutico.
- Compresión uniforme.



MEDIR:
Circunferencia
de Muñeca

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 12 cm. - 16 cm.
M / M _____ +/- 16 cm. - 18 cm.
G / L _____ +/- 18 cm. - 21 cm.

MUÑEQUERA / WRIST

MUÑEQUERA CON SUJECIÓN

BC1601

INDICACIONES

- Soporte de muñeca.
- Estabilizador articular.
- Alivio y recuperación de traumatismos leves y daños menores en la muñeca.
- Esfuerzos continuos.
- Procesos de rehabilitación post-traumática.
- Prevenir lesiones durante la práctica deportiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Fijación en abrojo.
- Regulador de la articulación radiocarpiana.
- Provee termocompresión.



MEDIR:
Circunferencia
de Muñeca

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 12 cm. - 15 cm.
M / M _____ +/- 15 cm. - 17 cm.
G / L _____ +/- 17 cm. - 19 cm.
XG / XL _____ +/- 19 cm. - 21 cm.

MUÑEQUERA / WRIST

MUÑEQUERA ELÁSTICA

BC1600

INDICACIONES

- Soporte de muñeca.
- Artrosis.
- Trastornos circulatorios.
- Tratamientos post-quirúrgicos.
- Secuelas de esguinces leves.
- Prevenir lesiones durante la práctica deportiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado con fibras elásticas de tensión diferenciada y compresión moderada.

INMOVILIZADOR DE CODO

BC1560

INDICACIONES

- Soporte inmovilizador de brazo y antebrazo.
- Pre y post-quirúrgico.
- Post-traumático.
- Síndrome Túnel Cubital.
- Tendinopatía de inserción.
- Condiciones post-bursectomía.



AMBIDIESTRO

TALLE / SIZE

UNIVERSAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en material transpirable.
- Moldeable de 0 ° a 90 °.
- Dos flejes de aluminio moldeables, livianos y extraíbles.
- Largo 40 cm.
- Diseño abierto y liviano.
- Correas en cruz para óptima sujeción.



CODERA TELESCÓPICA R.O.M

CON CONTROL DE PRONO/SUPINACIÓN

BC1570

INDICACIONES

- Soporte de control de rotación de antebrazo (supinación y pronación).
- Inmovilización del codo con control de movimiento en flexo-extensión.
- Tratamientos post-quirúrgicos.
- Cuidados funcionales.
- Tratamiento de fracturas supracondilares estables y fracturas de radio estables.
- Fractura de codo, radio y/o húmero.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Barras telescópicas de aluminio y clips de fricción para ajustar la altura.
- Ligero, liviano y respirable.
- Progreso rápido por inmovilización activa.
- Minimiza la pérdida funcional y el tiempo de recuperación.
- Mango extraíble con ajuste en supinación / pronación y flexión/extensión.
- Pasadores de control de la junta R.O.M sin necesidad de uso de herramientas.



ARTICULACIÓN
REGULABLE



MANGO
EXTRAÍBLE



AJUSTE
DE ALTURA

TALLE / SIZE

UNIVERSAL



LADO: DERECHO - IZQUIERDO

CODERA R.O.M.

BC1550



INDICACIONES

- Soporte de codo.
- Inmovilización del codo con control de movimiento en flexo-extensión.
- Tratamientos post-quirúrgicos.
- Cuidados funcionales.
- Tratamiento de fracturas supracondilares estables y fracturas de radio estables.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en bondeado de pana velour.
- Rango de movimiento cada 10°.

LADO: DERECHO - IZQUIERDO

TALLE / SIZE

UNIVERSAL

BC1552



INDICACIONES

- Soporte de codo.
- Estabilidad moderada.
- Control de hiperextensión.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene abrojo Plush.
- Sujeción en X.
- Sujeción universal de brazo y antebrazo.
- Articulación para control de flexo-extensión.

AMBIDIESTRO

TALLE / SIZE

UNIVERSAL



EPI-TOP

CODERA PARA EPICONDILITIS

BC1555

INDICACIONES

- Soporte de antebrazo
- Epicondilitis (codo de tenista).
- Epitrocleitis (codo de golfista).
- Alivia las inserciones de los tendones irritados.
- Ortesis profiláctica para deportes o vida diaria.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño sin costuras para una mayor comodidad del paciente y un uso más prolongado.
- Almohadilla de silicona con puntos de presión.
- Ajustable para colocación medial o lateral.

ALMOHADILLA
DE GEL POLÍMERO
CON PUNTOS DE
PRESIÓN



AMBIDIESTRO

TALLE / SIZE

UNIVERSAL

CODERA CON SUJECCIÓN

BC1502



INDICACIONES

- Soporte de codo.
- Prevenir y tratar patologías crónicas.
- Codo de tenista (Epicondilitis leves).
- Codo de golfista (Epitrocleitis leves).
- Prevenir lesiones durante la práctica deportiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Banda subcondilar regulable en abrojo.
- Aporta calor terapéutico mediante termocompresión.



MEDIR:
Circunferencia
arriba del Codo

TALLE / SIZE

CODO / ELBOW

CH / S _____ +/- 20 cm. - 23 cm.
M / M _____ +/- 23 cm. - 25 cm.
G / L _____ +/- 25 cm. - 27 cm.
XG / XL _____ +/- 27 cm. - 29 cm.

BC1503



INDICACIONES

- Soporte de codo.
- Descomprimir las contracciones musculares del antebrazo.
- Codo de tenista (Epicondilitis leves).
- Codo de golfista (Epitrocleitis leves).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Sujeción en abrojo.
- Perfecta sujeción del codo.



MEDIR:
Circunferencia
arriba del Codo

TALLE / SIZE

CODO / ELBOW

CH / S _____ +/- 20 cm. - 23 cm.
M / M _____ +/- 23 cm. - 25 cm.
G / L _____ +/- 25 cm. - 27 cm.
XG / XL _____ +/- 27 cm. - 29 cm.

CODERA DE NEOPRENE

CON SILICONA

BC1551

INDICACIONES

- Soporte de antebrazo preventivo y correctivo.
- Codo de tenista (Epicondilitis).
- Codo de golfista (Epitrocleititis).
- Corrige lesiones deportivas y laborales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Sujeción en abrojo.
- Cincha regulable.
- Adaptación al antebrazo.



MEDIR:
Circunferencia
arriba del Codo

TALLE / SIZE

		CODO / ELBOW
CH / S	_____	+/- 20 cm. - 23 cm.
M / M	_____	+/- 23 cm. - 25 cm.
G / L	_____	+/- 25 cm. - 27 cm.
XG / XL	_____	+/- 27 cm. - 29 cm.



ALMOHADILLA
VISCOELÁSTICA CON
PUNTOS DE PRESIÓN
SELECTIVA

CODERA ELÁSTICA

BC1500



INDICACIONES

- Soporte de codo.
- Artrosis. Artritis.
- Trastornos circulatorios leves.
- Traumatismos leves.
- Tratamientos post-quirúrgicos.
- Reanudación de la práctica deportiva.
- Prevenir lesiones durante la práctica deportiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado con fibras elásticas de tensión diferenciada y compresión moderada.
- Disminuye la rigidez articular.



MEDIR:
Circunferencia
arriba del Codo

TALLE / SIZE

		CODO / ELBOW
CH / S	_____	+/- 20 cm. - 23 cm.
M / M	_____	+/- 23 cm. - 25 cm.
G / L	_____	+/- 25 cm. - 27 cm.
XG / XL	_____	+/- 27 cm. - 29 cm.



HOMBRERA DELTOIDES

BC1088

INDICACIONES

- Estabilizador escápulo-humeral.
- Alivia el dolor y promueve la curación de las lesiones específicas del hombro.
- Artritis.
- Bursitis.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene abrojo plush.
- Protección y apoyo general.
- Gancho ajustable y presillas de cierre aplican compresión directa de la articulación AC.
- Compresión térmica.
- Diseño sencillo y ligero para un uso prolongado.

AMBIESTRO



MEDIR:
Circunferencia
del pecho

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 55 cm. - 80 cm.
M / M _____ +/- 80 cm. - 105 cm.
G / L _____ +/- 105 cm. - 130 cm.

PECHO / CHEST



HOMBRERA L.R.A

LIMITACIÓN DE ROTACIÓN Y ABDUCCIÓN

BC1087



INDICACIONES

- Soporte de hombro.
- Inestabilidad escapúlo-humeral.
- Inestabilidad anterior y posterior.
- Restringe rotación interna/externa.
- Control aducción y abducción.
- Tratamiento post-quirúrgico.
- Acromioplastia.
- Luxación anterior/posterior.
- Lesiones de rotación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene abrojo plush.
- Diseño anatómico.
- Sistema de sujeción ajustable en brazo.

TALLE / SIZE

UNIVERSAL

CHALECO DE HOMBRO

BC1082




INDICACIONES

- Soporte de hombro.
- Inestabilidades leves y crónicas de hombro.
- Tratamientos leves de dislocación y luxación de hombro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Sujeción en abrojo.
- Genera calor terapéutico por termocompresión.
- Confortable y de fácil aplicación.



MEDIR:
Circunferencia
del pecho

TALLE / SIZE

PECHO / CHEST

CH / S _____ +/- 55 cm. - 80 cm.

M / M _____ +/- 80 cm. - 105 cm.

G / L _____ +/- 105 cm. - 130 cm.

ESTABILIZADOR ESCAPULOHUMERAL

BC1081



INDICACIONES

- Soporte escapúlo-humeral con sujeción de brazo.
- Traumatologías escapúlo-humeral y acromio-clavicular.
- Inestabilidad del húmero.
- Procesos de reeducación funcional y de reanudación de la actividad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Sujeción en abrojo.
- Efecto de termocompresión.
- Contención y estabilización.



MEDIR:
Circunferencia
del pecho

TALLE / SIZE

PECHO / CHEST


CH / S _____ +/- 55 cm. - 80 cm.

M / M _____ +/- 80 cm. - 105 cm.

G / L _____ +/- 105 cm. - 130 cm.

CABESTRILLO LIVIANO UNIVERSAL

BC1068



INDICACIONES

- Sostén de miembro superior.
- Tratamientos post-quirúrgicos.
- Tratamientos post-traumáticos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en bondeado velour.
- Sujeción en abrojo.



TALLE / SIZE

UNIVERSAL

ALMOHADÓN DE ABDUCCIÓN GRANDE

BC1080



INDICACIONES

- Abductor de hombro a 45°.
- Procesos post-quirúrgicos de reconstrucción capsular y manguito rotador.
- Reconstrucción de lesiones escápulo-humeral.
- Tratamiento de luxaciones y dislocaciones de hombro y brazo.
- Inmovilización post-implantación de prótesis.
- Estabilización post-artroscopias de hombro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en espuma de poliuretano, bondeado velour y sujeción en abrojo.
- Confortable, versátil y liviano.

TALLE / SIZE

UNIVERSAL

INMOVILIZADOR DE VIETNAM

TIPO VELPEAU

BC1084



INDICACIONES

- Soporte de hombro.
- Inmovilización del hombro a la abducción, rotación y antepulsión.
- Fracturas de clavícula y húmero.
- Luxación acromio-clavicular.
- Patología traumática con reposo absoluto.
- Neurología: parálisis y hemiplegia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en bondeado y material antiescaras.
- Sujeción en abrojo.
- Seguro y confortable.



TALLE / SIZE

UNIVERSAL

ALMOHADÓN DE ABDUCCIÓN CHICO

BC1080A



INDICACIONES

- Abductor de hombro a 30°.
- Procesos post-quirúrgicos.
- Reconstrucción de lesiones escápulo-humeral.
- Tratamiento de luxaciones y dislocaciones de hombro y brazo.
- Inmovilización post-implantación de prótesis.
- Estabilización post-artroscopia de hombro.
- Luxación/subluxación gleno humeral.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en espuma de poliuretano, bondeado velour y sujeción en abrojo.
- Confortable, versátil y liviano.

TALLE / SIZE

UNIVERSAL

CABESTRILLO INMOVILIZADOR

DE HOMBRO TIPO VELPEAU

BC1081




INDICACIONES

- Soporte inmovilizador de hombro, brazo y antebrazo.
- Contusiones y dislocaciones de hombro.
- Fracturas subcapitales estables de húmero.
- Lesiones de los manguitos rotadores.
- Neurología: parálisis y hemiplegia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en bondeado de poliéster y laminado.
- Cabestrillo para sostener el brazo.
- Faja de sujeción en abrojo.



MEDIR:
Circunferencia
del pecho

TALLE / SIZE

PECHO / CHEST

CH / S _____ +/- 55 cm. - 80 cm.

G / L _____ +/- 105 cm. - 130 cm.

CABESTRILLO TIPO VIETNAM

BC1062

INDICACIONES

- Sostén de miembro superior.
- Tratamientos post-quirúrgicos.
- Tratamientos post-traumáticos.
- Lesiones en manguito rotador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en gabardina doble frontura.
- Sujeción en abrojo.
- Se ajusta a tamaño pediátrico.



MEDIR:
Largo de
antebrazo

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 30 cm. - 34 cm.
M / M _____ +/- 34 cm. - 38 cm.
G / L _____ +/- 38 cm. - 42 cm.

ANTBRAZO / FOREARM



CABESTRILLO

BC1062E



INDICACIONES

- Sostén de miembro superior.
- Tratamientos post-quirúrgicos.
- Tratamientos post-traumáticos.
- Lesiones en manguito rotador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en gabardina.
- Sujeción en abrojo.
- Fácil aplicación.



MEDIR:
Largo de
antebrazo

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 30 cm. - 36 cm.
G / L _____ +/- 36 cm. - 42 cm.

ANTBRAZO / FOREARM

CABESTRILLO RED

BC1063E



INDICACIONES

- Sostén de miembro superior.
- Tratamientos post-quirúrgicos.
- Tratamientos post-traumáticos.
- Lesiones en manguito rotador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en tela red de poliéster.
- Sistema regulable de sujeción.
- Fácil aplicación.

AMBIDIESTRO



MEDIR:
Largo de
antebrazo

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 30 cm. - 36 cm.
G / L _____ +/- 36 cm. - 42 cm.

ANTBRAZO / FOREARM

NUESTRAS LÍNEAS

ELASTIC FLEX

elasticflex



NUEVA PRESENTACIÓN

RODILLERA ELASTIC FLEX

BC1100A

INDICACIONES

- Soporte de rodilla.
- Reducción de edemas.
- Artrosis.
- Ligera inestabilidad articular.
- Soporte ideal para la práctica deportiva o actividades cotidianas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño anatómico y transpirable.
- Contribuye al retorno venoso.
- Silicona antideslizante para una mejor fijación.




MEDIR:

- A- Circunferencia 10 cm. arriba de la Rodilla
B- Circunferencia de la Rodilla
C- Circunferencia 10 cm. debajo de la Rodilla

TALLE / SIZE

		A	B	C
CH / S	+/-	36 cm.	35 cm.	28 cm.
M / M	+/-	38 cm.	36 cm.	30 cm.
G / L	+/-	41 cm.	39 cm.	34 cm.
XG / XL	+/-	45 cm.	40 cm.	38 cm.



Tejido elástico tridimensional sin costuras
Proporciona mayor elasticidad transversal a la vez que ejerce la compresión necesaria en cada zona.



RODILLERA CON SILICONA

ELASTIC FLEX

BC1100S

INDICACIONES

- Soporte de rodilla.
- Tendinopatía, ligamentosis en primera fase. Ligera artrosis, artritis post-traumática y post-quirúrgica.
- Sensación de inestabilidad rotuliana y/o medio-lateral.
- Protege contra la sobrecarga en los tendones y minimiza el riesgo de lesiones.
- Su almohadilla de gel favorece la reabsorción de edemas, derrames y hematomas.
- Soporte ideal para la práctica deportiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño anatómico y transpirable.
- Contribuye al retorno venoso.
- Almohadilla de gel viscoelástico que rodea la rótula.
- Evita y reduce los desplazamientos de la rótula en el sentido lateral, superior o inferior.
- Silicona antideslizante para una mejor fijación.



MEDIR:

- A- Circunferencia 10 cm. arriba de la Rodilla
B- Circunferencia de la Rodilla
C- Circunferencia 10 cm. debajo de la Rodilla

TALLE / SIZE

	A	B	C
CH / S	+/- 36 cm.	35 cm.	28 cm.
M / M	+/- 38 cm.	36 cm.	30 cm.
G / L	+/- 41 cm.	39 cm.	34 cm.
XG / XL	+/- 45 cm.	40 cm.	38 cm.



RODILLERA CON SUJECIÓN

ELASTIC FLEX

BC1103A

INDICACIONES

- Soporte de rodilla.
- Inestabilidad patelar.
- Tendinitis rotuliana.
- Tratamientos post-quirúrgicos.
- Procesos de rehabilitación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño anatómico y transpirable.
- Contribuye al retorno venoso.
- Sujeción en abrojo.
- Silicona antideslizante para una mejor fijación.



MEDIR:

- A- Circunferencia 10 cm. arriba de la Rodilla
B- Circunferencia de la Rodilla
C- Circunferencia 10 cm. debajo de la Rodilla

TALLE / SIZE

	A	B	C
CH / S	+/- 36 cm.	35 cm.	28 cm.
M / M	+/- 38 cm.	36 cm.	30 cm.
G / L	+/- 41 cm.	39 cm.	34 cm.
XG / XL	+/- 45 cm.	40 cm.	38 cm.

TOBILLERA CON SUJECIÓN

ELASTIC FLEX

BC1402A



INDICACIONES

- Soporte de tobillo.
- Reducción de edemas.
- Prevención de lesiones.
- Soporte ideal para la práctica deportiva o actividades cotidianas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en tejido elástico tridimensional sin costuras: proporciona mayor elasticidad transversal a la vez que ejerce la compresión necesaria en cada zona.
- Diseño anatómico y transpirable.
- Contribuye al retorno venoso.
- Sujeción elástica adicional en '8' con ajuste en abrojo.



MEDIR:
Circunferencia
arriba del Maleolo

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 20 cm. - 22 cm.
M / M	+/- 22 cm. - 24 cm.
G / L	+/- 24 cm. - 26 cm.
XG / XL	+/- 26 cm. - 28 cm.

TOBILLO / ANKLE

TOBILLERA

ELASTIC FLEX

BC1400A



INDICACIONES

- Soporte de tobillo.
- Reducción de edemas.
- Soporte ideal para la práctica deportiva o actividades cotidianas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en tejido elástico tridimensional sin costuras: proporciona mayor elasticidad transversal a la vez que ejerce la compresión necesaria en cada zona.
- Diseño anatómico y transpirable.
- Contribuye al retorno venoso.



MEDIR:
Circunferencia
arriba del Maleolo

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 20 cm. - 22 cm.
M / M	+/- 22 cm. - 24 cm.
G / L	+/- 24 cm. - 26 cm.
XG / XL	+/- 26 cm. - 28 cm.

TOBILLO / ANKLE

CODERA CON SUJECCIÓN

ELASTIC FLEX

BC1502A



INDICACIONES

- Soporte de codo.
- Tratamientos post-quirúrgicos.
- Reducción de edemas.
- Artrosis.
- Ligera inestabilidad articular.
- Soporte ideal para la práctica deportiva o actividades cotidianas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en tejido elástico tridimensional sin costuras; proporciona mayor elasticidad transversal a la vez que ejerce la compresión necesaria en cada zona.
- Diseño anatómico y transpirable.
- Contribuye al retorno venoso.
- Sujeción en abrojo.



MEDIR:
Circunferencia
arriba del Codo

TALLE / SIZE

CODO / ELBOW

CH / S	+/- 20 cm. - 23 cm.
M / M	+/- 23 cm. - 25 cm.
G / L	+/- 25 cm. - 27 cm.
XG / XL	+/- 27 cm. - 29 cm.

CODERA

ELASTIC FLEX

BC1500A



INDICACIONES

- Soporte de codo.
- Tratamientos post-quirúrgicos.
- Reducción de edemas.
- Artrosis.
- Ligera inestabilidad articular.
- Soporte ideal para la práctica deportiva o actividades cotidianas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en tejido elástico tridimensional sin costuras; proporciona mayor elasticidad transversal a la vez que ejerce la compresión necesaria en cada zona.
- Diseño anatómico y transpirable.
- Contribuye al retorno venoso.



MEDIR:
Circunferencia
arriba del Codo

TALLE / SIZE

CODO / ELBOW

CH / S	+/- 20 cm. - 23 cm.
M / M	+/- 23 cm. - 25 cm.
G / L	+/- 25 cm. - 27 cm.
XG / XL	+/- 27 cm. - 29 cm.



NUEVO

FAJA ELASTIC FLEX

BC1385A

INDICACIONES

- Soporte lumbar.
- Contención moderada.
- Procesos post-quirúrgicos.
- Soporte abdominal y de espalda baja.
- Proporciona compresión y ajuste equilibrado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en tejido elástico tridimensional sin costuras: proporciona mayor elasticidad transversal a la vez que ejerce la compresión necesaria.
- Diseño anatómico y transpirable.
- Contribuye al retorno venoso.

Talle / Size

ci nt ur a / wa ist

CH / S	+/- 61 cm. - 74 cm.
M / M	+/- 75 cm. - 88 cm.
G / L	+/- 89 cm. - 1 00 cm.
XG / XL	+/- 1 01 cm. - 1 12 cm.
XXG / XXL	+/- 1 13 cm. - 123 cm.



MUSLERA ELASTIC FLEX


BC1200A

INDICACIONES

- Soporte de muslo.
- Reducción de edemas.
- Soporte ideal para la práctica deportiva o actividades cotidianas.
- Evita procesos inflamatorios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en tejido elástico tridimensional sin costuras: proporciona mayor elasticidad transversal a la vez que ejerce la compresión necesaria.
- Diseño anatómico y transpirable.
- Contribuye al retorno venoso.



TALLE / SIZE

MUSLO / THIGHT

CH / S	+/- 38 cm. - 42 cm.
M / M	+/- 42 cm. - 46 cm.
G / L	+/- 46 cm. - 50 cm.
XG / XL	+/- 50 cm. - 54 cm.



GEMELERA ELASTIC FLEX


BC1200A

INDICACIONES

- Soporte de pantorrilla.
- Reducción de edemas.
- Lesiones musculares de pierna.
- Prevención y rehabilitación de contracturas, distensiones y desgarros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en tejido elástico tridimensional sin costuras: proporciona mayor elasticidad transversal a la vez que ejerce la compresión necesaria.
- Diseño anatómico y transpirable.
- Contribuye al retorno venoso.



TALLE / SIZE

GEMELO / CALF

CH / S	+/- 28 cm.
M / M	+/- 31 cm.
G / L	+/- 35 cm.
XG / XL	+/- 39 cm.

MUÑEQUERA DEDO LIBRE CON SUJECIÓN

ELASTIC FLEX

BC1604A



INDICACIONES

- Soporte de muñeca.
- Reducción de edemas. Artrosis.
- Soporte ideal para la práctica deportiva o actividades cotidianas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en tejido elástico tridimensional sin costuras: proporciona mayor elasticidad transversal a la vez que ejerce la compresión necesaria.
- Diseño anatómico y transpirable.
- Contribuye al retorno venoso.
- Sujeción en abrojo.



MEDIR:
Circunferencia
de Muñeca

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 12 cm. - 16 cm.
M / M _____ +/- 16 cm. - 18 cm.
G / L _____ +/- 18 cm. - 21 cm.

MUÑECA / WRIST

MUÑEQUERA DEDO LIBRE

ELASTIC FLEX

BC1602A



INDICACIONES

- Soporte de muñeca.
- Reducción de edemas. Artrosis.
- Soporte ideal para la práctica deportiva o actividades cotidianas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en tejido elástico tridimensional sin costuras: proporciona mayor elasticidad transversal a la vez que ejerce la compresión necesaria.
- Diseño anatómico y transpirable.
- Contribuye al retorno venoso.



MEDIR:
Circunferencia
de Muñeca

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 12 cm. - 16 cm.
M / M _____ +/- 16 cm. - 18 cm.
G / L _____ +/- 18 cm. - 21 cm.

MUÑECA / WRIST

MUÑEQUERA SUJECIÓN

ELASTIC FLEX

BC1601A



INDICACIONES

- Soporte de muñeca.
- Reducción de edemas. Artrosis.
- Soporte ideal para la práctica deportiva o actividades cotidianas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en tejido elástico tridimensional sin costuras: proporciona mayor elasticidad transversal a la vez que ejerce la compresión necesaria.
- Diseño anatómico y transpirable.
- Contribuye al retorno venoso.
- Sujeción en abrojo.



MEDIR:
Circunferencia
de Muñeca

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 12 cm. - 15 cm.
M / M _____ +/- 15 cm. - 17 cm.
G / L _____ +/- 17 cm. - 19 cm.
XG / XL _____ +/- 19 cm. - 21 cm.

MUÑECA / WRIST

MUÑEQUERA

ELASTIC FLEX

BC1600A



INDICACIONES

- Soporte de muñeca.
- Reducción de edemas. Artrosis.
- Soporte ideal para la práctica deportiva o actividades cotidianas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en tejido elástico tridimensional sin costuras: proporciona mayor elasticidad transversal a la vez que ejerce la compresión necesaria.
- Diseño anatómico y transpirable.
- Contribuye al retorno venoso.



MEDIR:
Circunferencia
de Muñeca

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 12 cm. - 15 cm.
M / M _____ +/- 15 cm. - 17 cm.
G / L _____ +/- 17 cm. - 19 cm.
XG / XL _____ +/- 19 cm. - 21 cm.

MUÑECA / WRIST

NUESTRAS LÍNEAS

ELASTIC FLEX PRO

NUEVO

elasticflex pro

FAJA BALENADA ELASTIC FLEX PRO

BC1388

INDICACIONES

- Soporte lumbar.
- Afecciones lumbociáticas.
- Post-quirúrgico.
- Patologías lumbosacras.
- Traumatismo de columna.
- Trabajo sentado y con sobre-esfuerzo lumbar.



Medir:

Circunferencia de la cintura, debajo del ombligo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño anatómico y transpirable.
- Contribuye al retorno venoso.
- Cuatro flejes posteriores y laterales anatómicamente diseñados para dar soporte.
- Dos flejes frontales para mayor estabilidad.



Tejido elástico plano de alta calidad
Tensión diferenciada que proporciona elasticidad y compresión superior en cada zona.

Talle / Size

ci nt ura / wa ist

CH / S	+/- 61 cm. - 74 cm .
M / M	+/- 75 cm. - 88 cm .
G / L	+/- 89 cm. - 1 00 cm .
XG / XL	+/- 1 01 cm. - 1 12 cm .
XXG / XXL	+/- 1 13 cm. - 123 cm .



TALLE / SIZE

	A	B	C
CH / S	+/- 36 cm.	35 cm.	28 cm.
M / M	+/- 38 cm.	36 cm.	30 cm.
G / L	+/- 41 cm.	39 cm.	34 cm.
XG / XL	+/- 45 cm.	40 cm.	38 cm.



MEDIR:
Circunferencia
arriba del Maleolo

TALLE / SIZE

TOBILLO / ANKLE

CH / S	+/- 20 cm. - 22 cm.
M / M	+/- 22 cm. - 24 cm.
G / L	+/- 24 cm. - 26 cm.
XG / XL	+/- 26 cm. - 28 cm.



MEDIR:
Circunferencia
arriba del Codo

TALLE / SIZE

CODO / ELBOW

CH / S	+/- 20 cm. - 23 cm.
M / M	+/- 23 cm. - 25 cm.
G / L	+/- 25 cm. - 27 cm.
XG / XL	+/- 27 cm. - 29 cm.

RODILLERA CON SILICONA Y BALLENAS

ELASTIC FLEX PRO

BC1180

INDICACIONES

- Procesos de rehabilitación.
- Estabilizador flexo-extensión.
- Tendinopatía, ligamentosis en primera fase.
- Ligera artrosis, artritis post-traumática y post-quirúrgica.
- Sensación de inestabilidad rotuliana y/o medio-lateral.
- Protege contra la sobrecarga en los tendones y minimiza el riesgo de lesiones.
- Favorece la reabsorción de edemas y hematomas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño anatómico y transpirable.
- Contribuye al retorno venoso.
- Almohadilla de gel viscoelástico que rodea la rótula.
- Flejes laterales anatómicamente diseñados.
- Evita y reduce los desplazamientos de la rótula en el sentido lateral, superior o inferior.

TOBILLERA CON SILICONA

ELASTIC FLEX PRO

BC1480

INDICACIONES

- Post-quirúrgico y post-traumático.
- Derrames articulares e inflamaciones en el caso de artrosis y artritis.
- Tendinopatías, debilidad ligamentosa.
- Favorece la reabsorción de edemas, derrames y hematomas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño anatómico y transpirable.
- Contribuye al retorno venoso.
- Sujeción y estabilización en la articulación.
- Almohadillas bilaterales de gel viscoelástico con forma anatómica que redistribuye la compresión del vendaje desde los maléolos prominentes hacia las partes blandas de alrededor.

CODERA CON SILICONA

ELASTIC FLEX PRO

BC1580

INDICACIONES

- Epicondilitis (codo de tenista).
- Epitrocleititis (codo de golfista).
- Tendinitis.
- Ligeras contusiones, procesos inflamatorios, traumatismos e inestabilidades.
- Favorece la reabsorción de edemas, derrames y hematomas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño anatómico y transpirable.
- Contribuye al retorno venoso.
- Almohadillas bilaterales de gel viscoelástico con forma anatómica que redistribuye la compresión en el epicóndilo y la epitroclea.

NUESTRAS LÍNEAS

BLACK LINE

MUÑEQUERA CON DEDO PULGAR

BLACK LINE

BC1603E

INDICACIONES

- Soporte de muñeca con estabilización moderada del dedo pulgar.
- Prevenir lesiones durante la práctica deportiva.
- Rizartrosis.
- Tratamiento de dolencias leves.
- Estabilidad del pulgar en abducción.
- Para lesiones articulares y ligamentos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Efectiva compresión.
- Aporta calor a los músculos y ligamentos.
- Confortable y liviano.

AMBIDIESTRO



MEDIR:
Circunferencia
de Muñeca

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 12 cm. - 16 cm.
M / M _____ +/- 16 cm. - 18 cm.
G / L _____ +/- 18 cm. - 21 cm.

MUÑECA / WRIST





AMBIDIESTRO



MEDIR:
Circunferencia
de Muñeca

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 12 cm. - 16 cm.
M / M _____ +/- 16 cm. - 18 cm.
G / L _____ +/- 18 cm. - 21 cm.

MUÑECA / WRIST

MUÑEQUERA CON DEDO LIBRE

BLACK LINE

BC1602E

INDICACIONES

- Soporte estabilizador de muñeca.
- Prevenir lesiones durante la práctica deportiva.
- Tratamiento de dolencias leves.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Efectiva compresión.
- Aporta calor a los músculos y ligamentos.
- Confortable y liviano.



MEDIR:
Circunferencia
de Muñeca

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 12 cm. - 15 cm.
M / M _____ +/- 15 cm. - 17 cm.
G / L _____ +/- 17 cm. - 19 cm.
XG / XL _____ +/- 19 cm. - 21 cm.

MUÑECA / WRIST

MUÑEQUERA SIMPLE

BLACK LINE

BC1601E

INDICACIONES

- Soporte de muñeca.
- Prevenir lesiones durante la práctica deportiva.
- Estabilidad articular.
- Tratamiento de dolencias leves.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Efectiva compresión.
- Aporta calor a los músculos y ligamentos.
- Confortable y liviano.



MEDIR:
Circunferencia
arriba del Codo

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 20 cm. - 23 cm.
M / M _____ +/- 23 cm. - 25 cm.
G / L _____ +/- 25 cm. - 27 cm.
XG / XL _____ +/- 27 cm. - 29 cm.

CODO / ELBOW

CODERA SIMPLE

BLACK LINE

BC1602E

INDICACIONES

- Soporte de codo.
- Prevenir lesiones durante la práctica deportiva.
- Compresión articular.
- Tratamiento de dolencias leves.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Efectiva compresión.
- Aporta calor a los músculos y ligamentos.
- Confortable y liviano.



FAJA LUMBAR BALENADA BLACK LINE

BC1351E

INDICACIONES

- Soporte abdominal.
- Estabilizar la columna lumbosacra.
- Lesiones de espalda y abdomen.
- Hernia de disco.
- Dolores reumáticos.
- Patologías traumáticas.
- Procesos post-traumáticos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Doble ajuste y doble sujeción en abrojo.
- Ballenas posteriores.
- Diseño anatómico.
- Adecuada termocompresión.

TALLE / SIZE

CINTURA / WAIST

CH / S	+/- 61 cm. - 74 cm.
M / M	+/- 75 cm. - 88 cm.
G / L	+/- 89 cm. - 100 cm.
XG / XL	+/- 101 cm. - 112 cm.
XXG / XXL	+/- 113 cm. - 123 cm.



FAJA LUMBAR BLACK LINE

BC1302E

INDICACIONES

- Soporte abdominal y sacro lumbar.
- Prevenir lesiones durante la práctica deportiva.
- Contracturas.
- Tratamiento de dolencias leves.
- Lumbalgias crónicas y leves.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Efectiva compresión.
- Aporta calor a los músculos y ligamentos.
- Confortable y liviano.

TALLE / SIZE

CINTURA / WAIST

CH / S	+/- 61 cm. - 74 cm.
M / M	+/- 75 cm. - 88 cm.
G / L	+/- 89 cm. - 100 cm.
XG / XL	+/- 101 cm. - 112 cm.
XXG / XXL	+/- 113 cm. - 123 cm.



RODILLERA ABIERTA BLACK LINE

BC1106E

INDICACIONES

- Soporte de rodilla.
- Inestabilidades leves de rodilla.
- Ideal para pacientes mayores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Orificio rotuliano.
- Diseño abierto de fácil colocación.
- Sujeción en abrojo.

TALLE / SIZE

A B C

CH / S	+/- 36 cm.	35 cm.	28 cm.
M / M	+/- 38 cm.	36 cm.	30 cm.
G / L	+/- 41 cm.	39 cm.	34 cm.
XG / XL	+/- 45 cm.	40 cm.	38 cm.
XXG / XXL	+/- 50 cm.	41 cm.	40 cm.





TALLE / SIZE

		A	B	C
CH / S	+/-	36 cm.	35 cm.	28 cm.
M / M	+/-	38 cm.	36 cm.	30 cm.
G / L	+/-	41 cm.	39 cm.	34 cm.
XG / XL	+/-	45 cm.	40 cm.	38 cm.
XXG / XXL	+/-	50 cm.	41 cm.	40 cm.



TALLE / SIZE

		A	B	C
CH / S	+/-	36 cm.	35 cm.	28 cm.
M / M	+/-	38 cm.	36 cm.	30 cm.
G / L	+/-	41 cm.	39 cm.	34 cm.
XG / XL	+/-	45 cm.	40 cm.	38 cm.
XXG / XXL	+/-	50 cm.	41 cm.	40 cm.



TALLE / SIZE

		A	B	C
CH / S	+/-	36 cm.	35 cm.	28 cm.
M / M	+/-	38 cm.	36 cm.	30 cm.
G / L	+/-	41 cm.	39 cm.	34 cm.
XG / XL	+/-	45 cm.	40 cm.	38 cm.
XXG / XXL	+/-	50 cm.	41 cm.	40 cm.

RODILLERA ARTICULADA CON SUJECCIÓN BLACK LINE

BC1105E

INDICACIONES

- Soporte de rodilla.
- Estabilidad lateral.
- Hiperextensión/Recurvatum leve.
- Inestabilidades medio laterales leves (LL, LM).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Orificio rotuliano.
- Firme sujeción tibio-femoral en abrojo.
- Articulación monocéntrica con tope de extensión a 180°.



RODILLERA BALENADA CON SUJECCIÓN BLACK LINE

BC1104E

INDICACIONES

- Soporte de rodilla.
- Contusiones ligeras.
- Tratamientos post-quirúrgicos.
- Procesos de rehabilitación.
- Estabilizador flexo-extensión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Orificio rotuliano.
- Firme sujeción tibio-femoral en abrojo.
- Flejes laterales.
- Termocompresión, descarga y protección.



RODILLERA RÓTULA CON SUJECCIÓN BLACK LINE

BC1103E

INDICACIONES

- Soporte de rodilla.
- Prevenir lesiones durante la práctica deportiva.
- Contracturas.
- Tratamiento de dolencias leves.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Sujeción tibio-femoral en abrojo.
- Efectiva compresión.
- Aporta calor a los músculos y ligamentos.
- Confortable y liviano.





RODILLERA ROTULIANA

BLACK LINE

BC1102E

INDICACIONES

- Soporte de rodilla.
- Prevenir lesiones durante la práctica deportiva.
- Contracturas.
- Tratamiento de dolencias leves.
- Estabilizador rotuliano.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Efectiva compresión.
- Aporta calor a los músculos y ligamentos.
- Confortable y liviano.



TALLE / SIZE

	A	B	C
CH / S	+/- 36 cm.	35 cm.	28 cm.
M / M	+/- 38 cm.	36 cm.	30 cm.
G / L	+/- 41 cm.	39 cm.	34 cm.
XG / XL	+/- 45 cm.	40 cm.	38 cm.
XXG / XXL	+/- 50 cm.	41 cm.	40 cm.



TOBILLERA CON AJUSTE EN '8'

BLACK LINE

BC1402E

INDICACIONES

- Soporte de tobillo.
- Procesos de rehabilitación.
- Traumatismos ligeros.
- Prevención de lesiones.
- Práctica deportiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Sujeción elástica adicional en 8.
- Termocompresión.



MEDIR:
Circunferencia
arriba del Maleolo

TALLE / SIZE

	TOBILLO / ANKLE
CH / S	+/- 20 cm. - 22 cm.
M / M	+/- 22 cm. - 24 cm.
G / L	+/- 24 cm. - 26 cm.
XG / XL	+/- 26 cm. - 28 cm.
XXG / XXL	+/- 28 cm. - 30 cm.



TOBILLERA SIMPLE

BLACK LINE

BC1401E

INDICACIONES

- Sostén para tobillo.
- Reanudación de la actividad.
- Prevenir lesiones durante la práctica deportiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Calor terapéutico.
- Compresión multidireccional.



MEDIR:
Circunferencia
arriba del Maleolo

TALLE / SIZE

	TOBILLO / ANKLE
CH / S	+/- 20 cm. - 22 cm.
M / M	+/- 22 cm. - 24 cm.
G / L	+/- 24 cm. - 26 cm.
XG / XL	+/- 26 cm. - 28 cm.
XXG / XXL	+/- 28 cm. - 30 cm.




MUSLERA SIMPLE

BLACK LINE

BC1201E

INDICACIONES

- Periodos de rehabilitación.
- Prevenir lesiones durante la práctica deportiva.



MEDIR:
10 cm. arriba de
la Rodilla

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 38 cm. - 42 cm.
M / M _____ +/- 42 cm. - 46 cm.
G / L _____ +/- 46 cm. - 50 cm.
XG / XL _____ +/- 50 cm. - 54 cm.

MUSLO / THIGHT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Compresión multidireccional.
- Aporta calor terapéutico.



GEMELERA TUBULAR

BLACK LINE

BC1853E

INDICACIONES

- Lesiones musculares de gemelos.
- Prevención y rehabilitación de contracturas, distensiones y desgarros.
- Periostitis.



MEDIR:
10 cm. debajo de
la Rodilla

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 28 cm.
M / M _____ +/- 31 cm.
G / L _____ +/- 35 cm.
XG / XL _____ +/- 39 cm.

GEMELO / CALF

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en neoprene.
- Diseño anatómico.
- Compresión multidireccional.
- Brinda calor terapéutico.




RODILLERA MONOCÉNTRICA

ONE SIZE

BC1108

INDICACIONES

- Soporte de rodilla para inestabilidades laterales.
- Para rodillas débiles, heridas y artríticas.
- Ideal para personas activas durante la práctica deportiva y otras actividades físicas.



PANAL
TRI-TEX

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en PANAL TRI-TEX, material tri-capa transpirable, absorbe y expulsa rápidamente la humedad al exterior.
- Máximo nivel de soporte.
- Bisagras ajustables.
- Cruce de correas elásticas por encima y por debajo autoajutable.
- Diseño abierto.
- Su abrazadera autoajutable ofrece la máxima sujeción lateral medial.
- Confortable y de fácil aplicación.
- Efectiva compresión.
- Aporta calor a los músculos

TALLE / SIZE

UNIVERSAL



TALLE / SIZE

UNIVERSAL

RODILLERA ABIERTA

ONE SIZE

BC1107

INDICACIONES

- Soporte de rodilla.
- Protector y preventivo para actividades deportivas.
- Estabilizador rotuliano.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en PANAL TRI-TEX, material tri-capa transpirable, absorbe y expulsa rápidamente la humedad al exterior.
- Ballenas estabilizadoras flexibles para evitar desplazamientos.
- Orificio patelar para centrado rotuliano.
- Ajuste multidireccional.
- Efectiva compresión.
- Aporta calor a los músculos y ligamentos.
- Diseño abierto.
- Confortable y de fácil aplicación.



TALLE / SIZE

UNIVERSAL

CINCHA ROTULIANA

ONE SIZE

BC1109

INDICACIONES

- Soporte infrapatelar /suprapatelar.
- Tendinosis.
- Tendinitis.
- Rodilla de saltador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene abrojo Plush.
- Ajuste en abrojo.



TALLE / SIZE

UNIVERSAL

TOBILLERA ABIERTA

ONE SIZE

BC1407

INDICACIONES

- Soporte de tobillo.
- Ideal para tobillos débiles.
- Dislocaciones.
- Luxaciones.
- Procesos de rehabilitación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en PANAL TRI-TEX, material tri-capa transpirable, absorbe y expulsa rápidamente la humedad al exterior.
- Sujeción en abrojo.
- Dos bandas tensoras cruzadas para brindar mayor estabilidad.
- Ajustable y liviano.



CODERA

ONE SIZE

BC1507

INDICACIONES

- Soporte de codo.
- Estabilidad articular.
- Compresión en brazo y antebrazo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en PANAL TRI-TEX, material tri-capa transpirable, absorbe y expulsa rápidamente la humedad al exterior.
- Dos bandas regulables para un mayor control articular.
- Ajuste multidireccional.
- Aporta calor a los músculos y ligamentos.
- Confortable y de fácil aplicación.

TALLE / SIZE

UNIVERSAL



MUÑEQUERA

ONE SIZE

BC1607

INDICACIONES

- Soporte de muñeca.
- Ajuste multidireccional.
- Efectiva compresión.
- Adecuado para lesiones leves, distensiones o post-yeso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en PANAL TRI-TEX, material tri-capa transpirable, absorbe y expulsa rápidamente la humedad al exterior.
- Estabilizador autoajustable de muñeca.
- Aporta calor a los músculos y ligamentos.
- Confortable y de fácil aplicación.

TALLE / SIZE

UNIVERSAL



MUÑEQUERA PEDIÁTRICA


BC2915

INDICACIONES

- Soporte de muñeca.
- Prevención de lesiones de muñeca.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en PANAL TRI-TEX material tri-capa transpirable, absorbe y expulsa rápidamente la humedad al exterior.
- Estabilizador autoajustable de muñeca.



AMBIDIESTRA

TALLE / SIZE

UNIVERSAL



INMOVILIZADOR DE MUÑECA PEDIÁTRICO

BC2918



AMBIDIESTRO

INDICACIONES

- Soporte de muñeca.
- Inmovilización y protección de las articulaciones carpometacarpiana y metacarpofalángica.
- Tratamiento post-quirúrgico o lesiones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en PANAL TRI-TEX, material tri-capa transpirable, absorbe y expulsa rápidamente la humedad al exterior.
- Incluye una pletina palmar de aluminio maleable que inmoviliza la articulación de la muñeca en posición funcional y otra situada en la parte dorsal, que cofiere a la férula la suficiente rigidez.
- Sujeción en abrojo.

TALLE / SIZE

UNIVERSAL

INMOVILIZADOR DE DEDO INDIVIDUAL PEDIÁTRICO

BC1602




AMBIDIESTRO

INDICACIONES

- Inmovilizador de dedo.
- Inmovilización de las articulaciones inter-falange distales y proximales.
- Procesos dolorosos por traumatismos.
- Dedo Gatillo. Artritis, tendinitis.
- Tratamientos post-quirúrgicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene. Sujeción en abrojo.
- Barra de aluminio maleable.
- Confortable y liviano.
- Para dedo meñique, anular, medio e índice.



MEDIR:
Largo del dedo

TALLE / SIZE

DEDO / FINGER

CH / S _____ +/- 3 cm. - 5 cm.

DIGI-TOP INMOVILIZADOR DE DEDO PEDIÁTRICO

BC2916



AMBIDIESTRO

INDICACIONES

- Soporte extraíble para la inmovilización 1 a 2 dedos.
- Esguinces y dislocaciones.
- Fracturas no desplazadas de los dedos a nivel P2 / P3.
- Inmovilización pre o post-operatoria.
- Esguinces, subluxaciones, luxaciones, fracturas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en Velour de Nylon.
- Fácil aplicación con 4 correas ajustables.
- Modelo bilateral.
- Diseño anatómico y liviano.
- Fleje de aluminio maleable.
- Cuatro correas proporcionan compresión a medida.
- Tapa antichoque en la última falange.

TALLE / SIZE

UNIVERSAL

COLLARÍN DE SHANZ PEDIÁTRICO

BC2905



INDICACIONES

- Traumatismos leves de partes óseas y blandas.
- Post-quirúrgico, torticolis, cervicalgias.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en goma espuma, revestido con tejido de algodón.
- Sujeción en abrojo.
- Confortable y fácil aplicación.

TALLE / SIZE

UNIVERSAL

CABESTRILLO INMOVILIZADOR DE HOMBRO TIPO VELPEAU PEDIÁTRICO

BC2901



INDICACIONES

- Soporte inmovilizador de hombro, brazo y antebrazo.
- Contusiones y dislocaciones de hombro.
- Fracturas subcapitales estables de húmero.
- Lesiones de los manguitos rotadores.
- Neurología: parálisis y hemiplegia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en PANAL TRI-TEX material tri-capa transpirable, absorbe y expulsa rápidamente la humedad al exterior.
- Cabestrillo para sostener el brazo.
- Faja de sujeción en abrojo.

TALLE / SIZE

UNIVERSAL

INMOVILIZADOR DE CLÁVICULA PEDIÁTRICO

BC2930



INDICACIONES

- Soporte inmovilizador de clavícula.
- Evita vicios posturales.
- Inmovilización postural.
- Luxaciones acromio claviculares.
- Post-fracturas de clavículas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en material anti-escara.
- Apoyo axilar y posterior.
- Fácil y rápida colocación.
- Fijación segura y confortable.
- Transpirable.

TALLE / SIZE

UNIVERSAL

CABESTRILLO PEDIÁTRICO

BC2900



INDICACIONES

- Soporte de miembro superior.
- Tratamientos de inmovilización post-quirúrgica o post-traumática.
- Traumatismos de hombro y brazo que requieran para su tratamiento una reducción de la movilidad.
- Subluxaciones del hombro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en poliéster.
- Sujeción en abrojo.
- Adaptable a ambos brazos.
- Banda de ajuste en la cintura, que una vez cerrada inmoviliza la articulación del hombro.
- Transpirable.

TALLE / SIZE

UNIVERSAL

BOLSA DE HIELO CHICA

BC2008B



INDICACIONES

- Desgarros y contracturas.
- Con hielo, es adecuada para paliar la fiebre y dolores de cabeza, disminuir inflamaciones y hematomas.
- Con agua caliente, mejora la circulación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en P.V.C. laminado con poliéster.
- Suave al tacto.



INMOVILIZADOR DE RODILLA PEDIÁTRICO

BC2920



INDICACIONES

- Soporte de rodilla para la estabilización articular.
- Inmovilización pre y post-quirúrgica.
- Dislocaciones de Patela.
- Inmovilización post-lesiones ligamentosas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en bondeado velour.
- Sujeción en abrojo.
- Barras laterales y posteriores de aluminio, otorgan inmovilización en flexo-extensión y movimientos laterales.
- Transpirable.

TALLE / SIZE

EDAD / AGE

CH / S _____ 3 - 5 años
G / L _____ 6 - 10 años

TOBILLERA PEDIÁTRICA

BC2910



INDICACIONES

- Soporte de tobillo.
- Esguinces de primer grado.
- Ligera inestabilidad de articulación tibiotarsiana.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en PANAL TRI-TEX material tri-capa transpirable, absorbe y expulsa rápidamente la humedad al exterior.
- Sujeción en abrojo.
- Dos bandas tensoras cruzadas para brindar mayor estabilidad.
- Ajustable y liviano.
- Transpirable.

TALLE / SIZE

UNIVERSAL

RODILLERA PEDIÁTRICA

BC2925



INDICACIONES

- Soporte de rodilla
- Ligeras contusiones. Lesiones femoropatelares.
- Tratamientos post-quirúrgicos.
- Leves inestabilidades de la articulación de la rodilla durante el proceso rehabilitador.
- Cualquier patología de rodilla que sea necesario centrar o descargar la rótula.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en PANAL TRI-TEX, material tri-capa transpirable.
- Sujeción en abrojo.
- Posee ballenas de espiral laterales que proporcionan una ligera estabilización de la articulación de la rodilla en sentido medio-lateral.
- La parte anterior está diseñada con rótula abierta.

TALLE / SIZE

UNIVERSAL

PLANTILLAS PEDIÁTRICAS

BC2028



INDICACIONES

- Ayuda a mantener una posición más natural.
- Mejora el desarrollo del sistema músculo-esquelético.
- Promueve el desarrollo del arco natural.
- Reduce la fatiga del dolor de pies cansados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en Eva Super Confort.
- 3/4 de longitud para mejor adaptación al calzado.



TALLE / SIZE

CALZADO / SHOE SIZE

CH / S _____ N° 23 - 25
M / M _____ N° 26 - 28
G / L _____ N° 29 - 31
XG / XL _____ N° 32 - 34



REMERA TÉRMICA

MANGA LARGA PRO

BC2017

INDICACIONES

- Todo tipo de actividad deportiva

- Negro
- Gris
- Blanco

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en spandex.
- Diseño anatómico.
- Tejido inteligente con ventilación estratégica que favorece a mantener una temperatura corporal óptima.



MEDIR:
Circunferencia
del pecho

TALLE / SIZE

PECHO / CHEST

CH / S	+/- 80 cm. - 90 cm.
M / M	+/- 90 cm. - 100 cm.
G / L	+/- 100 cm. - 110 cm.
XG / XL	+/- 110 cm. - 120 cm.
XXG / XXL	+/- 120 cm. - 130 cm.



REMERA TÉRMICA MANGA LARGA

HOMBRE

BC2033



NUEVO

- Negro
- Blanco



INDICACIONES

- Todo tipo de actividad deportiva

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en spandex.
- Diseño anatómico.
- Tejido inteligente con ventilación estratégica que favorece a mantener una temperatura corporal óptima.



MEDIR:
Circunferencia
del pecho

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 80 cm. - 90 cm.
M / M	+/- 90 cm. - 100 cm.
G / L	+/- 100 cm. - 110 cm.
XG / XL	+/- 110 cm. - 120 cm.
XXG / XXL	+/- 120 cm. - 130 cm.

PECHO / CHEST

REMERA TÉRMICA SIN MANGA

HOMBRE

BC2019




INDICACIONES

- Todo tipo de actividad deportiva

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en spandex.
- Diseño anatómico.
- Tejido inteligente con ventilación estratégica que favorece a mantener una temperatura corporal óptima.



MEDIR:
Circunferencia
del pecho

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 80 cm. - 93 cm.
M / M	+/- 93 cm. - 106 cm.
G / L	+/- 106 cm. - 118 cm.
XG / XL	+/- 118 cm. - 130 cm.

PECHO / CHEST

REMERA TÉRMICA MANGA CORTA

HOMBRE

BC2018




INDICACIONES

- Todo tipo de actividad deportiva

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en spandex.
- Diseño anatómico.
- Tejido inteligente con ventilación estratégica que favorece a mantener una temperatura corporal óptima.



MEDIR:
Circunferencia
del pecho

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 80 cm. - 90 cm.
M / M	+/- 90 cm. - 100 cm.
G / L	+/- 100 cm. - 110 cm.
XG / XL	+/- 110 cm. - 120 cm.
XXG / XXL	+/- 120 cm. - 130 cm.

PECHO / CHEST

CHALECO TÉRMICO REDUCTOR

HOMBRE

BC1854



INDICACIONES

- Incrementa el proceso de sudación, haciendo perder el exceso de grasas en tórax, espalda y abdomen.
- Ideal para la práctica deportiva o actividades de vida diaria.
- Protege del frío.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Diseño anatómico.
- Cierre inoxidable.



MEDIR:
Circunferencia
amba de la Cadera

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 60 cm. - 76 cm.
M / M _____ +/- 77 cm. - 94 cm.
G / L _____ +/- 97 cm. - 107 cm.
XG / XL _____ +/- 108 cm. - 120 cm.

CINTURA / WAIST

CALZA TÉRMICA LARGA

HOMBRE

BC1860



INDICACIONES

- Todo tipo de actividad deportiva

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en spandex.
- Suave y comfortable.
- Adecuada temperatura corporal.



MEDIR:
Circunferencia
amba de la Cadera

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 58 cm. - 72 cm.
M / M _____ +/- 72 cm. - 86 cm.
G / L _____ +/- 86 cm. - 100 cm.
XG / XL _____ +/- 100 cm. - 114 cm.

CINTURA / WAIST

CALZA DEPORTIVA DE NEOPRENE

HOMBRE

BC1850



INDICACIONES

- Prevenir lesiones y problemas inguinales.
- Favorece la recuperación de contracturas y desgarros.
- Optimiza el trabajo de los músculos abductores.
- Ideal para la práctica deportiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en neoprene metalite y spandex.
- Mayor estiramiento y calor terapéutico.
- Diseño anatómico.
- Facilita la homeostasis térmica.



MEDIR:
Circunferencia
amba de la Cadera

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 58 cm. - 72 cm.
M / M _____ +/- 72 cm. - 86 cm.
G / L _____ +/- 86 cm. - 100 cm.
XG / XL _____ +/- 100 cm. - 114 cm.

CINTURA / WAIST

CALZA DEPORTIVA DE SPANDEX

HOMBRE

BC1849



INDICACIONES

- Todo tipo de actividad deportiva

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en spandex.
- Diseño anatómico.
- Tejido inteligente con ventilación estratégica que favorece a mantener una temperatura corporal óptima.



MEDIR:
Circunferencia
amba de la Cadera

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 58 cm. - 72 cm.
M / M _____ +/- 72 cm. - 86 cm.
G / L _____ +/- 86 cm. - 100 cm.
XG / XL _____ +/- 100 cm. - 114 cm.

CINTURA / WAIST

REMERA TÉRMICA MANGA LARGA MUJER

BC2035



NUEVO

- Negro
- Blanco



INDICACIONES

- Todo tipo de actividad deportiva


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en spandex.
- Diseño anatómico.
- Tejido inteligente con ventilación estratégica que favorece a mantener una temperatura corporal óptima.

MEDIR: Circunferencia del pecho	TALLE / SIZE	PECHO / CHEST
	CH / S _____	+/- 75 cm. - 84 cm.
	M / M _____	+/- 84 cm. - 93 cm.
	G / L _____	+/- 93 cm. - 100 cm.
	XG / XL _____	+/- 100 cm. - 109 cm.
	XXG / XXL _____	+/- 109 cm. - 118 cm.

REMERA TÉRMICA MANGA LARGA PRO MUJER

BC2020



INDICACIONES

- Todo tipo de actividad deportiva

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en spandex.
- Diseño anatómico.
- Tejido inteligente con ventilación estratégica que favorece a mantener una temperatura corporal óptima.

MEDIR: Circunferencia del pecho	TALLE / SIZE	PECHO / CHEST
	CH / S _____	+/- 75 cm. - 85 cm.
	M / M _____	+/- 86 cm. - 96 cm.
	G / L _____	+/- 97 cm. - 107 cm.
	XG / XL _____	+/- 108 cm. - 118 cm.

REMERA TÉRMICA MANGA CORTA MUJER

BC2025



INDICACIONES

- Todo tipo de actividad deportiva

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en spandex.
- Diseño anatómico.
- Tejido inteligente con ventilación estratégica que favorece a mantener una temperatura corporal óptima.

MEDIR: Circunferencia del pecho	TALLE / SIZE	PECHO / CHEST
	CH / S _____	+/- 75 cm. - 85 cm.
	M / M _____	+/- 86 cm. - 96 cm.
	G / L _____	+/- 97 cm. - 107 cm.
	XG / XL _____	+/- 108 cm. - 118 cm.

CHALECO TÉRMICO REDUCTOR

MUJER

BC1855



INDICACIONES

- Incrementa el proceso de sudación, haciendo perder el exceso de grasas en tórax, espalda y abdomen.
- Ideal para la práctica deportiva o actividades de vida diaria.
- Protege del frío.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Diseño anatómico.
- Cierre inoxidable.



MEDIR:
Circunferencia
amba de la Cadera

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 58 cm. - 70 cm.
M / M	+/- 71 cm. - 85 cm.
G / L	+/- 86 cm. - 95 cm.
XG / XL	+/- 96 cm. - 104 cm.

CINTURA / WAIST

CALZA REDUCTORA DE NEOPRENE

MUJER

BC1851



INDICACIONES

- Soporte de cadera y muslos.
- Reductor localizado de peso y de la talla.
- Ideal para la práctica deportiva y procesos de rehabilitación física

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Compresión multidireccional.
- Calor terapéutico.
- Optimiza el trabajo de los músculos abductores.



MEDIR:
Circunferencia
amba de la Cadera

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 58 cm. - 70 cm.
M / M	+/- 70 cm. - 82 cm.
G / L	+/- 82 cm. - 94 cm.
XG / XL	+/- 94 cm. - 104 cm.
XXG / XXL	+/- 104 cm. - 112 cm.
XXXG / XXXL	+/- 112 cm. - 120 cm.

CINTURA / WAIST

CALZA TÉRMICA BIKER PRO

MUJER

BC1872

NUEVO



● Negro



INDICACIONES

- Todo tipo de actividad deportiva

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en spandex.
- Suave y confortable.
- Adecuada temperatura corporal.

	TALLE / SIZE	CINTURA / WAIST
	XCH / XS	+/- 45 cm. - 58 cm.
	CH / S	+/- 58 cm. - 73 cm.
	M / M	+/- 74 cm. - 90 cm.
	G / L	+/- 91 cm. - 108 cm.
	XG / XL	+/- 109 cm. - 120 cm.
MEDIR: Circunferencia arriba de la Cadera		

CALZA TÉRMICA LARGA PRO

MUJER

BC1870



INDICACIONES

- Todo tipo de actividad deportiva

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en spandex.
- Suave y confortable.
- Adecuada temperatura corporal.

	TALLE / SIZE	CINTURA / WAIST
	XCH / XS	+/- 45 cm. - 58 cm.
	CH / S	+/- 58 cm. - 73 cm.
	M / M	+/- 74 cm. - 90 cm.
	G / L	+/- 91 cm. - 108 cm.
	XG / XL	+/- 109 cm. - 120 cm.
MEDIR: Circunferencia arriba de la Cadera		

CALZA TÉRMICA PESCADORA PRO

MUJER

BC1871



INDICACIONES

- Todo tipo de actividad deportiva

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en spandex.
- Suave y confortable.
- Adecuada temperatura corporal.

	TALLE / SIZE	CINTURA / WAIST
	XCH / XS	+/- 45 cm. - 58 cm.
	CH / S	+/- 58 cm. - 73 cm.
	M / M	+/- 74 cm. - 90 cm.
	G / L	+/- 91 cm. - 108 cm.
	XG / XL	+/- 109 cm. - 120 cm.
MEDIR: Circunferencia arriba de la Cadera		

REMERA TÉRMICA MANGA LARGA

NIÑO

BC2014



INDICACIONES

- Ideal para la práctica deportiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en Spandex.
- Suave y confortable.
- Adecuada temperatura corporal.
- Transpirable.

- ☒ Negro
☐ Blanco

TALLE / SIZE


EDAD / AGE

CH / S	6 - 8 años
M / M	8 - 11 años
G / L	11 - 13 años
XG / XL	13 - 15 años

CALZA TÉRMICA LAGA

NIÑO

BC1858



INDICACIONES

- Todo tipo de actividad deportiva

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en spandex.
- Suave y confortable.
- Adecuada temperatura corporal.
- Transpirable.

TALLE / SIZE

EDAD / AGE

CH / S	6 - 8 años
M / M	8 - 11 años
G / L	11 - 13 años
XG / XL	13 - 15 años

CALZA DEPORTIVA

NIÑO

BC1848



INDICACIONES

- Ideal para la práctica deportiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en lycra.
- Suave y confortable.
- Adecuada temperatura corporal.
- Transpirable.

- ☒ Negro
☐ Blanco

TALLE / SIZE

EDAD / AGE

CH / S	9 - 11 años
G / L	11 - 13 años

CALZA TÉRMICA LARGA

NIÑA

BC1863



INDICACIONES

- Todo tipo de actividad deportiva

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en spandex.
- Diseño anatómico.
- Tejido inteligente con ventilación estratégica que favorece a mantener una temperatura corporal óptima.

TALLE / SIZE

EDAD / AGE

CH / S	6 - 8 años
M / M	8 - 11 años
G / L	11 - 13 años
XG / XL	13 - 15 años

NUESTRAS LÍNEAS

FRÍO-CALOR



BODY CARE GEL

BC2005

Chico

BC2007

Grande

BC2030

Extra Grande

INDICACIONES

- Relajación.
- Tratamientos de traumatismos y diversas dolencias corporales.
- Tratamientos post-quirúrgicos.
- En estado frío, para disminuir inflamaciones y hematomas, evitar la formación de edemas, paliar la fiebre y dolores de cabeza. Relaja tensiones y dolencias generadas por traumatismos, esguinces, tendinitis y esfuerzos articulares.
- En estado caliente, aplicado sobre la piel protegido por un paño, ideal para desgarros, tensión muscular, artrosis, tortícolis y lumbago.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en Polietileno-Adhesivo-Nylon.
- Frío/calor.
- Reutilizable.
- Flexible.
- Anatómico.



FAJA PORTA GEL & BOLSA DE HIELO

[FRÍO-CALOR]

BC2012



INDICACIONES

- Sujetador universal de gel.
- Ideal para terapia de frío-calor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene y elástico.
- Anatómico.
- Térmico.




NO INCLUYE GEL NI BOLSA DE HIELO

ANTIFAZ

DE GEL

BC2009



INDICACIONES

- Tratamientos cosméticos y relajación facial.
- Evita la formación de edemas.
- Disminuye inflamaciones y hematomas.
- Mantener en heladera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en PVC cristal.
- Ajuste en abrojo.



BOLSA DE HIELO

BC2008

Chica

BC2008B

Grande



INDICACIONES

- Desgarros y contracturas.
- Es adecuada para paliar la fiebre y dolores de cabeza, disminuir inflamaciones y hematomas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Confeccionada en P.V.C. laminado con poliéster.
- Suave al tacto.



ALMOHADILLA

PARA FIEBRE

BC2013



INDICACIONES

- Dolores de cabeza, estados febriles e insolaciones.
- Evita la formación de edemas.
- Disminuye inflamaciones y hematomas.
- Mantener en heladera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en P.V.C. cristal
- Ajuste en abrojo.





TOBILLERA FRÍO-CALOR THERMIGEL PRO

BC2404

INDICACIONES

- Traumatismos.
- Inflamaciones.
- Esguinces.
- Retorno venoso.
- Tratamientos post-quirúrgicos.

TRATAMIENTO CON FRÍO ❄️

- Disminuye inflamaciones y hematomas.
- Evita la formación de edemas.
- Relaja tensiones y dolencias generadas por traumatismos y esfuerzos articulares.
- Lesiones recientes.

TRATAMIENTO CON CALOR ☀️

- Ideal para tensión muscular.
- Mejora la circulación sanguínea.
- Artrosis. Alivia dolores articulares.
- Tratamiento de esguinces, tendinitis y desgarros crónicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en Lycra elástica, suave y liviana con interior de Hidrogel.
- Cobertura 360° para máximo resultado.
- Reutilizable.
- Flexible.
- Anatómico.
- Su diseño se adapta al contorno del pie.
- Mayor durabilidad de la temperatura.
- Compresión envolvente para alivio rápido y eficaz.



TALLE / SIZE

UNIVERSAL

RODILLERA FRÍO-CALOR

THERMIGEL PRO

BC2401



INDICACIONES

- Traumatismos. Edemas.
- Retorno venoso.
- Tendinitis.
- Tratamientos post-quirúrgicos.

TRATAMIENTO CON FRÍO ❄️

- Disminuye inflamaciones y hematomas.
- Evita la formación de edemas.
- Relaja tensiones y dolencias generadas por traumatismos y esfuerzos articulares.
- Lesiones recientes.

TRATAMIENTO CON CALOR 🔥

- Ideal para tensión muscular.
- Mejora la circulación sanguínea.
- Alivia dolores articulares. Artrosis.
- Tratamiento de esguinces, tendinitis y desgarros crónicos.
- Espasmo muscular.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en Lycra elástica, suave y liviana con interior de Hidrogel.
- Cobertura 360° para máximo resultado.
- Reutilizable. Flexible. Anatómico.
- Su diseño se adapta al contorno de la rodilla.
- Mayor durabilidad de la temperatura.
- Compresión envolvente para alivio rápido y eficaz.

CODERA FRÍO-CALOR

THERMIGEL PRO

BC2405



INDICACIONES

- Traumatismos. Edemas.
- Tendinitis. Inflamaciones.
- Dolor muscular.
- Tratamientos post-quirúrgicos.

TRATAMIENTO CON FRÍO ❄️

- Disminuye inflamaciones y hematomas.
- Evita la formación de edemas.
- Relaja tensiones y dolencias generadas por traumatismos y esfuerzos articulares.
- Lesiones recientes.

TRATAMIENTO CON CALOR 🔥

- Ideal para tensión muscular.
- Mejora la circulación sanguínea.
- Alivia dolores articulares.
- Tratamiento de esguinces, tendinitis y desgarros crónicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en Lycra elástica, suave y liviana con interior de Hidrogel.
- Cobertura 360° para máximo resultado.
- Reutilizable. Flexible. Anatómico.
- Su diseño se adapta al contorno del codo.
- Mayor durabilidad de la temperatura.
- Compresión envolvente para alivio rápido y eficaz.

MUÑEQUERA PALMAR FRÍO-CALOR

THERMIGEL PRO

BC2406



INDICACIONES

- Traumatismos. Edemas.
- Artritis y Artrosis.
- Inflamaciones.
- Tratamientos post-quirúrgicos.

TRATAMIENTO CON FRÍO ❄️

- Disminuye inflamaciones y hematomas.
- Evita la formación de edemas.
- Relaja tensiones y dolencias generadas por traumatismos y esfuerzos articulares.
- Lesiones recientes.

TRATAMIENTO CON CALOR ☀️

- Ideal para tensión muscular.
- Mejora la circulación sanguínea.
- Alivia dolores articulares.
- Tratamiento de artritis, artrosis y tendinitis crónica.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en Lycra elástica, suave y liviana con interior de Hidrogel.
- Cobertura 360° para máximo resultado.
- Reutilizable. Flexible. Anatómico.
- Su diseño se adapta al contorno de la mano.
- Mayor durabilidad de la temperatura.
- Compresión envolvente para alivio rápido y eficaz.

DEDO FRÍO-CALOR

THERMIGEL PRO

BC2407



INDICACIONES

- Traumatismos. Edemas.
- Artritis y Artrosis.
- Inflamaciones.
- Tratamientos post-quirúrgicos.

TRATAMIENTO CON FRÍO ❄️

- Disminuye inflamaciones y hematomas.
- Evita la formación de edemas.
- Relaja tensiones y dolencias generadas por traumatismos y esfuerzos articulares.
- Lesiones recientes.

TRATAMIENTO CON CALOR ☀️

- Ideal para tensión muscular.
- Mejora la circulación sanguínea.
- Alivia dolores articulares.
- Tratamiento de artritis, artrosis y tendinitis crónica.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en Lycra elástica, suave y liviana con interior de Hidrogel.
- Cobertura 360° para máximo resultado.
- Reutilizable. Flexible. Anatómico.
- Su diseño se adapta al contorno del dedo.
- Mayor durabilidad de la temperatura.
- Compresión envolvente para alivio rápido y eficaz.

CASCO FRÍO-CALOR

THERMIGEL PRO

BC2400



INDICACIONES

- Migrañas.
- Relajación.
- Edemas.
- Ojos inflamados.
- Tratamientos estéticos.

TRATAMIENTO CON FRÍO ❄️

- Disminuye inflamaciones y hematomas.
- Evita la formación de edemas.
- Palió la fiebre.
- Relaja tensiones y dolencias generadas por traumatismos.
- Descongela párpados y ojeras.
- Colabora en tratamientos estéticos.

TRATAMIENTO CON CALOR 🔥

- Ideal para tensión muscular.
- Mejora la circulación sanguínea.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en Lycra elástica, suave y liviana con interior de Hidrogel.
- Cobertura 360° para máximo resultado.
- Reutilizable. Flexible. Anatómico.
- Su diseño se adapta al contorno de la cabeza.
- Mayor durabilidad de la temperatura.
- Compresión envolvente para alivio rápido y eficaz.

ANTIFAZ FRÍO-CALOR

THERMIGEL PRO

BC2409



INDICACIONES

- Relajación.
- Edemas.
- Ojos inflamados.

TRATAMIENTO CON FRÍO ❄️

- Disminuye inflamaciones y hematomas.
- Evita la formación de edemas.
- Palió la fiebre.
- Relaja tensiones y dolencias generadas por traumatismos.
- Descongela párpados y ojeras.
- Colabora en tratamientos estéticos.

TRATAMIENTO CON CALOR 🔥

- Ideal para tensión muscular.
- Mejora la circulación sanguínea.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en Lycra elástica, suave y liviana con interior de Hidrogel.
- Reutilizable. Flexible. Anatómico.
- Su diseño se adapta al contorno del rostro.
- Mayor durabilidad de la temperatura.

CERVICAL FRÍO-CALOR

THERMIGEL PRO

BC2480



TALLE / SIZE

UNIVERSAL

INDICACIONES

- Dolor cervical.
- Contracturas.
- Tensión muscular.

TRATAMIENTO CON FRÍO ❄️

- Relaja tensiones y dolencias generadas por traumatismos y esfuerzos articulares.
- Lesiones recientes.
- Migrañas.

TRATAMIENTO CON CALOR 🔥

- Ideal para tensión muscular.
- Mejora la circulación sanguínea.
- Alivia dolores articulares.
- Dolor o rigidez cervical.
- Inflamaciones o contracturas en cuello y hombros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en Lycra elástica, suave y liviana con interior de Hidrogel.
- Cobertura 360° para máximo resultado.
- Reutilizable. Flexible. Anatómico.
- Su diseño se adapta al contorno del cuello.
- Mayor durabilidad de la temperatura.
- Compresión envolvente para alivio rápido y eficaz.



PROTECTOR BUCAL BRUXISMO

NUEVO

BC2006B

INDICACIONES

- Absorbe impactos y trauma bucal.
- Uso nocturno.
- Brinda soporte y alivio del dolor por fricción involuntaria de los dientes.
- Protege y evita el desgaste del esmalte, reduciendo la tensión de los músculos maxilofaciales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en polímero, EVA.
- Diseño anatómico y resistente.
- Permite respirar con normalidad.
- Menor espesor para máxima comodidad.
- Talle universal



TALLE / SIZE

UNIVERSAL

PROTECTOR BUCAL DEPORTIVO



INDICACIONES

- Absorbe impactos y trauma bucal.
- Brinda protección contra distintos tipos de lesiones maxilofaciales: maxilares, piezas dentarias, cortes labiales, entre otros.
- Ideal para la actividad deportiva de contacto.
- Uso nocturno.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en polímero, EVA.
- Adaptable, cómodo y resistente.
- Permite respirar con normalidad.
- Anti-impacto.

TALLE / SIZE

JUNIOR - SENIOR

GUANTES PARA DEPORTES Y LEVANTAMIENTO DE PESAS




INDICACIONES

- Soporte de mano.
- Indicado para todo tipo de actividades deportivas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene con parche de goma antideslizante.
- Sujeción en abrojo.
- Dedo pulgar libre.
- Diseño abierto y anatómico.



VINCHA DE NATACIÓN




INDICACIONES


- Todo tipo de actividad recreativa y deportiva acuática.
- Evita el ingreso de agua al canal auditivo.
- Previene infecciones y lesiones en oídos, como otitis.
- Ideal para sujetar tapones para natación.
- Tratamientos post-quirúrgicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en neoprene.
- Sujeción en abrojo.
- Liviana y fácil aplicación.



ORTESIS DE TONO & POSICIONAMIENTO DE 5 CM. Y 7 CM.



INDICACIONES

- Control de rotación/desrotación en la acción de miembros superiores e inferiores.
- Control de pronación/supinación de miembros superiores.
- Rotador/desrotador tibial o femoral (corto).
- Rotador/desrotador de miembros inferiores (largo).
- Control de marcha en intraversión/ extraversión.
- Patologías leves o post-quirúrgicas de cadera (Labrum).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene abrojo plush.
- Sujetador distal y proximal de abrojo.

MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES

VENDA ELÁSTICA

BC2000 5 cm.

BC2001 7 cm.

BC2002 10 cm.



INDICACIONES

- Várices.
- Prevención de inflamaciones.
- Procesos de rehabilitación post-quirúrgica.
- Estabilización articular.
- Lesiones musculares leves.
- Ideal para uso diario.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionadas con fibras elásticas.
- Confortables y de fácil aplicación.



VENDA ELÁSTICA DEPORTIVA

BC2000B 5 cm.

BC2001B 7 cm.

BC2002B 10 cm.

PACK X 2 UN.

BC2000E 5 cm.

BC2001E 7 cm.

BC2002E 10 cm.

PACK X 6 UN.



INDICACIONES

- Uso preventivo deportivo y en actividades cotidianas.
- Soporte y estabilización de las articulaciones.
- Lesiones musculares leves.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada a partir de tejido de algodón y fibras poliamídicas.
- Confortable y de fácil colocación.
- Venda de elasticidad media.
- Estire longitudinal.




MATERIAL POP

EXHIBIDORES Y FOLLETERÍA



EXHIBIDOR DE PRODUCTOS

• LIVIANO • MODERNO • FÁCIL DE ARMAR



PLÁSTICO CORRUGADO



15 cm.

12 GANCHOS INTERCAMBIABLES

EXHIBIDORES DE PRODUCTOS

- MÁS RESISTENTE.
- MAYOR DURABILIDAD.

CHICO:



ancho	alto	profundidad
40 cm.	175 cm.	40 cm.

13 GANCHOS INTERCAMBIABLES

GRANDE:



ancho	alto	profundidad
70 cm.	175 cm.	40 cm.

22 GANCHOS INTERCAMBIABLES


MATERIAL: CHAPA

EXHIBIDOR DE GELES



EXHIBIDOR DE MEDIAS

INCLUYE 3 GANCHOS INTERCAMBIABLES



PLÁSTICO CORRUGADO

IDEALES PARA SUPERFICIES PLANAS O PARED

• COMPACTOS • FUNCIONALES

MUÑECOS EXHIBIDORES



ancho
18 cm.

alto
62 cm.

profundidad
23 cm.

BODY CARE®

WWW.BODYCARE.COM.AR

SEGUINOS:



BODY CARE® es una marca registrada de Neoteksa S.A. CUIT 30-70889094-0
Rosales 3712 Villa Lynch (B1672APB) - San Martín - Provincia de Buenos Aires.

MEJOR EN MOVIMIENTO