


CATALOGUE PRODUITS

Implants Tissue Level avec col Zircon



● IMPLANT

Implant Z1-Infinity avec hauteur de col Zircone 1,5 mm

Longueur (mm)	Ø3,5	Ø4	Ø5
8	ZI308	ZI408	ZI508
10,5	ZI310	ZI410	ZI510
11,5	ZI311	ZI411	ZI511
13	ZI313	ZI413	ZI513
15,5	ZI315	ZI415	ZI515



Pose à 45 N.cm
Livré avec 1 vis de couverture



Implant Z1-M avec hauteur de col Zircone 1,5 mm

Longueur (mm)	Ø3,2	Ø3,9	Ø4,7
8	ZM308	ZM408	ZM508
10	ZM310	ZM410	ZM510
11,5	ZM311	ZM411	ZM511
13	ZM313	ZM413	ZM513
15	ZM315	ZM415	ZM515



Pose à 45 N.cm
Livré avec 1 vis de couverture



Implant Z1-Infinity avec hauteur de col Zircone 2,5 mm

Longueur (mm)	Ø3,5	Ø4	Ø5
8	ZHI308	ZHI408	ZHI508
10,5	ZHI310	ZHI410	ZHI510
11,5	ZHI311	ZHI411	ZHI511
13	ZHI313	ZHI413	ZHI513
15,5	ZHI315	ZHI415	ZHI515



Pose à 45 N.cm
Livré avec 1 vis de couverture



Implant Z1-M avec hauteur de col Zircone 2,5 mm

Longueur (mm)	Ø3,2	Ø3,9	Ø4,7
8	ZHM308	ZHM408	ZHM508
10	ZHM310	ZHM410	ZHM510
11,5	ZHM311	ZHM411	ZHM511
13	ZHM313	ZHM413	ZHM513
15	ZHM315	ZHM415	ZHM515



Pose à 45 N.cm
Livré avec 1 vis de couverture



Implant Z1-Connect avec hauteur de col Zircone 1,5 mm

Longueur (mm)	Ø3,5	Ø4	Ø5
8	ZBX308	ZBX408	ZBX508
10,5	ZBX310	ZBX410	ZBX510
13	ZBX313	ZBX413	ZBX513
15,5	ZBX315	ZBX415	ZBX515



Pose à 45 N.cm
Livré avec 1 vis de couverture



Pour vous permettre une meilleure reconnaissance des pièces à utiliser, un code couleur est intégré dans tous nos systèmes.

La référence de ce code est le **diamètre de la plateforme implantaire**.

Ø4,4 mm	Ø5 mm	Ø6 mm	Ø4,4 mm	Ø5 mm	Ø6 mm
8	Ø3,5 mm Z1-Infinity	Ø3,5 mm, Ø4 mm Z1-Connect	M	Ø3,2 mm	Ø3,9 mm
	Ø5 mm Z1-Infinity	Ø5 mm Z1-Infinity		Ø4,7 mm	

Implant Z1-Connect avec hauteur de col Zircone 2,5 mm

Longueur (mm)	Ø3,5	Ø4	Ø5
8	ZHX308	ZHX408	ZHX508
10,5	ZHX310	ZHX410	ZHX510
13	ZHX313	ZHX413	ZHX513
15,5	ZHX315	ZHX415	ZHX515



Pose à 45 N.cm
Livré avec 1 vis de couverture



Macro modèle

Votre Z1 à portée de main :

Réf. Z-MACRO_Z1_L (grand modèle)

Réf. Z-MACRO_Z1_S (petit modèle)



Alésoirs pour implants Z1 - compatible 8 et M

Au cas où il serait nécessaire de positionner partiellement le col en zircone dans la corticale osseuse, utiliser l'alésoir correspondant au diamètre de l'implant. Aléser l'os cortical jusqu'au marquage laser indiqué sur les alésoirs.



Réf. A-ALE300
pour implants
Ø3,5 et Ø3,2



Réf. A-ALE400
pour implants
Ø4 et Ø3,9



Réf. A-ALE500
pour implants
Ø5 et Ø4,7

Disponibles dans la trousse chirurgicale TBR ou à l'unité.

Réf. A-TCP006 : trousse chirurgicale Connect 8

Réf. A-TCP009 : trousse chirurgicale Infinity 8

Réf. A-TCP008 : trousse chirurgicale M M

Vis de cicatrisation



Vis de cicatrisation Z1, hauteur 3 et 5 en gamme 8, disponibles en tout diamètre sur demande.

Hauteur 3 mm :
Réf. ZI-VT430
Réf. ZC-VT530
Réf. ZC-VT630

Hauteur 5 mm :
Réf. ZI-VT450
Réf. ZC-VT550
Réf. ZC-VT650



Vis de cicatrisation Z1, hauteur 3,5 en gamme M, disponibles en tout diamètre sur demande.


Hauteur 3,5 mm :
Réf. ZM-VT430
Réf. ZM-VT530
Réf. ZM-VT630

● TRANSFERT DE PRISE D'EMPREINTE


Scanbody - Transfert numérique

Les composants prothétiques 3D, nécessaires pour vos travaux personnalisés compatibles Exocad, 3shape et Dentalwings, sont directement téléchargeables sur notre site internet tbr.dental/fr/contact.

Ø implant	Øem (mm)	H (mm)	Référence
Ø3,5 Ø4 Ø5	3,5	7	O-SCN007
		12	O-SCN000



Ø implant	Øem (mm)	H (mm)	Référence
Ø3,2 Ø3,9 Ø4,7	3,5	7	ZM-SCN007
		12	ZM-SCN000



Scanbody - Transfert numérique pour pilier Multi-Unit - compatible 8 et M

Ø implant	Hc (mm)	Référence
Ø3,5 Z1 Infinity Ø3,2	1,2	ZM-GCF400
Ø3,5 Z1 Connect Ø4/3,9		ZC-GCF500
Ø5/4,7		ZC-GCF600

Les composants prothétiques 3D nécessaires pour vos travaux personnalisés compatibles Exocad, 3shape et Dentalwings sont directement téléchargeables sur notre site internet tbr.dental/fr/contact.




Livré avec 1 vis
Réf. Z-VPC025




Transfert d'empreinte - Technique Directe «Pick-up»

Ø implant	Øem (mm)	Hc (mm)	Référence
Ø3,5 Z1 Infinity	Ø4,4	2	ZI-TD400
Ø3,5 Z1 Connect Ø4	Ø5		ZC-TD500
Ø5	Ø6		ZC-TD600




Ø implant	Øem (mm)	Hc (mm)	Référence
Ø3,2	Ø4,4	2	ZM-TD400
Ø3,9	Ø5		ZM-TD500
Ø4,7	Ø6		ZM-TD600




Transfert d'empreinte - Technique Indirecte «Pop-in»

Ø implant	Øem (mm)	Hc (mm)	Référence
Ø3,5 Z1 Infinity	Ø4,4	2	ZI-TI400
Ø3,5 Z1 Connect Ø4	Ø5		ZC-TI500
Ø5	Ø6		ZC-TI600



Ø implant	Øem (mm)	Hc (mm)	Référence
Ø3,2	Ø4,4	2	ZM-TI400
Ø3,9	Ø5		ZM-TI500
Ø4,7	Ø6		ZM-TI600




Transfert d'empreinte - Technique Directe «Swissclip»

Conseil d'utilisation : Utilisation optimale lorsque l'axe implantaire est droit.


Ø implant	Øem (mm)	Hc (mm)	Référence
Ø3,5 Z1 Infinity	Ø4,4	2	ZI-TDC400
Ø3,5 Z1 Connect Ø4	Ø5		ZC-TDC500
Ø5	Ø6		ZC-TDC600

Les bagues Swissclip sont à changer régulièrement.




Ø implant	Øem (mm)	Hc (mm)	Référence
Ø3,2	Ø4,4	2	ZM-TDC400
Ø3,9	Ø5		ZM-TDC500
Ø4,7	Ø6		ZM-TDC600

Les bagues Swissclip sont à changer régulièrement.




Transfert d'empreinte - Technique Directe pour pilier Multi-Unit - compatible 8 et M

Ø implant	Øem (mm)	Hc (mm)	Référence
Ø3,5 Z1 Infinity Ø3,2	Ø4,25	3	ZM-TDP400
Ø3,5 Z1 Connect Ø4/3,9	Ø5		ZC-TDP500
Ø5/4,7	Ø6		ZC-TDP600



Transfert d'empreinte - Technique Indirecte pour pilier Multi-Unit - compatible 8 et M

Ø implant	Øem (mm)	Hc (mm)	Référence
Ø3,5 Z1 Infinity Ø3,2	Ø4,25	3	ZM-TIP400
Ø3,5 Z1 Connect Ø4/3,9	Ø5		ZC-TIP500
Ø5/4,7	Ø6		ZC-TIP600



Transfert pour pilier Locator® - compatible 8 et M

Ø implant	Référence
Ø3,5/3,2 Ø4/3,9 Ø5/4,7	LOC_08505



Conditionné par 4

● HOMOLOGUE

Homologue d'implant

 **Conseil d'utilisation :** Les homologues d'implants titane s'utilisent aussi bien en méthode conventionnelle qu'en méthode numérique.

Ø implant	Øem (mm)	Référence titane	Référence Teflon™
Ø3,5 Z1 Infinity	Ø4,4	ZI-RU400	ZC-RLT000
Ø3,5 Z1 Connect Ø4	Ø5	ZC-RU500	
Ø5	Ø6	ZC-RU600	




Ø implant	Øem (mm)	Référence
Ø3,2	Ø4,4	ZM-RU400
Ø3,9	Ø5	ZM-RU500
Ø4,7	Ø6	ZM-RU600



 Le collage de la céramique usinée sur les bases de connexion indexées ou non indexées doit être réalisé en s'appuyant sur l'homologue Teflon™ Réf : ZC-RLT000.

Homologue pour pilier Multi-Unit - compatible 8 et M

Ø implant	Hc (mm)	Référence
Ø3,5 Z1 Infinity Ø3,2	1	ZM-HPU400
Ø3,5 Z1 Connect Ø4/3,9		ZC-HPU500
Ø5/4,7		ZC-HPU600



Homologue pour pilier Locator® - compatible 8 et M

Ø implant	Référence
Ø3,5/3,2 Ø4/3,9 Ø5/4,7	LOC_08530



Conditionné par 4

● PROTHÈSE FIXE


Base de connexion indexée

Ø implant	Øem (mm)	Hc (mm)	Référence
Ø3,5 Ø4 Ø5	Ø3,5	3	ZC-BAS000
		5	ZC-BAL000



 Pour faciliter le collage de la couronne sur la base de connexion indexée, utiliser l'homologue Teflon™ Réf : ZC-RLT000 afin de simuler le plateau du col en zircone.


Ø implant	Øem (mm)	Hc (mm)	Référence
Ø3,2 Ø3,9 Ø4,7	Ø3,5	3	ZM-BAS000
		5	ZM-BAL000



 Le collage doit se faire en bouche et non au laboratoire. Une tige Teflon™ est fournie à cet effet afin d'obturer la base de connexion le temps de la polymérisation de la résine.

Base de connexion non indexée

Ø implant	Øem (mm)	Hc (mm)	Référence
Ø3,5 Ø4 Ø5	Ø3,5	3	ZC-BASR000



 Pour faciliter le collage de la couronne sur la base de connexion non indexée, utiliser l'homologue Teflon™ Réf : ZC-RLT000 afin de simuler le plateau du col en zircone.

Ø implant	Øem (mm)	Hc (mm)	Référence
Ø3,2 Ø3,9 Ø4,7	Ø3,5	3	ZM-BASR000




 Le collage doit se faire en bouche et non au laboratoire. Une tige Teflon™ est fournie à cet effet afin d'obturer la base de connexion le temps de la polymérisation de la colle.

Pilier standard titane

Ø implant	Øem (mm)	α°	Référence
Ø3,5 Ø4 Ø5	Ø4	0°	ZC-MT000
		15°	ZC-MT001
		25°	ZC-MT002



Ø implant	Øem (mm)	α°	Référence
Ø3,2 Ø3,9 Ø4,7	Ø4	0°	ZM-MT000
		15°	ZM-MT001
		25°	ZM-MT002



Notre centre d'usinage Index vous propose des restaurations personnalisées de haute précision :

- > barres / suprastructures sur piliers Multi-Unit (titane ou chrome-cobalt)
- > bridges transvisés sur piliers Multi-Unit (titane, zircone, chrome-cobalt, PMMA)

● PROTHÈSE TRANSVISSÉE / VISSÉE

Pilier Multi-Unit Droit

Les piliers multi-unit droits sont livrés avec des gaines calcinables, Réf. GP400/500/600.


Ø implant	Hc (mm)	Référence
Ø3,5 Z1 Infinity	1	ZI-PCS400
Ø3,5 Z1 Connect Ø4		ZC-PCS500
Ø5		ZC-PCS600



Vissage manuel pour l'embase titane
Vissage 30 N.cm pour la vis
Livré avec 2 vis
Réf. HO-VIP034




Ø implant	Hc (mm)	Référence
Ø3,2	1	ZM-PCS400
Ø3,9		ZM-PCS500
Ø4,7		ZM-PCS600



Vissage manuel pour l'embase titane
Vissage 30 N.cm pour la vis
Livré avec 2 vis
Réf. HO-VIP034

Gaine TITANE pour pilier Multi-Unit - compatible 8 et M

Ø implant	Hc (mm)	Référence
Ø3,5 Z1 Infinity Ø3,2	1,2	ZC-GCS000
Ø3,5 Z1 Connect Ø4/3,9		
Ø5/4,7		



Vissage 20 N.cm pour la vis
Livrées avec 2 vis
Réf. Z-VPC025
Spécial CAD/CAM

Gaine PEEK pour pilier Multi-Unit - compatible 8 et M

Ø implant	Hc (mm)	Référence
Ø3,5 Z1 Infinity Ø3,2	1,2	ZM-GPCS400
Ø3,5 Z1 Connect Ø4/3,9		ZC-GPCS500
Ø5/4,7		ZC-GPCS600



Vissage 20 N.cm pour la vis
Livrées avec 2 vis
Réf. Z-VPC025

Spécial CAD/CAM

Les gaines TITANE et PEEK sont sécables. En méthode numérique, 3 hauteurs de gaines TITANE/PEEK (1/3, 2/3, 3/3) sont disponibles dans les bibliothèques de composants 3D téléchargeables sur le site internet tbr.dental/fr/contact.

Coiffe de cicatrisation pour pilier Multi-Unit - compatible 8 et M

Ø implant	Øem (mm)	H (mm)	Référence
Ø3,5 Z1 Infinity Ø3,2	Ø4,25	3,5	Z-CP400
Ø3,5 Z1 Connect Ø4/3,9	Ø5		Z-CP500
Ø5/4,7	Ø6		Z-CP600



Vissage manuel

● PROTHÈSE AMOVIBLE

Pilier Locator®

Ø implant	Hg (mm)	Référence
Ø3,5 Ø4 Ø5	1	LOC_01655
	2	LOC_01656
	3	LOC_01657
	4	LOC_01658
	5	LOC_01659

Conseil d'utilisation : Utilisation du sélecteur d'épaulement, Réf. O-KHE500 pour le choix de la hauteur gingivale. Disponible à l'unité ou dans la trousse prothétique.

Vissage 20 N.cm



Ø implant	Hg (mm)	Référence
Ø3,2 Ø3,9 Ø4,7	1	LOC_01813
	2	LOC_01814
	3	LOC_01752
	4	LOC_01815
	5	LOC_01816

Conseil d'utilisation : Utilisation du sélecteur d'épaulement, Réf. M-KHE500 pour le choix de la hauteur gingivale. Disponible à l'unité ou dans la trousse prothétique.

Vissage 20 N.cm



Accessoires pour Pilier Locator® - compatible 8 et M

Désignation	Référence
Locator® pack : coiffe + rétentions + rondelle d'espacement	LOC_08519-2
Clé Locator® multi-fonctions 3 en 1	LOC_08393
Mandrin Locator®	LOC_08260
Guide Locator® de mesure d'angle	LOC_9530
Paralléliseur clipsable Locator® pour mesure de divergence	LOC_08517

Conditionné par 2



Désignation	Force	Référence
Joint de rétention nylon provisoire (x4) noir	N/A	LOC_08515
Joint de rétention nylon LIGHT (x4) rouge	40° Div max/0,45 kg	LOC_08548
Joint de rétention nylon STANDARD (x4) vert	40° Div max/1,81 kg	LOC_08547
Joint de rétention nylon EXTRA LIGHT (x4) bleu	40° Div max/0,68 kg	LOC_08529
Joint de rétention nylon EXTRA LIGHT (x4) rose	20° Div max/1,36 kg	LOC_08527
Joint de rétention nylon STANDARD (x4) transparent	20° Div max/2,27 kg	LOC_08524



INSTRUMENTS

Désignation	Référence
Tournevis hexagonal ultra court L = 10,5 mm	A-CHB165
Tournevis hexagonal court L = 10,5 mm	A-CHC216
Tournevis hexagonal moyen L = 14,75 mm	A-CHM265
Tournevis hexagonal long / L = 19 mm	A-CHL301
Clé dynamométrique	GAN-469-1000203
Mandrin hexagonal court / L = 11 mm pour dé dynamométrique	A-ME007
Mandrin hexagonal long / L = 19 mm pour dé dynamométrique	A-ME006
Embout hexagonal court pour contre-angle / L = 10 mm	ET 600
Embout hexagonal long pour contre-angle / L = 19 mm	ET 700
Mandrin extracteur long pour pilier pour gamme M pour pilier Z1-M	A-EXT240
Sélecteur de hauteur d'épaulement M	M-KHE500



Désignation	Référence
Sélecteur de hauteur d'épaulement 8	O-KHE500
Mandrin court pour pilier Multi-unit pour dé dynamométrique	A-MPC103
Mandrin long pour pilier Multi-unit pour dé dynamométrique	A-MPC198
Kit d'extraction de vis M	A-KEV600
Kit d'extraction de vis 8	A-KEV800
Kit d'angulation SwissClip M	KP202
Kit d'angulation SwissClip 8	KP201
Transparent sélecteur universel	A-TS600



NOTICES & PROTOCOLES TBR®

Retrouvez, en un seul endroit, toutes les notices et protocoles d'implantologie et de prothèse sur notre plateforme en ligne : ifu.tbr.dental

Téléchargez notre **Catalogue Instrumentation & accessoires** sur notre site tbr.dental/fr/technologies

Réf. Z-FINST



TBR®
since 1987

The Z1
BORN TO PREVENT

24 impasse René Couzinet, 31500 Toulouse - FRANCE
+33 (0)5 62 16 71 00 contact@tbr.dental
the-z1.com