

Precisept

Precisept



PRECISION

PRECISEPT SPRAY

Spray per la pulizia e la disinfezione delle superfici

Liquido per la disinfezione rapida di piccole superfici in ambito medico. È adatto per la disinfezione di superfici come piani di lavoro, tavoli, maniglie delle porte, manici, nonché apparecchiature mediche non invasive come ad es. poltrone per trattamenti, apparecchiature mediche, attrezzature per la riabilitazione. Il prodotto ha un effetto battericida, lieviticida, tubercolocida e virucida limitato (contro Rotavirus, Norovirus) e antivirale contro i virus con involucro (inclusi Vaccinia, BVDV, corono-

- Utilizzo rapido: pronte all'uso
- Efficace e delicato su ogni superficie
- Ampia efficacia virucida, battericida e fungicida
- A base alcolica

Spray - 1 flacone da 1 L	PR010SPR1
Tanica - 1 tanica da 5 L	PR010SPR5



PRECISEPT WIPES

Salviette imbevute di alcol per la pulizia e la disinfezione di piccole superfici e apparecchiature mediche

Salviette a base di alcol per la pulizia e la disinfezione rapida di piccole superfici in ambito medico. Disinfettano le superfici, uccidono batteri, funghi simili a lieviti, bacilli della tubercolosi, virus capsulati (compresi vaccini, BVDV, HIV, HBV, HCV), nonché rotavirus e norovirus in 30 secondi.

- Utilizzo rapido
- Efficace e delicato su ogni superficie
- Ampia efficacia virucida, battericida e fungicida

Box - 100 salviette	PR010WIPEB
----------------------------	------------



PRECISEPT INSTRUMENTS

Liquido per la detersione e disinfezione degli strumenti chirurgici

Liquido concentrato per la detersione e la disinfezione di strumentario chirurgico e attrezzature mediche invasive. Utilizzabile in bagno a immersione o vasca a ultrasuoni, con una concentrazione dello 0.5% per 30 minuti o del 1% per 15 minuti. Efficacia microbiologica secondo EN13727 (batteri compresa MRSA); funghi (*C. albicans*) secondo EN13624, EN14562; micobatteri (*M. avium*, *M. terrae*) secondo EN14348; bacilli della tubercolosi secondo EN14348, EN14563; adenovirus w poliovirus secondo EN14476; virus capsulati (HBV, HIV, HCV, Ebola, Vaccinia, BVDV) secondo EN14476. Tempo medio di trattamento: 15 minuti.

- Ampia efficacia virucida, battericida, fungicida
- In bagno a immersione o in vasca a ultrasuoni
- 15 minuti per una efficace disinfezione

Flacone - 1 flacone da 1 L	PR010INST1
Tanica - 1 tanica da 5 L	PR010INST5



PRECISEPT SUCTION

Concentrato per la pulizia e la disinfezione degli apparecchi di aspirazione

Liquido per la pulizia e la disinfezione dei sistemi di aspirazione, dei separatori di amalgama e delle vaschette dei riuniti odontoiatrici. *Diluibile all'1% o al 2%, con una applicazione di 15 minuti.* Efficacia microbiologica secondo EN13727 (batteri); funghi (*C. albicans*) secondo EN13624; bacilli della tubercolosi secondo EN14348; virus capsulati secondo EN14477.

- Ampia efficacia virucida, battericida, fungicida
- Copertura completa per il riunito
- 15 minuti per una efficace disinfezione

Tanica - 1 tanica da 5 L	PR010SUCT5
---------------------------------	------------



PRECISEPT ROTARY

Liquido per la pulizia e la disinfezione degli strumenti rotanti

Liquido pronto all'uso per la pulizia e la disinfezione degli strumenti chirurgici rotanti: manipoli, frese per ossa in acciaio, metalli duri, diamanti, strumenti abrasivi e lucidanti come punte in gomma o silicone, piastre in ceramica e strumenti per il trattamento radicolare. Utilizzabile in bagno a immersione o vasca a ultrasuoni. Efficacia microbiologica secondo EN13727 (batteri compresa MRSA); funghi (*C. albicans*) secondo EN13624, EN14562; bacilli della tubercolosi secondo EN14348, EN14563; virus capsulati (HBV, HIV, HCV, Ebola, Vaccinia, BVDV) secondo EN14476. Tempo medio di trattamento: 15 minuti

- Pronto all'uso: non richiede diluizione
- Copre sia gli strumenti chirurgici che endodontici
- Ampia efficacia virucida, battericida e fungicida

Flacone - 1 flacone da 1 L	PR010ROTY1
Tanica - 1 tanica da 5 L	PR010ROTY5



Creato in esclusiva per

 **DENTALICA**
Into quality

PRECISION è un marchio di:
DENTALICA S.p.A. - Via Rimini, 22 - 20142 Milano
info@dentalica.com - www.dentalica.com